

**Ordine Preventivo Conto visione**

## Eurochair<sup>2</sup> 2.850

Rivenditore

Valutazione eseguita da:

Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

### Eurochair<sup>2</sup> 2.850

Carrozzina leggera

## A PARTIRE DA 995,00 € + IVA

Numero repertorio Ministero: 1741616

Riconducibilità per omogeneità funzionale a:  
**Carrozzina leggera**

**codice ISO: 12.21.06.039**

Aggiuntivi:

Estrazione rapida delle ruote grandi con ruotine 80 mm minimo

codice ISO: 12.24.21.106

Forcelle delle ruote piccole con inclinazione regolabile

codice ISO: 12.24.21.112

Posizionamento variabile dei perni delle ruote grandi

codice ISO: 12.24.21.109

Struttura leggera

codice ISO: 12.24.03.121

Struttura a doppia crociera rinforzata

codice ISO: 12.24.03.118

Braccioli regolabili in altezza

codice ISO: 12.24.06.160

Attenzione! I codici ISO sopracitati sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore

### Configurazione di base

- Ruote posteriori 24"
- Corrimano alluminio
- Distanza 15 mm
- Pneumatici PU, gomma piena
- Ruote anteriori 180 mm PU
- Schienale pretensionabile 4 velcri
- Fianchetti regolabili in altezza removibili, ribaltabili dietro la seduta con imbottitura regolabile in profondità
- Poggiagambe removibili swingaway
- Poggiapiedi regolabili in flessione
- Profondità 43 cm
- Altezza schienale 42 cm
- Lunghezza telaio regolabile
- Teli colore nero
- Telaio bianco
- Cuscino
- Cintura di sicurezza
- Reggistampella
- Illuminazione passiva
- Ruotine antiribaltamento
- Ruotine frenabili per passaggi stretti
- Freno a pressione



Nota: l'illustrazione non corrisponde alla configurazione di base

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 12.04.2022 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/eurochair-2-2850](http://www.medimec.it/eurochair-2-2850).

Dimensioni in cm	
Larghezza seduta	38 - 40 - 43 - 46 - 48 - 50
Ingombro	61 - 63 - 66 - 69 - 71 - 73
Larghezza piegata	29
Profondità	43 (46 su richiesta)
Altezza seduta anteriore/posteriore	47 - 52 regolabile
Altezza complessiva	93
Altezza schienale	40 / 42 / 44
Altezza bracciolo	20 - 29
Lunghezza totale con poggiatesta e ruote antiribaltamento	105
Portata utente in kg	130
Peso in kg	17,5
Peso complessivo in kg	147,5
Ruote posteriori	61,6 cm (24")

Il produttore si riserva cambiamenti tecnici ed estetici senza preavviso nell'ottica di miglioramento del prodotto

Selezione taglia			
Quantità	Larghezza seduta	Codice ISO	Imponibile
_____	38 cm		incl.
_____	40 cm		incl.
_____	43 cm		incl.
_____	46 cm		incl.
_____	48 cm	12.24.06.175	84,00 €
_____	50 cm	12.24.06.175	84,00 €
Quantità	Profondità seduta	Codice ISO	Imponibile
_____	43 cm (Standard)		incl.
_____	46 cm		115,00 €

Accessori		
Codice	Descrizione	Imponibile
MED48R	Barra stabilizzatrice regolabile	94,50 €
1057532	Poggiagambe elevabili completi di poggiatesta (paia)	260,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 12.04.2022 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/eurochair-2-2850](http://www.medimec.it/eurochair-2-2850).