

Ordine

Preventivo

Conto visione

s-max

Rivenditore

Valutazione eseguita da:

Riferimento Utente Signor/a:

s-max

Montascale a ruote da applicare alla carrozzina

A PARTIRE DA € 5.850,00 + IVA

Numero repertorio Ministero: s-max 116559/R - s-max 160kg 140358/R

Riconducibilità per omogeneità funzionale a:

Montascale a ruote

codice ISO secondo DM 27/08/99 n. 332: 18.30.12.006

Montascale mobile a ruote per carrozzina

codice ISO secondo DPCM 12/01/17 Allegato 5: 18.30.08.006

Attenzione! I codici ISO sopracitati sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore

Configurazione di base

- Freni per l'arresto automatico sui gradini
 - Batterie da 12V 3,3 Ah sigillate al piombo
 - Carica batterie automatico da 12V
 - Cintura di sicurezza
 - Poggiatesta
 - Dispositivo d'attacco completo per carrozzina
- Nota bene: indicare sempre marca, modello e larghezza della carrozzina alla quale verrà applicato il montascale s-max



Dati carrozzina

Marca:

Modello:

Larghezza seduta (in cm):

| Dati tecnici | s-max 135 kg |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Portata max utente + carrozzina | 135 kg |
| Altezza totale min-max | 115 - 135 cm |
| Dimensione minima seduta carrozzina | variabile a seconda del modello |
| Velocità min-max * | 5 - 20 scalini al minuto |
| Raggio di sterzata min | 90 cm a seconda della carrozzina |
| Altezza scalino superabile fino a | 22 cm / 23,5 cm (su richiesta) |
| Funzione smart step 2.0 | Sì |
| Luce LED ausiliaria | Sì |
| Autonomia con una carica fino a | 15 - 20 piani (circa 300 scalini) |
| Peso / tipo pacco batteria | 3 kg / 2x 12 V, 3,3 AH, GEL PIOMBO |
| Peso / tipo propulsore | 15,8 kg / 24 V, 200 W, DC |
| Peso totale | 22 kg |

* Velocità regolabile in modo lineare

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.03.2022 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/s-max.

Configurazione di base

| Articolo | Descrizione | Imponibile |
|---------------|--------------------------|------------|
| 300680 | s-max con portata 135 Kg | 5.850,00 € |

Accessori

| Articolo | Descrizione | U.M. | Imponibile |
|---------------|--|------|------------|
| 300732 | SDM7 Pedana universale per carrozzelle manuali per montascale S-MAX da 135 Kg * | Pz. | 890,00 € |
| 300758 | SDM7 Pedana universale per carrozzelle manuali per montascale S-MAX da 160 Kg * | Pz. | 1.255,00 € |
| 300035 | Pacco batteria completo intercambiabile | Pz. | 398,00 € |
| 330020 | Invertitore di corrente 12V/230V per ricarica sul veicolo | Pz. | 200,00 € |
| ROTANT | Rotellina antiribaltamento | Pz. | 157,00 € |
| 300282 | Manico con impugnatura dritta (anziché quello di serie) | Pz. | 126,00 € |
| 300495 | Maggiorazione dell'alzata di 2 cm. per superare scalini fino a 23,5 cm. di altezza | Set | 470,00 € |
| 300537 | Inclinometro vibrante per il corretto utilizzo | Pz. | 297,00 € |
| 300152 | Leva per reclinazione | Pz. | 127,50 € |
| 300654 | Unità di seduta con manico, braccioli e pedana | Pz. | 1.690,00 € |
| 300745 | Manico ovale da utilizzare con pedana SDM7 | Pz. | 780,00 € |
| 300180 | Comando completo lato sx per SMAX D1352 (anziché standard) | Pz. | 225,00 € |

* NB: se la pedana SDM7 viene acquistata in configurazione iniziale con il montascale s-max, questo viene fornito con il manico ovale art. 300745 (anziché quello standard). Se la pedana SDM7 viene acquistata successivamente per essere installata sul montascale s-max, è necessario acquistare anche il manico ovale cod. 300745.

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.03.2022 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/s-max.