

Ordine

Preventivo

Conto visione

Reinviare a ufficio commerciale:
commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

Thevo Twist

Rivenditore

Valutazione eseguita da:
Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

Thevo Twist

Passeggino dinamico con micro-stimolazione

PREZZO BASE: 2.800,75 € + IVA

Configurazione di base

- Passeggino con base da esterno
- Basculamento
- Unità posturale tronco-bacino
- Pedana unica regolabile in altezza e inclinazione
- Regolazione in profondità della seduta
- Regolazione altezza dello schienale
- Elementi di contenimento laterale del bacino.



Dimensioni in cm	Misura 1	Misura 2
Larghezza seduta	19 - 31 cm	25 - 36 cm
Profondità seduta	19 - 30 cm	27 - 38 cm
Altezza schienale	47 - 68 cm	64 - 78 cm
Lunghezza tibiale	17 - 30 cm	25 - 36 cm
Basculamento	-10° / +45°	-10° / +40°
Angolo tra seduta e schienale	90° - 138°	90° - 148°
Ingombro telaio A da chiuso	59 x 50 x 88 cm	69,5 x 52 x 99 cm
Ingombro unità di seduta chiusa	38 x 33 x 73 cm	45 x 35 x 91 cm
Portata	35 kg	40 kg

Tutte le dimensioni sono espresse in larghezza per altezza per profondità; ant. = anteriore; pos. = posteriore. Tolleranze ± 1,5 cm. La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso

Sistema di seduta

Misura 1	Misura 2	Codice ISO	Descrizione	Imponibile
66883103 rosso con profili grigi	67883103 rosso con profili grigi	18.09.39.021 18.09.39.033 18.09.39.133	Thevo Twist unità di seduta, completa di fodera e supporto con fermi per bretellaggio. Manuale in lingua italiana	2.074,33 €
66884103 blu con profili bianchi	67884103 blu con profili bianchi	18.09.39.136 18.09.39.139		

Telaio per esterno

Misura 1	Misura 2	Codice ISO	Descrizione	Imponibile
62012	64012	18.09.39.006 18.09.39.103	Telaio modello "A" da esterno con ruote anteriori piroettanti (articolo 62011 o 64011) e con levetta basculamento (articolo 67491002)	726,42 €

Telaio per interno

Misura 1	Misura 2	Codice ISO	Descrizione	Imponibile
66665	66665	18.09.39.003 18.09.39.103	Telaio modello "Q" con regolazione dell'altezza tramite pistone a gas	1.150,00 €
66915	66915	18.09.39.003 18.09.39.103	Telaio modello "Z" con regolazione dell'altezza tramite pistone a gas	726,42 €

Attenzione. I codici ISO sopra citati sono parzialmente riconducibili indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.03.2022 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/thevo-twist.

Accessori				
Misura 1	Misura 2	Codice ISO	Descrizione	Imponibile
66481	66481		Cinturini fermapiedi per pedana unica	53,00 €
6381			Barra imbottita per polpacci	48,00 €
66205	67205	18.09.39.157	Cuneo di abduzione	139,72 €
6372	6572		Barra di protezione/appoggio imbottita	98,00 €
63721			Barra di protezione/appoggio imbottita, rinforzata e ricurva	98,00 €
66281	67281	18.09.39.172	Tavolino in plexiglass trasparente	265,14 €
6386	6586		Contenimenti laterali alti per bacino	138,00 €
8420	8470	18.09.39.163	Cintura pelvica a 2 punti, regolabile	106,06 €
8421	8471	18.09.39.163	Cintura pelvica a 4 punti, regolabile	106,06 €
661451	671451	18.09.39.163	Imbragatura pelvica, soft	106,06 €
661651		18.09.39.145	Bretellaggio a farfalla, small	106,06 €
661751	661751	18.09.39.145	Bretellaggio a farfalla, medium	106,06 €
	671751	18.09.39.145	Bretellaggio a farfalla, large	106,06 €
63852		18.09.39.145	Bretellaggio a farfalla in neoprene, small	106,06 €
65852	65852	18.09.39.145	Bretellaggio a farfalla in neoprene, medium	106,06 €
663151		18.09.39.145	Bretellaggio a gilet, small	106,06 €
663251	663251	18.09.39.145	Bretellaggio a gilet, medium	106,06 €
	673151	18.09.39.145	Bretellaggio a gilet, large	106,06 €
66295	66295	18.09.39.145	Cintura ad "H", imbottita	106,06 €
6383	6583	18.09.39.148	Supporti laterali con elementi mobili (paio)	271,88 €
63771	65771	18.09.39.148	Supporti laterali planari (paio)	271,88 €
6596	6596	18.09.39.148	Supporti laterali avvolgenti (paio)	271,88 €
6384	6584		Asta in alluminio modellabile da utilizzare con la fodera (articolo 500512042)	50,00 €
500512042	500512043		Fodera per elementi mobili laterali	58,00 €
6387	6587	18.09.39.027	Appoggiatesta standard, colore blu	363,66 €
63871	65871	18.09.39.027	Appoggiatesta standard, colore rosso	363,66 €
65980	65980	18.09.39.027	Appoggiatesta con contenimento occipitale regolabile, colore blu	363,66 €
65981	65981	18.09.39.027	Appoggiatesta con contenimento occipitale regolabile, colore rosso	363,66 €
65990	65990	18.09.39.027	Appoggiatesta con contenimento laterale, colore blu	363,66 €
65991	65991	18.09.39.027	Appoggiatesta con contenimento laterale, colore rosso	363,66 €
6374	6574		Sacco termico, invernale	340,00 €
6373	6573		Sacco termico, estivo	280,00 €
63404	65404		Cappottina parapioggia, colore grigio	89,00 €
66225	66225		Imbottiture laterali per telaio	85,00 €
6594	6594		Ombrellino	79,00 €
66381	66381		Cappottina trasparente parapioggia con coprigambe	189,00 €
63781	63781		Cappottina completa con coprigambe	345,00 €
637811	637811		Cappottina senza coprigambe	275,00 €
6739	6739		Parapioggia trasparente	115,00 €
6646	6646		Ruote pneumatiche anziché standard	49,00 €
6647	6647		Ruote pneumatiche (accessorio)	359,00 €
67501	67501		Pedale per il superamento dei gradini	55,00 €
67491002	67491002		Leva per il basculamento sulla barra di spinta	88,00 €
97006783	97006783		Sistema di ancoraggio per auto	129,00 €

Attenzione. I codici ISO sopra citati sono parzialmente riconducibili indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.03.2022 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/thevo-twist.