

Ordine

Preventivo

Conto visione

Reinviare a ufficio commerciale:
commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

MEWA

Rivenditore

Valutazione eseguita da:

Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

MEWA

Passeggino per la corretta seduta

A PARTIRE DA: € 1.850,00 + IVA

Numero repertorio Ministero: 1330237

**Configurazione di base**

- Passeggino smontabile e richiudibile in due pezzi
- Ruotine anteriori piroettanti con possibilità di blocco
- Sistema di frenata centralizzata
- Sistema di ammortizzazione sulle ruote
- Cintura per abduzione
- Cintura pelvica a 5 punti
- Supporti toracali regolabili
- Kit di riduzione della seduta
- Pedana poggiapiedi regolabile in altezza
- Schienale reclinabile
- Sistema di basculamento della seduta
- Poggiatesta regolabile
- Seduta reversibile per posizionamento fronte mamma
- Cappottina
- Barra di sicurezza
- Cestino portaoggetti sotto seduta



Nota: l'illustrazione potrebbe non corrispondere alla configurazione di base

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 22.03.2023 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/passeggini/mewa.

Dati tecnici	
Lunghezza totale (aperto / chiuso)	94-126 cm / telaio 84 cm - seduta 88 cm
Larghezza totale (aperto / chiuso)	65 cm / telaio 64 cm -seduta 43 cm
Altezza totale (aperto / chiuso)	124-129 cm / telaio 26 cm - seduta 42 cm
Peso totale	20-28 kg
Peso massimo utente	40 kg
Profondità seduta	24*-28 cm
Larghezza seduta	25*-32 cm

Altezza schienale	62 cm
Larghezza schienale	20*-30 cm
Distanza tra pedana poggipiedi e seduta - numero delle regolazioni	17-32 cm / 5 posizioni
Altezza min/max utente	90-125 cm
Basculamento seduta / numero posizioni	5,5-21,5° / 4 posizioni
Reclinazione dello schienale / numero posizioni	da 8 a 86° / 4 posizioni
Regolazione della pedana	da 64 a 180° / 5 posizioni

* I valori indicati si ottengono con il kit di riduzione o con le imbottiture.
Tolleranza dei valori di misura indicati +/-20 mm, +/- 1,5 kg

Configurazione di base				
MEWA passeggino color GRIGIO	MEWA passeggino color VERDE	MEWA passeggino color FUXIA	MEWA passeggino color AZZURRO	MEWA passeggino color ORO
				
Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.
122279006 1.850,00 €	122279075 1.850,00 €	122279099 1.850,00 €	122279082 1.850,00 €	122279235 1.850,00 €

KIT MEWA-GO Kit completo di tutti gli accessori (cuneo per abduzione, borsa viaggio, ombrellino parasole, coprigambe invernale, guanti invernali, parapigioggia, protezione antizanzare, tavolino)	Prezzo / Pz.
	355,00 €

Accessori			
Cuneo per abduzione	Borsa viaggio	Ombrellino parasole	Coprigambe invernale
			
Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.
003201 (Grigio) 25,00 € 002202 (Verde) 25,00 € 000607 (Rosa) 25,00 € 000604 (Blu) 25,00 € 002205 (Oro) 25,00 €	003701 (Grigio) 89,00 € 002602 (Verde) 89,00 € 001007 (Rosa) 89,00 € 001004 (Blu) 89,00 € 002605 (Oro) 89,00 €	004001 (Grigio) 62,00 € 002702 (Verde) 62,00 € 001107 (Rosa) 62,00 € 001104 (Blu) 62,00 € 002705 (Oro) 62,00 €	004101 (Grigio) 62,00 € 002802 (Verde) 62,00 € 001207 (Rosa) 62,00 € 001204 (Blu) 62,00 € 002805 (Oro) 62,00 €

Guanti invernali per maniglia di spinta	Parapioggia	Protezione antizanzare	Tavolino
			
Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.
004201 (per Mewa colore Grigio) 62,00 € 000100 (per Mewa colore Verde, Rosa, Blu) 62,00 € 002905 (per Mewa colore Oro) 62,00 €	003801 25,00 €	003901 25,00 €	003601 62,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 22.03.2023 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/passeggini/mewa.