

Ordine

Preventivo


Conto visione

Reinviare a ufficio commerciale:  
commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

## Comandi speciali

Rivenditore
Valutazione eseguita da: Telefono:
Riferimento Utente Signor/a:






### Omni II

Articolo		Descrizione	U.M.	Imponibile
OMNI2		<b>OMNI 2 Surround control</b> (solo in abbinamento con R-Net Cod. 702), supporto incluso.	Pz.	1.690,00 €



### Comandi speciali e unità di controllo

#### Micro Joystick

Il Micro Joystick è un modulo joystick che può essere collegato direttamente all'elettronica della carrozzina per controllare le funzioni della carrozzina. E' un joystick molto piccolo e compatto, che richiede forza (circa 8 g) e movimento molto limitati. Può essere facilmente controllato (ad es. dito, mento, ecc.) Il Micro Joystick è consigliato per gli utenti affetti da malattie muscolari o neuromuscolari.

Articolo		Descrizione	U.M.	Imponibile
P002-51		<b>Micro Joystick Omni</b> - Richiede un' interfaccia Omni Joystick miniaturizzato, forza di scatto circa 10 gr. Ideale per comandi a dito, labbro o a mento che richiedano elevata sensibilità ma bassissima forza di attivazione. Corredato di due prese Jack da 3.5 mm sulla scatola di conversione per l'inserimento di pulsanti. Il Micro Joystick Omni è progettato per adattarsi a qualsiasi carrozzina elettronica con connessione Omni. P002-51 include: un set di montaggio Micro Joystick (M006-20), un'impugnatura a sfera Micro Joystick (M006-08) e l'impugnatura a coppa Micro Joystick (M006-09)	Pz.	2.670,00 €
P002-52		<b>Micro Joystick R-net</b> Joystick miniaturizzato, forza di scatto circa 10gr. Ideale per comandi a dito, labbro o a mento che richiedano elevata sensibilità ma bassissima forza di attivazione. Corredato di due prese Jack da 3.5 mm sulla scatola di conversione per l'inserimento di pulsanti. Il Micro Joystick R-net è progettato per adattarsi a qualsiasi carrozzina elettronica con connessione R-net. P002-52 include: un set di montaggio Micro Joystick (M006-20), la sfera Micro Joystick (M006-08) e l'impugnatura a coppa Micro Joystick (M006-09)	Pz.	2.800,00 €
P002-50		<b>Sensore Micro Joystick</b> Questo è un ricambio sia per il Micro Joystick Omni (P002-51) ed il Micro Joystick R-net (P002-52)	Pz.	450,00 €
M002-83		<b>Cavo per OMNI lunghezza 2000 mm</b> Questo è un ricambio per i joysticks Mo-vis con interfaccia Omni. Nel caso di cavo danneggiato, può facilmente essere sostituito.	Pz.	65,00 €
M006-08		<b>Impugnatura a sfera per micro joystick</b>	Pz.	55,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 23.01.2023 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/comandi-speciali](http://www.medimec.it/comandi-speciali).

M006-09		<b>Impugnatura a coppa per micro joystick</b>	Pz.	55,00 €
M006-20		<b>Set montaggio Micro Joystick</b> Questo set include: asta Q2M D6 50 mm (M004-70), anello di montaggio Micro Joystick (M006-07), mezzo morsetto Q2M 6 mm con vite 20 mm (M004-05)	Set	40,00 €

### Multi Joystick

Il Multi Joystick è un modulo joystick che può essere collegato direttamente all'elettronica della carrozzina per controllare le funzioni della carrozzina. È un joystick piccolo e compatto, che richiede potenza e movimento notevolmente inferiori rispetto ad un normale joystick (circa 50 g). Grazie alla sua flessibilità, il joystick può essere facilmente controllato (ad es. dito, mento, ecc.). Il Multi Joystick è consigliato per gli utenti affetti da tetraplegia, malattie neuromuscolari (come SLA, SM) e persone con forza muscolare limitata

Articolo		Descrizione	U.M.	Imponibile
P002-61		<b>Multi Joystick Omni</b> - Richiede un' interfaccia Omni Joystick compatto, forza di scatto circa 50 gr. Ideale per comandi a mento, a dito, comandi manuali che richiedano una escursione ridotta ed una sensibilità elevate ma non eccessiva. Corredato di due prese Jack 3.5 mm sull'affusto per l'inserimento di pulsanti. Il Multi Joystick Omni è progettato per adattarsi a qualsiasi carrozzina elettronica con connessione Omni. P002-61 include: un set di montaggio Multi Joystick (M002-18) ed un'impugnatura a sfera da 4 mm Multi Joystick (M002-05).	Pz.	2.450,00 €
P002-62		<b>Multi Joystick R-Net</b> Joystick compatto, forza di scatto circa 50gr. Ideale per comandi a mento, a dito, comandi manuali che richiedano una escursione ridotta ed una sensibilità elevate ma non eccessiva. Corredato di due prese Jack 3.5 mm sull'affusto per l'inserimento di pulsanti. Il Multi Joystick R-Net è progettato per adattarsi a qualsiasi carrozzina elettronica con connessione R-Net. P002-62 include: un set di montaggio Multi Joystick (M002-18) ed un'impugnatura a sfera da 4 mm Multi Joystick (M002-05).	Pz.	2.570,00 €
P002-60		<b>Sensore Multi Joystick</b> Questo è un ricambio sia per il Multi Joystick Omni (P002-61) e il Multi Joystick R-net (P002-62)	Pz.	470,00 €
M002-83		<b>Cavo per OMNI lunghezza 2000 mm</b> Questo è un ricambio per i joysticks Mo-vis con interfaccia Omni. Nel caso di cavo danneggiato, può facilmente essere sostituito.	Pz.	65,00 €
M002-05		<b>Impugnatura a sfera per multi joystick 4 mm</b>	Pz.	55,00 €
M002-18		<b>Set montaggio Multi Joystick</b> Questo set include: piastra di montaggio Multi Joystick con 4 viti (M002-06), mezzo morsetto Q2M D6 con bullone 14 mm (M004-04) ed asta Q2M D6 50 mm (M004-70)	Set	45,00 €

### All-Round Joystick Light

All-round Joystick Light è un modulo joystick che può essere collegato direttamente all'elettronica della carrozzina per controllare le funzioni della carrozzina. È un joystick compatto, che richiede forza media (circa 120 g) e movimento. Può essere utilizzato come joystick standard, joystick per il mento o come joystick per accompagnatore. Sviluppato per un utilizzo a tutto tondo, è adatto alla maggior parte degli utenti su carrozzina.

Articolo		Descrizione	U.M.	Imponibile
P002-72		<b>All-round Joystick Omni Light</b> - Richiede un' interfaccia Omni Comando in tutto simile all'all round joystick, differisce per la maggiore sensibilità grazie ad una forza di scatto di 120 gr. Disegnato per controllo manuale o a mento che richiedano una adeguata forza di ritorno ed elevata escursione della leva per un miglior controllo. All-round Joystick Light Omni è progettato per adattarsi a qualsiasi carrozzina elettronica con connessione Omni.	Pz.	1.950,00 €
P002-76		<b>All-round Joystick R-net Light</b> Comando in tutto simile all'all round joystick, differisce per la maggiore sensibilità grazie ad una forza di scatto di 120 gr. Disegnato per controllo manuale o a mento che richiedano una adeguata forza di ritorno ed elevata escursione della leva per un miglior controllo. All-round Joystick Light R-Net è progettato per adattarsi a qualsiasi carrozzina elettronica con connessione R-net.	Pz.	2.130,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 23.01.2023 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/comandi-speciali](http://www.medimec.it/comandi-speciali).

6003143		<b>Sensore luce All Round Joystick</b> Questo è un ricambio sia per il All-round Joystick Light Omni (P002-72) e il All-round Joystick Light R-net (P002-76)	Pz.	310,00 €
M002-83		<b>Cavo per OMNI lunghezza 2000 mm</b> Questo è un ricambio per i joysticks Mo-vis con interfaccia Omni. Nel caso di cavo danneggiato, può facilmente essere sostituito.	Pz.	65,00 €
M002-74		<b>Cappuccio per All-round Joystick</b>	Pz.	20,00 €
M002-76		<b>Impugnatura a sfera per Allround joystick 6.35 mm</b> Disponibile come alternativa al cappuccio standard per All-round Joystick (M002-74)	Pz.	55,00 €
PRSPS00001		<b>Set all-round controllo a mento</b> Questo set include: impugnatura a sfera per All-round joystick (M002-76) e due interruttori Twisters (P005-40/44 --> diversi colori disponibili).	Set	410,00 €
M002-25		<b>Set di montaggio All-round Joystick su tavolo</b> Per il montaggio del joystick su una superficie piana.	Set	65,00 €
M002-60		<b>Kit di montaggio per allround joystick per aste da 8 mm</b>	Set	65,00 €
M002-61		<b>Kit di montaggio per allround joystick per aste da 6 mm</b>	Set	105,00 €

**All-Round Joystick**

All-round Joystick è la versione compatta di un modulo joystick per l'elettronica standard delle carrozzine. Può essere collegato direttamente all'elettronica della carrozzina per controllare le funzioni della carrozzina. È un joystick compatto con forza ed escursione della leva standard (circa 250 g). Può essere utilizzato come joystick standard, joystick per il mento o come joystick per accompagnatore. Sviluppato per un utilizzo a tutto tondo, è adatto alla maggior parte degli utenti su carrozzina.

Articolo		Descrizione	U.M.	Imponibile
P002-71		<b>All-round Joystick Omni</b> - Richiede un' interfaccia Omni Versione compatta del normale comando joystick per carrozzina, forza di scatto circa 250 gr, consente un migliore e più flessibile posizionamento del comando di guida. Disegnato per controllo manuale o a mento che richiedano una adeguata forza di ritorno ed elevata escursione della leva per un miglior controllo. All-round Joystick Omni è progettato per adattarsi a qualsiasi carrozzina elettronica con connessione Omni.	Pz.	1.290,00 €
P002-75		<b>All-round Joystick R-net</b> Versione compatta del normale comando joystick per carrozzina, forza di scatto circa 250 gr, consente un migliore e più flessibile posizionamento del comando di guida. Disegnato per controllo manuale o a mento che richiedano una adeguata forza di ritorno ed elevata escursione della leva per un miglior controllo. All-round Joystick R-Net è progettato per adattarsi a qualsiasi carrozzina elettronica con connessione R-net.	Pz.	1.470,00 €
PEMOD00005		<b>Sensore All Round Joystick</b> Questo è un ricambio sia per il All-round Joystick Omni (P002-71) e il All-round Joystick R-net (P002-75)	Pz.	265,00 €
M002-83		<b>Cavo per OMNI lunghezza 2000 mm</b> Questo è un ricambio per i joysticks Mo-vis con interfaccia Omni. Nel caso di cavo danneggiato, può facilmente essere sostituito.	Pz.	65,00 €
M002-74		<b>Cappuccio per All-round Joystick</b>	Pz.	20,00 €
M002-76		<b>Impugnatura a sfera per Allround joystick 6.35 mm</b> Disponibile come alternativa al cappuccio standard per All-round Joystick (M002-74)	Pz.	55,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 23.01.2023 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/comandi-speciali](http://www.medimec.it/comandi-speciali).

PRSPS00001		<b>Set all-round controllo a mento</b> Questo set include: impugnatura a sfera per All-round joystick (M002-76) e due interruttori Twisters (P005-40/44 --> diversi colori disponibili).	Set	410,00 €
M002-25		<b>Set di montaggio All-round Joystick su tavolo</b> Per il montaggio del joystick su una superficie piana.	Set	65,00 €
M002-60		<b>Kit di montaggio per allround joystick</b> per aste da 8 mm	Set	65,00 €
M002-61		<b>Kit di montaggio per allround joystick</b> per aste da 6 mm	Set	105,00 €

## Heavy Duty Joystick






Il Joystick Heavy Duty è una versione durevole del Joystick Allround standard con forza ed escursione della leva maggiori (circa 650 g). Può essere collegato direttamente all'elettronica della carrozzina per controllare le funzioni della carrozzina. Come suggerisce il nome, questo joystick è stato sviluppato per persone con sviluppo di forza eccessivo, quali ad esempio utenti con spasticità, distonia o ipertonicità estrema.

Articolo		Descrizione	U.M.	Imponibile
P002-73		<b>All-round Omni Heavy Duty</b> - Richiede un' interfaccia Omni Versione irrobustita e rinforzata del classico all round joystick, dedicata agli utenti che applicano una forza spesso eccessiva sul comando a causa di spasticità o distonie. Forza di scatto circa 650 gr. Utilizzabile come comando manuale, o a piede. Heavy Duty Joystick Omni è progettato per adattarsi a qualsiasi carrozzina elettronica con connessione Omni. Due bulloni M6*12 sono inclusi.	Pz.	2.600,00 €
P002-77		<b>All-round R-net Heavy Duty</b> Versione irrobustita e rinforzata del classico all round joystick, dedicata agli utenti che applicano una forza spesso eccessiva sul comando a causa di spasticità o distonie. Forza di scatto circa 650 gr. Utilizzabile come comando manuale, o a piede. Heavy Duty Joystick R-net è progettato per adattarsi a qualsiasi carrozzina elettronica con connessione R-net. Due bulloni M6*12 sono inclusi.	Pz.	2.800,00 €
M002-24		<b>Set Heavy Duty Joystick R-Net</b> Kit di conversione Heavy duty per trasformare un comando standard R-net in un comando heavy duty. Il set Heavy Duty Joystick R-net (standard) è un kit di montaggio specifico progettato per trasformare un joystick standard R-net in un joystick Heavy Duty, rendendolo adatto a utenti con forza eccessiva (spasticità, distonia, ...)	Set	1.190,00 €
M002-40		<b>Set Heavy Duty Joystick Curtis (standard)</b> Il set Heavy Duty Joystick Curtis (standard) è un kit di montaggio specifico progettato per trasformare un joystick standard Curtis in un joystick Heavy Duty, rendendolo adatto a utenti con forza eccessiva (spasticità, distonia, ...)	Set	1.190,00 €
M002-44		<b>Set Heavy Duty Joystick R-Net (CJSM-2)</b> Il set Heavy Duty Joystick R-net (CJSM2) è un kit di montaggio specifico progettato per trasformare un joystick R-net CJSM2 in un joystick Heavy Duty, rendendolo adatto a utenti con forza eccessiva (spasticità, distonia, ...)	Set	1.190,00 €
PEMOD00005		<b>Sensore All Round Joystick</b> Questo è un ricambio sia per il All-round Joystick Omni (P002-71) e il All-round Joystick R-net (P002-75)	Pz.	265,00 €
M002-83		<b>Cavo per OMNI lunghezza 2000 mm</b> Questo è un ricambio per i joysticks Mo-vis con interfaccia Omni. Nel caso di cavo danneggiato, può facilmente essere sostituito.	Pz.	65,00 €
6003167		<b>Protezione Heavy Duty Joystick</b> Anello di montaggio opzionale per montare il joystick Heavy Duty su una superficie piana	Pz.	40,00 €
M002-28		<b>Anello di fissaggio per joystick heavy duty</b> Anello di montaggio opzionale per montare il joystick Heavy Duty su una superficie piana	Pz.	100,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 23.01.2023 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/comandi-speciali](http://www.medimec.it/comandi-speciali).



**Scoot Control**

Scoot Control R-net è un dispositivo di controllo della carrozzina che può essere utilizzato da un assistente o da un accompagnatore per controllare una carrozzina elettronica con connessione R-net. Deve essere montato sul retro della carrozzina. Poiché assomiglia allo sterzo della bicicletta, è molto intuitivo da usare.








Articolo		Descrizione	U.M.	Imponibile
P015-61		<b>Scoot Control R-net</b>	Pz.	2.610,00 €
P015-65		<b>Pacchetto Scoot Control R-Net</b> Il pacchetto include anche il set staffe di montaggio Scoot Control (M015-70)	Set	3.290,00 €
M015-70		<b>Set staffe di montaggio Scoot Control</b> Parte dedicata al montaggio dello Scoot Control	Set	770,00 €
P015-66		<b>Bundle corto Scoot Control R-net</b>	Set	3.250,00 €
M015-91		<b>Set di supporto corto Scoot Control</b> Porte di montaggio del Scoot Control. Range di altezza dalla posizione di montaggio: 280 - 375 mm.	Set	800,00 €
M015-91		<b>Set staffa tastiera Scoot Control</b> È possibile collegare una tastiera esterna compatibile con R-net allo Scoot Control, per controllare gli attuatori della carrozzina (jack da 3,5 mm sulla parte inferiore). Questa è la staffa di montaggio dedicata.	Set	180,00 €
P016-98		<b>Pulsante tastiera attuatore R-net CJS2</b> Compatibile con un joystick CJS2. Puoi anche combinare le tastiere compatibili CJS2 con lo Scoot Control, per controllare gli attuatori della carrozzina (jack da 3,5 mm sulla parte inferiore).	Pz.	330,00 €
P016-99		<b>Paddle tastiera attuatore R-net CJS2</b> Compatibile con un joystick CJS2. Puoi anche combinare le tastiere compatibili CJS2 con lo Scoot Control, per controllare gli attuatori della carrozzina (jack da 3,5 mm sulla parte inferiore).	Pz.	330,00 €



**Altre interfacce**

Sono disponibili diverse interfacce per collegare i joystick Mo-vis ad altri tipi di elettroniche o di dispositivi elettronici.

Articolo		Descrizione	U.M.	Imponibile
M002-90		<b>Cavo d'interfaccia per Omni-Easy Rider</b> Cavo d'interfaccia per collegare tutti i joystick Mo-vis direttamente all'interfaccia Easy Rider (Magic Drive) per carrozzina. <i>Si monta su tubolari da 19 a 26 mm di diametro</i>	Pz.	180,00 €
P002-31		<b>Interfaccia joystick per Omni-DX</b> Interfaccia per poter collegare tutti i joystick Mo-vis all'elettronica DX sulla carrozzina (cavo DX non incluso)	Pz.	620,00 €
P002-37		<b>Interfaccia joystick per Omni-Otto Bock Curtis</b> Interfaccia per poter collegare tutti i joystick Mo-vis all'elettronica Otto Bock Curtis sulla carrozzina (il cavo di prolunga stereo con jack da 3,5 mm, necessario per collegare l'interfaccia al display avanzato, è incluso).	Pz.	645,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 23.01.2023 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/comandi-speciali](http://www.medimec.it/comandi-speciali).

Sistemi di montaggio				
Multi Swing				
<p>Il braccetto di montaggio Multi Swing è un braccetto di montaggio elettronico swing away, che va montato su una carrozzina elettronica. Il Multi Swing è progettato per l'utilizzo nel sistema di controllo a mento, ma può essere utilizzato anche per il montaggio di dispositivi di comunicazione piccoli e leggeri (tablet, smartphone, ...) alla carrozzina elettronica (peso massimo circa 500 g su una distanza massima di 65 cm). Questo braccetto elettronico swing away può essere attivato tramite un interruttore e può muoversi sia verso l'alto che lateralmente con velocità regolabile e secondo un'angolazione regolabile.</p>				
Articolo		Descrizione	U.M.	Imponibile
P001-60		<p><b>Set braccetto di montaggio Multi Swing - destro</b>                      Composto da motore e braccio di supporto destro per joystick                      Il set braccetto di montaggio Multi Swing destro include: unità motore Multi Swing (P001-50), braccetto destro Multi Swing (M001-01), asta swing C e S (M001-02 e M002-03), cavo Multi Swing (M001-14)</p>	Set	2.550,00 €
P001-61		<p><b>Set braccetto di montaggio Multi Swing - sinistro</b>                      Composto da motore e braccio di supporto sinistro per joystick                      Il set braccetto di montaggio Multi Swing sinistro include: unità motore Multi Swing (P001-50), braccetto sinistro Multi Swing (M001-01), asta swing C e S (M001-02 e M002-03), cavo Multi Swing (M001-14)</p>	Set	2.910,00 €
P001-62		<p><b>Kit completo braccetto di montaggio Multi Swing - destro</b>                      Kit completo composto da motore, braccio di supporto destro, morsetto e kit di montaggio.                      Il kit completo braccetto di montaggio Multi Swing destro include: set braccetto di montaggio Multi Swing destro (P001-60) e kit di montaggio (set di montaggio Multi Swing M001-70) per un facile montaggio del braccetto sullo schienale della carrozzina elettronica.</p>	Set	2.550,00 €
P001-63		<p><b>Kit completo braccetto di montaggio Multi Swing - sinistro</b>                      Kit completo composto da motore, braccio di supporto sinistro, morsetto e kit di montaggio.                      Il kit completo braccetto di montaggio Multi Swing sinistro include: set braccetto di montaggio Multi Swing sinistro (P001-60) e kit di montaggio (set di montaggio Multi Swing M001-70) per un facile montaggio del braccetto sullo schienale della carrozzina elettronica.</p>	Set	2.910,00 €
P001-50		<p><b>Unità motore Multi Swing</b></p>	Pz.	2.070,00 €
M001-70		<p><b>Set di montaggio Multi Swing</b>                      Kit di montaggio universale per multiswing.                      Il set di montaggio Multi Swing è incluso nel kit completo braccetto di montaggio Multi Swing destro e sinistro (P001-62 e P001-63). Il set include: morsetto universale Q2M (M007-01), staffa Q2M Multi Swing (M004-10), Q2M Dogbone slide-in (200 mm), prolunga diritta Q2M Dogbone (M004-12), prolunga angolata a destra Q2M Dogbone (M004-13)</p>	Set	480,00 €
PM CAB00027		<p><b>Stereo to Mono Splitter 3.5 mm (Tip+Ring)</b></p>	Pz.	25,00 €

Manual Swing				
<p>Il supporto Manual Swing è un braccetto versatile da montare sulla carrozzina. E' progettato per l'utilizzo nel sistema di controllo a mento, ma può anche essere montato e utilizzato per il montaggio di dispositivi di comunicazione piccoli e leggeri alla carrozzina (peso massimo circa 500 g su una distanza massima di 65 cm).</p>				
Articolo		Descrizione	U.M.	Imponibile
P001-21		<p><b>Set braccetto di montaggio Manual Swing - destro</b>                      Composto da braccio di supporto per joystick e sostegno swing away.                      Il set braccetto di montaggio Manual Swing destro include: unità pivot Manual Swing (P001-20), braccetto destro Multi Swing (M001-01), asta swing C e S (M001-02 e M002-03), cavo Multi Swing (M001-14)</p>	Set	1.220,00 €
P001-23		<p><b>Set braccetto di montaggio Manual Swing - sinistro</b>                      Composto da braccio di supporto per joystick e sostegno swing away.                      Il set braccetto di montaggio Manual Swing sinistro include: unità pivot Manual Swing (P001-20), braccetto sinistro Multi Swing (M001-01), asta swing C e S (M001-02 e M002-03), cavo Multi Swing (M001-14)</p>	Set	1.220,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 23.01.2023 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/comandi-speciali](http://www.medimec.it/comandi-speciali).

P001-22		<b>Kit completo braccetto di montaggio Manual Swing - destro</b> Composto da braccio di supporto, sostegno swing away e kit di aggancio alla carrozzina. Il kit completo braccetto di montaggio Manual Swing destro include: set braccetto di montaggio Manual Swing destro (P001-21) e kit di montaggio (set di montaggio Manual Swing M004-17) per un facile montaggio del braccetto sullo schienale della carrozzina elettronica.	Set	1.525,00 €
P001-24		<b>Kit completo braccetto di montaggio Manual Swing - sinistro</b> Composto da braccio di supporto, sostegno swing away e kit di aggancio alla carrozzina. Il kit completo braccetto di montaggio Manual Swing sinistro include: set braccetto di montaggio Manual Swing sinistro (P001-21) e kit di montaggio (set di montaggio Manual Swing M004-17) per un facile montaggio del braccetto sullo schienale della carrozzina elettronica.	Set	1.525,00 €
P001-20		<b>Unità pivot Manual Swing</b>	Pz.	440,00 €
M004-17		<b>Set di montaggio Manual Swing</b> Il set di montaggio Manual Swing è incluso nel kit completo braccetto di montaggio Manual Swing destro e sinistro (P001-22 e P001-24). Il set include: morsetto universale Q2M (M007-01), Q2M Dogbone slide-in (200 mm), prolunga diritta Q2M Dogbone (M004-12), prolunga angolata a destra Q2M Dogbone (M004-13)	Set	475,00 €

### Quick-to-Mount (Q2M)

Il sistema di montaggio Quick-to-mount (Q2M) è il nome collettivo di una serie di moduli di costruzione piccoli ma intelligenti, fatti di metallo leggero ma durevole e robusto. Il sistema di montaggio ha un elegante design nero ed è modulare espandibile.

Articolo		Descrizione	U.M.	Imponibile
M004-07		<b>Q2M Morsetto D6</b> I morsetti sono forniti in un set di 10 pezzi. Possono essere fissati in qualsiasi posizione con una chiave a brugola.	Set 10 pz.	335,00 €
M004-14		<b>Q2M Morsetto D8</b> I morsetti sono forniti in un set di 10 pezzi. Possono essere fissati in qualsiasi posizione con una chiave a brugola.	Set 10 pz.	360,00 €
M004-26		<b>Morsetto Q2M aperto</b> per aste diametro 6 mm Questo morsetto viene utilizzato soprattutto con Twister su tubo piegato. L'apertura rende possibile far scorrere il cavo di un Twister su tubo piegato. Questi morsetti sono forniti in un set di 10 pezzi.	Set 10 pz.	340,00 €
M004-74		<b>Q2M Asta D6 50 mm</b>	Set 10 pz.	45,00 €
M004-75		<b>Q2M Asta D6 100 mm</b>	Set 10 pz.	85,00 €
M004-76		<b>Q2M Asta D6 200 mm</b>	Set 10 pz.	120,00 €
M004-77		<b>Q2M Asta D6 400 mm</b>	Set 10 pz.	245,00 €
M004-78		<b>Q2M Asta D6 300 mm</b>	Set 10 pz.	215,00 €
M004-22		<b>Q2M Set Base di montaggio D6</b> La base di montaggio Q2M è una base di montaggio piccola e stabile per montare piccoli accessori su qualsiasi superficie piana (ad es. tavolino per carrozzina). La base di montaggio fornisce la base per inserire un'asta Q2M di 6 mm e aggiungere morsetti Q2M e altre aste Q2M. Ciò facilita il montaggio di un joystick o altri accessori.	Pz.	60,00 €
M004-83		<b>Q2M Asta D8 50 mm</b>	Set 10 pz.	60,00 €
M004-84		<b>Q2M Asta D8 100 mm</b>	Set 10 pz.	100,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 23.01.2023 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/comandi-speciali](http://www.medimec.it/comandi-speciali).

M004-85		<b>Q2M Asta D8 200 mm</b>	Set 10 pz.	135,00 €
M004-23		<b>Q2M Set Base di montaggio D8</b> La base di montaggio Q2M è una base di montaggio piccola e stabile per montare piccoli accessori su qualsiasi superficie piana (ad es. tavolino per carrozzina). La base di montaggio fornisce la base per inserire un'asta Q2M di 8 mm e aggiungere morsetti Q2M e altre aste Q2M. Ciò facilita il montaggio di un joystick o altri accessori.	Pz.	60,00 €
M007-01		<b>Q2M Morsetto universale</b> Morsetto di montaggio universale e regolabile da fissare su un tubo di diametro compreso tra 19 e 26 mm e con fessura per l'inserimento di una barra piatta (20 mm - 6 mm) o tonda (D10 mm).	Pz.	75,00 €
M004-11		<b>Q2M Dogbone Slide In</b> I dogbones sono barre piatte in metallo resistente, che possono essere utilizzate per adattare moduli aggiuntivi alla carrozzina.	Pz.	105,00 €
M004-12		<b>Q2M Estensione Dogbone diritta</b>	Pz.	100,00 €
M004-13		<b>Q2M Estensione Dogbone angolata a destra</b>	Pz.	105,00 €
TMHAT00004		<b>Q2M Tagliatubi 3-38 mm</b> Le aste possono essere piegate con uno strumento di piegatura. Posizionare un'asta nella corrispondente fessura di piegatura (D6, 8 o 10 mm) e piegare l'asta fino all'angolo necessario. L'angolo di piegatura massimo è di circa 90 °.	Pz.	30,00 €
TMHAT00005		<b>Q2M Strumento di piegatura 6-8-10 mm</b>	Pz.	25,00 €
M004-90		<b>Q2M Asta D6-D8 60 mm</b>	Pz.	12,00 €

## Q2M Quick Swing

Il Q2M Quick Swing è un piccolo sistema di montaggio swing away per montare e posizionare diversi accessori (ad esempio un interruttore) in una posizione specifica.

Articolo		Descrizione	U.M.	Imponibile
M008-03		<b>Q2M Quick Swing</b> Il Q2M Quick Swing è costituito da un ricevitore con sistema rotante da cui parte la barra tonda swing away (D6). Il Q2M Quick Swing è montato con il morsetto universale Q2M. L'asta può essere piegata nella forma e nell'angolazione desiderate.	Pz.	325,00 €
M008-04		<b>Supporto bloccante per aste Q2MM008-04</b> Il supporto bloccante per aste Q2M è un sistema rotante swing away che può essere bloccato in qualsiasi posizione e si inserisce nel morsetto universale Q2M. Basta inserire un'asta D6 al suo interno e fissarla nel ricevitore Quick Swing con una chiave a brugola.	Pz.	80,00 €
M007-01		<b>Q2M Morsetto universale</b> Morsetto di montaggio universale e regolabile da fissare su un tubo di diametro compreso tra 19 e 26 mm e con fessura per l'inserimento di una barra piatta (20 mm - 6 mm) o tonda (D10 mm)	Pz.	75,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 23.01.2023 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/comandi-speciali](http://www.medimec.it/comandi-speciali).



Sistemi di controllo input

Twister Base

Twister Base è un piccolo Twister con sensibilità lieve e un diametro di 17 mm. Si tratta di un singolo interruttore meccanico "normalmente aperto" con jack mono standard da 3,5 mm. Può essere montato su una piastra di metallo/plastica con 2 viti o può essere integrato in un tavolino o su una superficie piana. Viene fornito con 2 tipi di viti: diametro 2,2 mm con una lunghezza di 6,5 o 9,5 mm. Twister Base è disponibile con cavo corto (300 mm) o lungo (1500 mm)

Articolo		Descrizione	U.M.	Imponibile
P005-15		<b>Interruttore Twister base</b> con cavo da 300 mm NERO	Pz.	130,00 €
P005-16		<b>Interruttore Twister base</b> con cavo da 300 mm ROSSO	Pz.	130,00 €
P005-17		<b>Interruttore Twister base</b> con cavo da 300 mm GIALLO	Pz.	130,00 €
P005-18		<b>Interruttore Twister base</b> con cavo da 300 mm BLU	Pz.	130,00 €
P005-19		<b>Interruttore Twister base</b> con cavo da 300 mm VERDE	Pz.	130,00 €
P005-70		<b>Interruttore Twister base</b> con cavo da 1500 mm NERO	Pz.	130,00 €
P005-71		<b>Interruttore Twister base</b> con cavo da 1500 mm ROSSO	Pz.	130,00 €
P005-72		<b>Interruttore Twister base</b> con cavo da 1500 mm GIALLO	Pz.	130,00 €
P005-73		<b>Interruttore Twister base</b> con cavo da 1500 mm BLU	Pz.	130,00 €
P005-74		<b>Interruttore Twister base</b> con cavo da 1500 mm VERDE	Pz.	130,00 €
M005-23		<b>Set di montaggio per Twister base</b> Può essere utilizzato per trasformare un Twister base in un pulsante Twister	Pz.	35,00 €
M005-29		<b>Set di montaggio tavolo per Twister base</b>	Pz.	25,00 €



Pulsante Twister

Il pulsante Twister è un piccolo Twister con poca sensibilità e un diametro di 17 mm. Si tratta di un singolo interruttore meccanico "normalmente aperto" con jack mono standard da 3,5 mm. Viene fornito in un supporto di plastica con un diametro di 30 mm e con un set di facile installazione e parti di montaggio durevoli: set di chiusure richiudibili autoadesive, 1 gommino autoadesivo e un set di 4 viti autofilettanti. Il pulsante Twister è disponibile con cavo corto (300 mm) o lungo (1500 mm).

Articolo		Descrizione	U.M.	Imponibile
P005-75		<b>Pulsante Twister</b> , con cavo da 1500 mm NERO	Pz.	145,00 €
P005-76		<b>Pulsante Twister</b> , con cavo da 1500 mm ROSSO	Pz.	145,00 €
P005-77		<b>Pulsante Twister</b> , con cavo da 1500 mm GIALLO	Pz.	145,00 €
P005-78		<b>Pulsante Twister</b> , con cavo da 1500 mm BLU	Pz.	145,00 €
P005-79		<b>Pulsante Twister</b> , con cavo da 1500 mm VERDE	Pz.	145,00 €
P005-85		<b>Pulsante Twister</b> , con cavo da 300 mm NERO	Pz.	145,00 €
P005-86		<b>Pulsante Twister</b> , con cavo da 300 mm ROSSO	Pz.	145,00 €
P005-87		<b>Pulsante Twister</b> , con cavo da 300 mm GIALLO	Pz.	145,00 €
P005-88		<b>Pulsante Twister</b> , con cavo da 300 mm BLU	Pz.	145,00 €
P005-89		<b>Pulsante Twister</b> , con cavo da 300 mm VERDE	Pz.	145,00 €

Twister con tubo piegato

Twister con tubo piegato è un piccolo Twister con sensibilità lieve e un diametro di 17 mm. Si tratta di un singolo interruttore meccanico "normalmente aperto" con jack mono standard da 3,5 mm. Il Twister è fissato su un tubo piegato di 10 cm e 6 mm di diametro. Twister con tubo piegato può essere montato utilizzando i morsetti Q2M da attaccare ad altre aste o alla carrozzina. Viene fornito con 1 morsetto Q2M di 6 mm di diametro.

Articolo		Descrizione	U.M.	Imponibile
P005-60		<b>Interruttore Twister con tubo piegato</b> con cavo da 300 mm NERO	Pz.	210,00 €
P005-61		<b>Interruttore Twister con tubo piegato</b> con cavo da 300 mm ROSSO	Pz.	210,00 €
P005-62		<b>Interruttore Twister con tubo piegato</b> con cavo da 300 mm GIALLO	Pz.	210,00 €
P005-63		<b>Interruttore Twister con tubo piegato</b> con cavo da 300 mm BLU	Pz.	210,00 €
P005-64		<b>Interruttore Twister con tubo piegato</b> con cavo da 300 mm VERDE	Pz.	210,00 €
P005-50		<b>Interruttore Twister con tubo piegato</b> con cavo da 1500 mm NERO	Pz.	210,00 €
P005-51		<b>Interruttore Twister con tubo piegato</b> con cavo da 1500 mm ROSSO	Pz.	210,00 €
P005-52		<b>Interruttore Twister con tubo piegato</b> con cavo da 1500 mm GIALLO	Pz.	210,00 €
P005-53		<b>Interruttore Twister con tubo piegato</b> con cavo da 1500 mm BLU	Pz.	210,00 €
P005-54		<b>Interruttore Twister con tubo piegato</b> con cavo da 1500 mm VERDE	Pz.	210,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 23.01.2023 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/comandi-speciali](http://www.medimec.it/comandi-speciali).





Twister con aggancio per All-round Joystick (Light)				
E' un piccolo Twister con sensibilità lieve e un diametro di 17 mm. Si tratta di un singolo interruttore meccanico "normalmente aperto" con jack mono standard da 3,5 mm. Il Satellite Twister è dotato di un inserto da montare sull'All-round Joystick (Light). Viene fornito solo con un cavo corto (300 mm).				
Articolo		Descrizione	U.M.	Imponibile
P005-40		<b>Interruttore Twister con aggancio per allround joystick (light)</b> con cavo da 300 mm NERO	Pz.	180,00 €
P005-41		<b>Interruttore Twister con aggancio per allround joystick (light)</b> con cavo da 300 mm ROSSO	Pz.	180,00 €
P005-42		<b>Interruttore Twister con aggancio per allround joystick (light)</b> con cavo da 300 mm GIALLO	Pz.	180,00 €
P005-43		<b>Interruttore Twister con aggancio per allround joystick (light)</b> con cavo da 300 mm BLU	Pz.	180,00 €
P005-44	<b>Interruttore Twister con aggancio per allround joystick (light)</b> con cavo da 300 mm VERDE	Pz.	180,00 €	

Twister a collo d'oca				
Un Twister base è montato su un'asta dalla forma a collo d'oca di 400 mm e viene fornito con un cavo lungo 1500 mm. Può essere facilmente montato con il morsetto Mo-vis da 8 mm (non incluso), combinato o meno con le aste e morsetti Q2M o altro sistema di montaggio. La base a collo d'oca si adatta perfettamente al morsetto universale Q2M (M007-01, non incluso) e rende il montaggio sui tubi della carrozzina semplice e facile.				
Articolo		Descrizione	U.M.	Imponibile
P018-20		<b>Interruttore Twister a collo d'oca</b> da 1500 mm NERO	Pz.	250,00 €
P018-21		<b>Interruttore Twister a collo d'oca</b> da 1500 mm ROSSO	Pz.	250,00 €
P018-22		<b>Interruttore Twister a collo d'oca</b> da 1500 mm GIALLO	Pz.	250,00 €
P018-23		<b>Interruttore Twister a collo d'oca</b> da 1500 mm BLU	Pz.	250,00 €
P018-24	<b>Interruttore Twister a collo d'oca</b> da 1500 mm VERDE	Pz.	250,00 €	

Twist & Swing				
Twist & Swing è la combinazione di un Twister su tubo piegato con cavo lungo (1500 mm) e un Q2M Quick Swing (M008-04 Q2M asta, M007-01 Q2M morsetto universale e M004-69 Q2M Asta D6 400 mm).				
Articolo		Descrizione	U.M.	Imponibile
P005-90		<b>Q2M twist &amp; swing</b> Composto da un braccetto di montaggio Quick Swing ed un interruttore Twister NERO	Pz.	490,00 €
P005-91		<b>Q2M twist &amp; swing</b> Composto da un braccetto di montaggio Quick Swing ed un interruttore Twister ROSSO	Pz.	490,00 €
P005-92		<b>Q2M twist &amp; swing</b> Composto da un braccetto di montaggio Quick Swing ed un interruttore Twister GIALLO	Pz.	490,00 €
P005-93		<b>Q2M twist &amp; swing</b> Composto da un braccetto di montaggio Quick Swing ed un interruttore Twister BLU	Pz.	490,00 €
P005-94	<b>Q2M twist &amp; swing</b> Composto da un braccetto di montaggio Quick Swing ed un interruttore Twister VERDE	Pz.	490,00 €	

Twister Pro				
Il Twister Pro è un sistema di controllo input per un dispositivo che può essere azionato da un pulsante con un cavo jack da 3,5 mm (ad es. carrozzina elettronica o dispositivo AAC). È richiesta una forza di attivazione media (75 gr). E' dotato di fori di montaggio in modo che il Twister Pro possa essere posizionato in un luogo ideale per l'utente. Può anche funzionare come pulsante di sicurezza per i sistemi gestiti da R-net o LiNX.				
Articolo		Descrizione	U.M.	Imponibile
P030-11		<b>Twister Pro (D36) 1500 mm NERO</b>	Pz.	175,00 €
P030-12		<b>Twister Pro (D36) 1500 mm ROSSO</b>	Pz.	175,00 €
P030-13		<b>Twister Pro (D36) 1500 mm VERDE</b>	Pz.	175,00 €
P030-21		<b>Twister Pro (D36) 300 mm NERO</b>	Pz.	175,00 €
P030-22		<b>Twister Pro (D36) 300 mm ROSSO</b>	Pz.	175,00 €
P030-23		<b>Twister Pro (D36) 300 mm VERDE</b>	Pz.	175,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 23.01.2023 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/comandi-speciali](http://www.medimec.it/comandi-speciali).

Multi Switch				
Il Multi Switch è progettato per controllare fino a 4 dispositivi/ausili tecnici con 1 dispositivo di input (interruttore meccanico o di prossimità). Il Multi Switch è destinato esclusivamente a supportare le funzioni ausiliarie della carrozzina. Il Multi Switch e certamente i sensori di prossimità Multi Switch sono progettati per utenti con potenza muscolare scarsa o debole e/o limitata.				
P014-40		<b>Multi Switch</b> La funzionalità principale dell'unità Multi Switch (P014-40) è quella di consentire l'uso di un singolo dispositivo di input per controllare fino a quattro outputs. Ciò offre più opzioni operative all'utente utilizzando un solo ingresso. L'ingresso può essere un interruttore meccanico (ad esempio Mo-Vis Twister) o sensori di prossimità.	Pz.	600,00 €
P014-41		<b>Sensori di prossimità Multi Switch</b> I sensori di prossimità Multi Switch devono essere utilizzati come dispositivi di input, dove non è richiesta alcuna forza o clic. Il set è composto da 2 tipi di sensori rotondi: un piccolo sensore da 12 mm (installazione su una superficie molto limitata) e un normale sensore da 24 mm (attivazione più sensibile, grazie a una superficie del sensore più grande). Funzionano solo in combinazione con il Multi Switch.	Pz.	295,00 €
P014-42		<b>Set di prossimità Multi Switch</b> Combinazione di Multi Switch (P014-40) e sensori di prossimità Multi Switch (P014-41)	Set	820,00 €
PM CAB00027		<b>Stereo to Mono Splitter 3.5 mm (Tip+Ring)</b>	Pz.	25,00 €

Tastiera attuatore				
La tastiera attuatore consente di controllare le posizioni di seduta di una carrozzina elettronica con un sistema di controllo R-net.				
P016-96		<b>Pulsante tastiera attuatore R-net CJS1</b> Compatibile con joystick CJS1	Pz.	340,00 €
P016-97		<b>Paddle tastiera attuatore R-net CJS1 P016-97</b> Compatibile con joystick CJS1	Pz.	340,00 €
P016-98		<b>Pulsante tastiera attuatore R-net CJS2</b> Compatibile con joystick CJS2. Puoi anche combinare le tastiere compatibili con CJS2 con lo Scoot Control, per controllare gli attuatori della carrozzina (jack da 3,5 mm sulla parte inferiore)	Pz.	330,00 €
P016-99		<b>Paddle tastiera attuatore R-net CJS2</b> Compatibile con joystick CJS2. Puoi anche combinare le tastiere compatibili con CJS2 con lo Scoot Control, per controllare gli attuatori della carrozzina (jack da 3,5 mm sulla parte inferiore)	Pz.	330,00 €
P016-86		<b>Pulsante tastiera attuatore PRO R-net CJS1</b>	Pz.	410,00 €
P016-87		<b>Paddle tastiera attuatore PRO R-net CJS1</b>	Pz.	410,00 €
P016-88		<b>Pulsante tastiera attuatore PRO R-net CJS2</b>	Pz.	400,00 €
P016-89		<b>Paddle tastiera attuatore PRO R-net CJS2</b>	Pz.	400,00 €
M016-93		<b>Set staffa per tastiera</b> Staffa per montare la tastiera dell'attuatore "in linea" con il CJS1/2.	Set	130,00 €
M016-94		<b>Set Staffa per tastiera montata lateralmente</b> Staffa per montare la tastiera dell'attuatore lateralmente accanto al CJS1/2.	Set	200,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 23.01.2023 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/comandi-speciali](http://www.medimec.it/comandi-speciali).

Accessori Carrozze


Hand Warmer

Hand Warmer migliora la flessibilità delle parti fredde del corpo. La sua funzionalità principale è mantenere calda l'area intorno al dispositivo di input della carrozzina. Ciò aumenta il comfort dell'utente e la capacità di controllare il dispositivo di input. Questo riscaldamento può essere cruciale per gli utenti affetti da malattie muscolari, per consentire loro di mantenere il controllo della loro carrozzina elettrica.

Articolo		Descrizione	U.M.	Imponibile
P012-62		<b>Set Hand Warmer</b> Un set Hand Warmer è composto dall'unità Hand Warmer (P012-61), un cavo di prolunga Hand Warmer da 180 mm (P012-40) e un set di montaggio Hand Warmer (M012-45).	Set	900,00 €
M012-31		<b>Set Hand Warmer Dome</b> Per mantenere al meglio la temperatura dell'aria intorno alle mani, è disponibile come opzione un cappuccio a 2 mani a cupola in Perspex. La cupola riduce la dispersione di calore, con conseguente riduzione del consumo energetico, senza compromettere il comfort. Viene fornito con quattro ganci ed elementi di fissaggio a strappo per fissare la cupola a qualsiasi superficie piana. Le aperture della cupola possono essere facilmente regolate.	Set	400,00 €



Alimentatore regolabile 7-20V, 3 Amp

Questo alimentatore è concepito per essere montato su qualsiasi carrozzina elettronica con collegamento a 24 V e può essere utilizzato per alimentare qualsiasi dispositivo con una tensione DC da 7 a 20 V e un consumo energetico fino a 3 A. L'unità è alimentata dalla carrozzina (24 V) e trasformerà il voltaggio input in un voltaggio output regolabile (7-20 V).

Articolo		Descrizione	U.M.	Imponibile
P010-52		<b>Alimentatore 7-20V, 3 Amp</b>	Pz.	715,00 €

Caricatore USB doppio isolato, 3A

Il caricatore USB doppio isolato può essere utilizzato per caricare qualsiasi dispositivo alimentato tramite USB con un consumo energetico fino a 3A. L'unità è alimentata dalla carrozzina (24 V) e trasformerà il voltaggio di ingresso 24 V in un voltaggio output USB.

Articolo		Descrizione	U.M.	Imponibile
P010-61		<b>Caricatore USB doppio isolato, 3A, R-NET</b> Caricatore USB con cavo R-net, per il collegamento a carrozzine con elettronica R-net	Pz.	445,00 €
P010-62		<b>Caricatore USB doppio isolato, 3A, DX/2</b> Caricatore USB con cavo DX, per il collegamento a carrozzine con elettronica DX	Pz.	445,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 23.01.2023 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/comandi-speciali](http://www.medimec.it/comandi-speciali).

Ricambi				
Comandi speciali e unità di controllo				
Articolo		Descrizione	U.M.	Imponibile
P002-50		<b>Sensore Micro Joystick</b> Questo è un ricambio sia per il Micro Joystick Omni (P002-51) ed il Micro Joystick R-net (P002-52)	Pz.	440,00 €
M002-83		<b>Cavo per OMNI lunghezza 2000 mm</b> Questo è un ricambio per i joysticks Mo-vis con interfaccia Omni. Nel caso di cavo danneggiato, può facilmente essere sostituito.	Pz.	65,00 €
M006-08		<b>Impugnatura a sfera per micro joystick</b>	Pz.	55,00 €
M006-09		<b>Impugnatura a coppa per micro joystick</b>	Pz.	55,00 €
M006-20		<b>Set montaggio Micro Joystick</b> Questo set include: asta Q2M D6 50 mm (M004-70), anello di montaggio Micro Joystick (M006-07), mezzo morsetto Q2M 6 mm con vite 20 mm (M004-05)	Pz.	40,00 €
M006-07		<b>Anello di montaggio Micro Joystick</b>	Pz.	11,00 €
H002-81		<b>Interfaccia Omni Populated PCBH002-81</b>	Pz.	280,00 €
P002-60		<b>Sensore Multi Joystick</b> Questo è un ricambio sia per il Multi Joystick Omni (P002-61) e il Multi Joystick R-net (P002-62)	Pz.	465,00 €
M002-05		<b>Impugnatura a sfera per multi joystick</b>	Pz.	55,00 €
M002-18		<b>Set montaggio Multi Joystick</b> Questo set include: piastra di montaggio Multi Joystick con 4 viti (M002-06), mezzo morsetto Q2M D6 con bullone 14 mm (M004-04) ed asta Q2M D6 50 mm (M004-70)	Pz.	45,00 €
M002-06		<b>Piastra di montaggio Multi Joystick</b> 4 viti incluse	Pz.	20,00 €
M002-17		<b>Presse Multi Joystick</b> Confezione da 2. Per coprire i due jack da 3,5 mm integrati per l'ingresso dell'interruttore sul joystick.	Set	7,00 €
6003143		<b>Sensore luce All Round Joystick</b> Questo è un ricambio sia per il All-round Joystick Light Omni (P002-72) e il All-round Joystick Light R-net (P002-76)	Pz.	310,00 €
M002-74		<b>Cappuccio per All-round Joystick</b>	Pz.	20,00 €
M002-76		<b>Impugnatura a sfera per Allround joystick</b> Disponibile come alternativa al cappuccio standard per All-round Joystick (M002-74)	Pz.	55,00 €
6003099		<b>Gaiter All-round Joystick Light</b>	Pz.	30,00 €
PRSPS00001		<b>Set all-round controllo a mento</b> Questo set include: impugnatura a sfera per All-round joystick (M002-76) e due interruttori Twisters (P005-40/44 --> diversi colori disponibili).	Pz.	410,00 €
M002-25		<b>Kit montaggio all-round su tavolo</b> Per il montaggio del joystick su una superficie piana.	Pz.	65,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 23.01.2023 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/comandi-speciali](http://www.medimec.it/comandi-speciali).

M002-60		<b>Kit di montaggio per allround joystick</b> per aste da 8 mm	Pz.	60,00 €
M002-61		<b>Kit di montaggio per allround joystick</b> per aste da 6 mm	Pz.	105,00 €
H900-04		<b>Omni All-round Joystick Populated PCB</b>	Pz.	280,00 €
PEMOD00005		<b>Sensore All Round Joystick</b> Questo è un ricambio sia per il All-round Joystick Omni (P002-71) e il All-round Joystick R-net (P002-75)	Pz.	265,00 €
M002-75		<b>Soffietto per All-round Joystick</b>	Pz.	35,00 €
M002-73		<b>All-round Joystick</b>	Pz.	30,00 €
6003167		<b>Protezione HDJS</b>	Pz.	40,00 €
M002-28		<b>Anello di fissaggio per joystick heavy duty</b> Anello di montaggio opzionale per montare il joystick Heavy Duty su una superficie piana	Pz.	100,00 €
6003489		<b>Pomello a fungo Heavy Duty Joystick</b>	Pz.	65,00 €
P015-51		<b>Assemblaggio Scoot Control Throttle destro</b>	Pz.	230,00 €
P015-52		<b>Assemblaggio Scoot Control Throttle sinistro</b>	Pz.	230,00 €

## Sistemi di montaggio

Articolo		Descrizione	U.M.	Imponibile
P001-50		<b>U: Unità motore Multi Swing</b>	Pz.	2.070,00 €
M001-70		<b>Set di montaggio Multi Swing</b> Kit di montaggio universale per multiswing. Il set di montaggio Multi Swing è incluso nel kit completo braccetto di montaggio Multi Swing destro e sinistro (P001-62 e P001-63). Il set include: morsetto universale Q2M (M007-01), staffa Q2M Multi Swing (M004-10), Q2M Dogbone slide-in (200 mm), prolunga diritta Q2M Dogbone (M004-12), prolunga angolata a destra Q2M Dogbone (M004-13)	Set	475,00 €
M001-01		<b>Braccetto per montaggio destro per Multiswing</b>	Pz.	310,00 €
M001-10		<b>Braccetto per montaggio sinistro per Multiswing</b>	Pz.	310,00 €
M001-02		<b>Asta Swing C</b>	Pz.	12,00 €
M001-03		<b>Asta Swing C</b>	Pz.	12,00 €
M001-12		<b>Connessione a T swing</b>	Pz.	60,00 €
M001-05		<b>Asta Swing T-bar</b>	Pz.	15,00 €
M001-13		<b>Assemblaggio braccetto Swing</b>	Pz.	40,00 €
M001-17		<b>Cavo Swing</b>	Pz.	10,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 23.01.2023 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/comandi-speciali](http://www.medimec.it/comandi-speciali).

M001-18		<b>Cavo di alimentazione Multi Swing</b>	Pz.	60,00 €
M001-15		<b>Finecorsa Swing</b>	Pz.	7,00 €
H001-51		<b>PCB Multi Swing</b>	Pz.	395,00 €
P001-30		<b>Assemblaggio potenziometro</b>	Pz.	70,00 €
PM CAB00027		<b>Stereo to Mono Splitter 3.5 mm (Tip+Ring)</b>	Pz.	25,00 €
P001-20		<b>Unità pivot Manual Swing</b>	Pz.	440,00 €
M004-17		<b>Set di montaggio Manual Swing</b> Il set di montaggio Manual Swing è incluso nel kit completo braccetto di montaggio Manual Swing destro e sinistro (P001-22 e P001-24). Il set include: morsetto universale Q2M (M007-01), Q2M Dogbone slide-in (200 mm), prolunga diritta Q2M Dogbone (M004-12), prolunga angolata a destra Q2M Dogbone (M004-13)	Set	470,00 €
TMHAT00004		<b>Q2M Tagliatubi 3-38 mm</b> Le aste possono essere piegate con uno strumento di piegatura. Posizionare un'asta nella corrispondente fessura di piegatura (D6, 8 o 10 mm) e piegare l'asta fino all'angolo necessario. L'angolo di piegatura massimo è di circa 90 °.	Pz.	30,00 €
TMHAT00005		<b>Q2M Strumento di piegatura 6-8-10 mm</b>	Pz.	20,00 €

### Accessori per carrozzine

Articolo		Descrizione	U.M.	Imponibile
P012-40		<b>Estensione Hand Warmer Lead 1800 mm</b>	Pz.	105,00 €
M012-45		<b>Set montaggio Hand Warmer</b>	Set	50,00 €
M004-04		<b>Mezzo morsetto Q2M (diametro 6 mm) + vite 14 mm</b>	Pz.	20,00 €
P012-61		<b>Unità Hand Warmer</b>	Pz.	695,00 €

### Sistemi di controllo Input

Articolo		Descrizione	U.M.	Imponibile
M016-83		<b>Pulsanti piatti della tastiera dell'attuatore</b>	Pz.	25,00 €
M016-84		<b>Leve dei pulsanti della tastiera dell'attuatore</b>	Pz.	25,00 €
M016-87		<b>Icona Adesivo Attuatore Tastiera R-net</b>	Pz.	12,00 €

### Altri prodotti

Articolo		Descrizione	U.M.	Imponibile
PM CAB00022		<b>Cavo connessione USB - 3 m</b>	Pz.	30,00 €
M800-68		<b>Mini prese USB Mini (confezione da 5)</b>	Set	9,00 €
M800-67		<b>Jack 3.5mm Dummy Plug (confezione da 10)</b>	Set	10,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 23.01.2023 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/comandi-speciali](http://www.medimec.it/comandi-speciali).