

Atom

Sistema di seduta modulare con portata max **25 kg**

- Adatto a bambini dai 6 mesi ai 5 anni
- Patologie: paralisi cerebrali, distrofie, plegie/paresi, lesioni spinali, esiti di trauma cranico, deficit posturali, deficit cognitivi.

Seduta regolabile in profondità, **schienale** regolabile in altezza e reclinazione, **braccioli** regolabili in altezza e inclinazione

Per seguire la crescita ed adattarsi alle esigenze del singolo bambino

Tavolino con incavo con possibile aggiunta di imbottiture o accessori per lo svolgimento di attività
Permette di effettuare attività manuali neuromotorie stimolanti per il bambino

Pedana unica regolabile in altezza e flessione-estensione con possibilità di aggiungere gli appositi **sandaletti** ed eventuali rialzi

Permette il corretto posizionamento dei piedi ed incrementa la stabilità della postura



Inclusi nella configurazione base due **pelotte toracali flessibili**, due **guide** per il bacino, i **supporti pelvici** e la **cintura pelvica a 4 punti**

Per il massimo comfort e contenimento della parte inferiore del tronco

Basculamento dell'unità di seduta 10°-30°

Permette di variare continuamente i punti di maggior pressione prevenendo la comparsa di lesioni da decubito e rende il sistema di seduta adatto anche a bambini con controllo del tronco e del capo assente o molto ridotto

- Per l'elenco completo di accessori disponibili fare riferimento alla scheda prodotto

Prodotto da Jenx Ltd. e distribuito da Medimec International s.r.l.
Rev. 00 del 25/03/2021

via Proventa, 52
48018 Faenza (RA) Italia

tel: (+39) 0546 46870
fax: (+39) 0546 46467

medimec@medimec.it

Medimec International srl – Registro Imprese Ravenna, Codice fiscale e partita iva: 02259030399
Capitale sociale: 100.000 € interamente versato – Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative di Ravenna n. 185706 – Azienda con sistema di gestione qualità certificato secondo la norma ISO 9001

