

# Baffin Automatic

**IL SISTEMA DI SEDUTA POSTURALE CON MOLTEPLICI FUNZIONI ELETTRONICHE**

Grazie ad una **struttura automatizzata innovativa e funzionale** che ricala la conformazione della **colonna vertebrale**, disponibile in 3 misure, aiuta a prevenire e correggere i difetti posturali. **Insegna al bambino a sedersi in posizione corretta** grazie al supporto posturale alla schiena, al bacino e agli arti. Permette molteplici posture del corpo in comfort e sicurezza. **Possibile sovvenzione da parte del Sistema Sanitario.**

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Indicato per riabilitazione e correzione posturale / Maneggevole e dalle molteplici regolazioni elettroniche / Full optional già nella configurazione base / Per uso interno.

**ACCESSORI:** vedi sito web  
**MAGGIORI INFO SU:** [medimec.it/baffin-automatic](http://medimec.it/baffin-automatic)


## DOTAZIONE

- UNITÀ DI SEDUTA POSTURALE CON SISTEMA DI BASCULAMENTO, VERTICALIZZAZIONE ED INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE ELETTRONICI (POGGIATESTA A SCELTA TRA MODELLO A CONTENIMENTO; OCCIPITALE (POGGIABILE), AVVOLGENTE, A CONCHIGLIA)
- UNITÀ POSTURALE SCHIENA E ARTI INFERIORI CON CINGHIA DI BRETTELLAGGIO E CINTURA PELVICA
- SUPPORTI TORACALI E CONTENIMENTI LATERALI PER IL BACINO
- BRACCIOI REGOLABILI IN ALTEZZA, LARGHEZZA E INCLINAZIONE. POGGIAPIEDI REGOLABILI IN ALTEZZA E INTRA ED EXTRA ROTAZIONE
- TAVOLINO. BASE CON COMANDI E 4 RUOTE PIROETTANTI E FRENABILI
- ARTICOLO A NORMA CE

- **ISTRUZIONE ALL'USO**
- **ASSISTENZA TECNICA**
- **VEDI ANCHE:** SERVIZIO VOLLEGGIO PP.014.025.034.035



**LA STRUTTURA ROBUSTA** MA ESTREMAMENTE FLESSIBILE NELLA CURVA PERMETTE REGOLATA ELETTRONICAMENTE



**LE POSIZIONI** DEL SISTEMA DI SEDUTA POSTURALE OFFRONO TANTISSIME FUNZIONI IN UN UNICO AUSILIO



**IL CONTENIMENTO** DEL BAMBINO È REGOLATO DA UN SINGOLO MANOVIN. LA SICUREZZA È GARANTITA DAL SISTEMA DI BRETTELLAGGIO



**I POGGIAPIEDI** POSSONO ASSUMERE UN'INFINITÀ DI POSIZIONI. LE MOLTEPLICI REGOLAZIONI DI POSIZIONE



DATI TECNICI	BAFFIN AUTOMATIC S	BAFFIN AUTOMATIC M	BAFFIN AUTOMATIC L
PORTATA MAX UTENTE	40 KG	60 KG	60 KG
H UTENTE MIN - MAX	85 - 105 CM	100 - 120 CM	115 - 130 CM
DIMENSIONI TOTALI		L 65 x P 88 CM	
H SCHIENALE	44 CM	52 CM	60 CM
H SUPPORTI TORACALI DALLA SEDUTA MIN - MAX	21 - 38 CM	21 - 38 CM	21 - 40 CM
DIMENSIONI PIANO SEDUTA MIN - MAX	L 18 - 29 CM x P 18 - 28 CM	L 22 - 33 CM x P 21 - 31 CM	L 22 - 33 CM x P 29 - 39 CM
H PIANO SEDUTA DA TERRA		69 CM	
P POGGIAPIEDI	17 CM	21 CM	23 CM
DISTANZA TRA POGGIAPIEDI MIN - MAX	10 - 30 CM	12 - 35 CM	12 - 35 CM
DISTANZA POGGIAPIEDI DA TIBIALE MIN - MAX		0 - 6 CM	
H POGGIAPIEDI DAL PIANO SEDUTA MIN - MAX	16 - 33 CM	16 - 33 CM	30 - 48 CM
BASCULAMENTO SEDUTA		DA 0° A 13°	
INCLINAZIONE E SCHIENALE		DA 0° A 90°	
INCLINAZIONE E TIBIALE		DA 0° A 90°	
INCLINAZIONE POGGIAPIEDI		DA 5° A - 5°	
INTRA ED EXTRA ROTAZIONE POGGIAPIEDI		DA 45° A - 45°	
DIAMETRO RUOTE ANT E POS		4 x 3" (PIROETTANTI E FRENABILI)	
PESO TOTALE		45 KG	

**LEGENDA:** L = LARGHEZZA; P = PROFONDITÀ; H = ALTEZZA; ANT = ANTERIORE; POS = POSTERIORE; MAX = MASSIMO; MIN = MINIMO; MM = MANUALE; EI = ELETTRONICO. TOLLERANZE ± 1,15 CM. **ATTENZIONE:** LA DITTA PRODUTTRICE SI RISERVA CAMBIAMENTI TECNICI E/O ESTETICI SENZA PREAVVISO, E ASSOLUTAMENTE NECESSARIO RISPETTARE LE INDICAZIONI DI SICUREZZA DEL COSTRUTTORE.



UN ARTICOLO LIV. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: A NORMA CE. **GARANZIA:** ARTICOLO 2 ANNI (PER LE PARTI NON SOGGETTE AD USURA); BATTERIE 6 MESI.

