

## S-MAX

Montascale a ruote per carrozzina per uso interno/esterno

- Studiato per permettere il **superamento delle barriere architettoniche** consente di salire e scendere **qualsiasi scala** in totale sicurezza senza rinunciare alle proprie abitudini e con il semplice aiuto di un operatore.

**Leggero, compatto e frazionabile in 3 componenti** (batteria, base, manico) per renderne pratico il trasporto

**Manico regolabile** in altezza ed inclinazione

Adatto anche alle **scale più strette** (con scalini alti 22 o 23,5 cm nella versione maggiorata) o **a chiocciola**, ed ai **pianerottoli più angusti** (spazio minimo di manovra 90 cm)

**Comando** su una maniglia con tasti di accensione, regolazione della velocità, direzione di movimento

**Si applica velocemente** alla carrozzina tramite due ganci, senza apportare alcuna modifica all'assetto originario, ed è **compatibile con quasi tutti i modelli di carrozzine** anche le più strette (misura di seduta minima di 24 cm)

Possibilità di impostare **modalità singolo scalino**: il dispositivo si fermerà dopo aver completato un giro della ruota, ovvero un gradino

Possibilità di impostare **modalità Smart step**: il dispositivo rallenta la velocità di rotazione prima di toccare il gradino

Durante la **discesa**, il dispositivo **si blocca prima del gradino successivo** grazie ad un sistema di freni automatici

Possibilità di montare una **pedana universale** con aggiunta di un manico apposito

- Per l'elenco completo di accessori disponibili fare riferimento alla scheda prodotto

Prodotto da AAT Alber Antriebstechnik GmbH e distribuito da Medimec International s.r.l.  
Rev. 00 del 17/03/2021

via Proventa, 52  
48018 Faenza (RA) Italia

tel: (+39) 0546 46870  
fax: (+39) 0546 46467

medimec@medimec.it

**Medimec International srl** – Registro Imprese Ravenna, Codice fiscale e partita iva: 02259030399  
Capitale sociale: 100.000 € interamente versato – Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative di Ravenna n. 185706 – Azienda con sistema di gestione qualità certificato secondo la norma ISO 9001

