

# s-max

**MONTASCALE A RUOTE PER CARROZZINA.** Applicato alla carrozzina permette di affrontare qualsiasi tipo di scala, anche a chiocciola, senza sforzo. La sicurezza è garantita dal sistema di frenata automatico che rileva la fine dello scalino.



## DOTAZIONE

- GRUPPO PROPULSIVO CON FRENO AUTOMATICO
- CINTURA DI SICUREZZA
- DISPOSITIVO DI AGGANCIO ALLA CARROZZINA
- SMART STEP 2.0 PER RIDURRE LE SOLLECITAZIONI E LUCE AUSILIARIA
- BATTERIE SIGILLATE AL GEL-PIOMBO
- CARICA BATTERIE ELETTRONICO AUTOMATICO
- CHIAVE DI SICUREZZA E STOP DI EMERGENZA
- ARTICOLO A NORMA CE. CERTIFICATO ISO, BE, QVH, TUV



VEDI  
P 067



## DATI TECNICI

PORTATA MAX UTENTE + CARROZZINA	135 KG
H TOTALE MIN - MAX	118 - 159 CM
DIMENSIONE MIN SEDUTA CARROZZINA	VARIABILE A SECONDA DEL MODELLO
VELOCITÀ MIN - MAX	7 - 23 SCALINI AL MINUTO
RAGGIO DI STERZATA	90 CM A SECONDA DELLA CARROZZINA
H SCALINO SUPERABILE FINO A	21 CM / 22,5 CM (SU RICHIESTA)
FUNZIONE SMART STEP 2.0	SI
LUCE LED AUSILIARIA	SI
AUTONOMIA CON UNA CARICA FINO A	18 - 25 PIANI (IN BASE AL CARICO)
PESO / TIPO PACCO BATTERIA	3 KG / 2 x 12 V, 3,3 AH, GEL-PIOMBO
PESO / TIPO MOTORE	16,1 KG / 24 V, 200 W, DC
PESO TOTALE	22 KG