

Kangaroo

STABILIZZATORE PER STATICA. Per postura eretta. Flessibile e pratico, grazie alle regolazioni su tre livelli: torace, bacino e ginocchia. Permette di raggiungere e mantenere la posizione eretta e di godere di tutti i benefici a essa connessi.



DOTAZIONE

- STATICA PER POSTURA ERETTA. BASE CON CINTURA PELVICA
- IMBOTTITURA SUPERIORE CON FASCIA PETTORALE
- CUNEO DIVARICATORE
- IMBOTTITURA INFERIORE
- SANDALETTI
- TAVOLINO CON ANGOLAZIONE VARIABILE
- RUOTE PIROETTANTI CON BLOCCO



VEDI
P 205



DATI TECNICI

PORTATA MAX UTENTE	35 KG
ETÀ DI UTILIZZO UTENTE	3 – 7 ANNI
DIMENSIONI BASE	L 58,5 x P 70 CM
H MIN – MAX TRONCO DA PEDANA	74 – 100 CM
L MIN – MAX SUPPORTI TRONCO	20,5 – 30 CM
L MIN – MAX SUPPORTI BACINO	20,5 – 30 CM
DIMENSIONI TAVOLINO	L 60 x P 42,5 CM