

Penguin

STABILIZZATORE PER STATICA. Per postura eretta. Si adatta al bambino per offrire una posizione corretta e ottenere tutti i benefici legati alla verticalizzazione. La regolazione su tre piani garantisce pieno supporto nelle diverse fasi di crescita.



DOTAZIONE

- STATICA PER POSTURA ERETTA. BASE CON CINTURA PELVICA
- IMBOTTITURA SUPERIORE CON FASCIA PETTORALE
- CUNEO DIVARICATORE
- IMBOTTITURA INFERIORE
- SANDALETTI
- TAVOLINO CON ANGOLAZIONE VARIABILE
- RUOTE PIROETTANTI CON BLOCCO



VEDI
P 205



DATI TECNICI

PORTATA MAX UTENTE	25 KG
ETÀ DI UTILIZZO UTENTE	18 MESI – 4 ANNI
DIMENSIONI BASE	L 50 x P 62 CM
H MIN – MAX TRONCO DA PEDANA	60 – 80 CM
L MIN – MAX SUPPORTI TRONCO	14,5 – 24,5 CM
L MIN – MAX SUPPORTI BACINO	14,5 – 24,5 CM
DIMENSIONI TAVOLINO	L 53 x P 37,5 CM