

## Thevo Twist

Passeggino **dinamico con micro-stimolazione** per la stabilizzazione ed il movimento.

- Adatto a bambini fino ai 35kg (mis. 1) o 40kg (mis. 2)
- Patologie: particolarmente adatto in caso di **ipotonia**, ma anche paralisi cerebrali, distrofie, tetraplegie/paresi, paraplegie/paresi, emiplegie/paresi, esiti di traumi cerebrali

**Unità posturale** tronco e bacino con poggiatesta regolabile in altezza ed inclinazione

**Reclinabile facilmente e totalmente in sicurezza** grazie allo spostamento automatico del baricentro (Balance Safety System)  
*Il bambino può essere posizionato supino senza alcun rischio di ribaltamento*

**Micro-stimolazione sensoriale completamente personalizzabile** effettuata tramite sospensioni ad alette all'interno dello schienale  
*Permette di fornire al bambino un input sensoriale che attiva il sistema neuromotorio scatenando una risposta attiva del bambino in forma di movimento o atteggiamento posturale*

**Pedana** unica reclinabile e regolabile in altezza e flessione-estensione  
*Permette un appoggio fisiologico dei piedi seguendo o correggendo eventuali anomalie posturali di piedi e caviglie*

**Basculamento** da -15° a 45° (mis.1) o da -10° a 40° (mis.2)  
*Permette di variare anche frequentemente i punti di maggior carico, prevenendo così la comparsa di lesioni da decubito*



Telaio **richiudibile a libro** e seduta estraibile

**Crash Test** superato con successo  
*Permette di trasportare il bambino sul passeggino in auto*

- Per l'elenco completo di accessori disponibili fare riferimento alla scheda prodotto

Prodotto da Thomashilfen e distribuito da Medimec International s.r.l.  
Rev. 00 del 08/03/2021

via Proventa, 52  
48018 Faenza (RA) Italia

tel: (+39) 0546 46870  
fax: (+39) 0546 46467

medimec@medimec.it

**Medimec International srl** – Registro Imprese Ravenna, Codice fiscale e partita iva: 02259030399  
Capitale sociale: 100.000 € interamente versato – Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative di Ravenna n. 185706 – Azienda con sistema di gestione qualità certificato secondo la norma ISO 9001

