

Ordine

Preventivo

Conto visione

Reinviare a ufficio commerciale:
commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

c-max

Rivenditore

Valutazione eseguita da:

Riferimento Utente Signor/a:

c-max

Montascale a ruote con seggiolina, smontabile

A PARTIRE DA € 4.990,00 + IVA

Numero repertorio Ministero: 2628655

Riconducibilità per omogeneità funzionale a:

Montascale a ruote

codice ISO secondo DM 27/08/99 n. 332: 18.30.12.006

Montascale mobile a ruote a sedile

codice ISO secondo DPCM 12/01/17 Allegato 5: 18.30.08.003

Attenzione! I codici ISO sopracitati sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore

Configurazione di base

- Poggipiedi ribaltabile
- Braccioli estraibili
- Cintura di sicurezza
- Freni per l'arresto automatico sui gradini
- Batterie da 12V/5Ah sigillate al piombo
- Carica batterie automatico da 12V



| Dati tecnici | c-max |
|----------------------------|--|
| Portata massima | 140 Kg |
| Velocità * | 8 - 23 scalini/minuto |
| Autonomia con una carica | 25 piani (circa 375 scalini) |
| Larghezza | 48,5 cm / 44 cm (senza braccioli) |
| Profondità | 91,5 cm / 73 cm (con pedana reclinata) |
| Altezza | 109 - 144 cm |
| Motore | 24 V - 275 W - DC |
| Peso / tipo pacco batterie | 4,1 Kg / 2 x 12 V, 5 Ah, GEL-PIOMBO |
| Peso seduta | 5,5 Kg |
| Peso schienale | 4,5 Kg |
| Peso braccioli | 1,2 Kg |
| Peso complessivo | 33,4 Kg |
| Altezza massima scalino | 21 cm / 22,5 cm su richiesta |
| Raggio sterzata minimo | 80 cm |
| Funzione SMART STEP 2.0 | Si |

* Velocità regolabile in modo lineare

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 24.07.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/c-max.

Configurazione di base

| Articolo | Descrizione | Imponibile |
|---------------|--------------------------|------------|
| 300595 | c-max con portata 140 Kg | 4.990,00 € |

Accessori

| Articolo | Descrizione | U.M. | Imponibile |
|---------------|--|------|------------|
| 300025 | Cavo per la ricarica in auto (12V) | Pz. | 89,00 € |
| 300003 | Pacco batteria completo intercambiabile | Pz. | 475,00 € |
| 300020 | Cintura di sicurezza della seduta completa di cintura addominale | Pz. | 235,00 € |
| 300021 | Cintura addominale | Pz. | 98,00 € |
| 300026 | Cavo per la ricarica su camion (24V) | Pz. | 89,00 € |
| 300044 | Manici più lunghi di 20 cm | Pz. | 238,00 € |
| 301784 | Poggiatesta regolabile in altezza e profondità | Pz. | 235,00 € |
| 300373 | Poggiapiedi regolabile in altezza | Pz. | 425,00 € |
| 300151 | Maggiorazione dell'alzata di 1,5 cm. per superare scalini fino a 22,5 cm. di altezza | Set | 320,00 € |
| 300260 | Dispositivo di supporto per ossigeno | Pz. | 283,00 € |
| 300024 | Braccioli più larghi per persone di peso superiore a 100 kg (sovrapprezzo) | Paio | 90,00 € |
| 300185 | Pedana accorciata di 5 cm (anzichè std) | Pz. | 126,00 € |
| 300186 | Pedana accorciata di 10 cm (anzichè std) | Pz. | 126,00 € |
| 300187 | Pedana più lunga di 10 cm (anzichè std) | Pz. | 126,00 € |

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 24.07.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/c-max.