

Ordine

Preventivo

Conto visione

Reinviare a ufficio commerciale:
commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

s-max

Rivenditore

Valutazione eseguita da:

Riferimento Utente Signor/a:

s-max

Montascale a ruote da applicare alla carrozzella

A PARTIRE DA € 6.300,00 + IVA

Numero repertorio Ministero: 2628678

Riconducibilità per omogeneità funzionale a:

Montascale a ruote

codice ISO secondo DM 27/08/99 n. 332: 18.30.12.006

Montascale mobile a ruote per carrozzina

codice ISO secondo DPCM 12/01/17 Allegato 5: 18.30.08.006

Attenzione! I codici ISO sopracitati sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore

Configurazione di base

- Freni per l'arresto automatico sui gradini
- Batterie da 12V 3,3 Ah sigillate al piombo
- Carica batterie automatico da 12V
- Dispositivo d'attacco completo per carrozzella

Nota bene: indicare sempre marca, modello e larghezza della carrozzina alla quale verrà applicato il montascale s-max

Consultare l'ufficio commerciale di Medimec per avere conferma della compatibilità per il montaggio.



Dati carrozzina

Marca:	Modello:	Larghezza Seduta cm:
--------	----------	----------------------

Dati tecnici

s-max 135 kg

Portata max utente + carrozzina	135 kg
Altezza totale min-max	115 - 135 cm
Dimensione minima seduta carrozzina	variabile a seconda del modello
Velocità min-max *	5 - 20 scalini al minuto
Raggio di sterzata min	90 cm a seconda della carrozzina
Altezza scalino superabile fino a	22 cm / 23,5 cm (su richiesta)
Funzione smart step 2.0	Sì
Luce LED ausiliaria	Sì
Autonomia con una carica fino a	15 - 20 piani (circa 300 scalini)
Peso / tipo pacco batteria	3 kg / 2x 12 V, 3,3 AH, GEL PIOMBO
Peso / tipo propulsore	15,8 kg / 24 V, 200 W, DC
Peso totale	22 kg

* Velocità regolabile in modo lineare

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 21.07.2025 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/s-max.

Configurazione di base			
Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
300680	s-max con portata 135 Kg		6.300,00 €

Accessori			
Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
300732	SDM7 Pedana universale per carrozzelle manuali per montascale S-MAX da 135 Kg *	Pz.	1030,00 €
300035	Pacco batteria completo intercambiabile	Pz.	475,00 €
330031	Invertitore di corrente 12V/230V per ricarica sul veicolo	Pz.	235,00 €
ROTANT	Coppia di rotelline antiribaltamento estraibili	Pa	208,00 €
300495	Maggiorazione dell'alzata di 2 cm per superare scalini fino a 23,5 cm. di altezza	Set	320,00 €
300152	Leva per reclinazione	Pz.	127,50 €
300153	Leva per reclinazione con supporto antiribaltamento	Pz.	362,00 €
300336	Cintura addominale	Pz.	98,00 €
300462	Cintura di sicurezza della seduta compresa cintura addominale	Pz.	235,00 €
300551	Poggiatesta regolabile in altezza e profondità	Pz.	235,00 €
300578	Set di manici più corti di 10 cm	Set	85,00 €
300654	Unità di seduta con manico, braccioli e pedana	Pz.	1.990,00 €
300745	Manico ovale da utilizzare con pedana SDM7	Pz.	830,00 €
300180	Comando completo lato sx per SMAX D1352 (anziché standard)	Pz.	225,00 €

* NB: se la pedana SDM7 viene acquistata in configurazione iniziale con il montascale s-max, questo viene fornito con il manico ovale art. 300745 (anziché quello standard). Se la pedana SDM7 viene acquistata successivamente per essere installata sul montascale s-max, è necessario acquistare anche il manico ovale cod. 300745.