

☒ Ordine
 ☐ Preventivo
 ☐ Conto visione

 Reinviare a ufficio commerciale:  
 commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

# Meywalk 2000 NEW

Rivenditore

 Valutazione eseguita da:  
 Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

**A PARTIRE DA 2.340,00 € + IVA**

Numero repertorio Ministero: 2577386



| Misure da indicare per ordine                          |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lunghezza interna della gamba<br>(altezza all'inguine) |  _____ cm   |
| Peso utente                                            |  _____ kg  |
| Circonferenza toracica                                 |  _____ cm |



| Telaio                   |          |                                                                                  |      |            |
|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
|                          | Articolo | Descrizione                                                                      | U.M. | Imponibile |
| <input type="checkbox"/> | MW104500 | MEYWALK 2000 NEW, telaio misura Small - VERDE (lunghezza interna gamba 48-66 cm) | Pz.  | 1.922,00 € |
| <input type="checkbox"/> | MW104175 | MEYWALK 2000 NEW, telaio misura Medium - BLU (lunghezza interna gamba 62-86 cm)  | Pz.  | 2.232,00 € |
| <input type="checkbox"/> | MW104173 | MEYWALK 2000 NEW, telaio misura Large - BLU (lunghezza interna gamba 76-100 cm)  | Pz.  | 2.232,00 € |
| Anello toracico          |          |                                                                                  |      |            |
|                          | Articolo | Descrizione                                                                      | U.M. | Imponibile |
| <input type="checkbox"/> | M011101  | Anello toracico Ø 70 cm                                                          | Pz.  | 390,00 €   |
| <input type="checkbox"/> | M011105  | Anello toracico Ø 90 cm                                                          | Pz.  | 390,00 €   |
| <input type="checkbox"/> | M011109  | Anello toracico Ø 105 cm                                                         | Pz.  | 390,00 €   |
| <input type="checkbox"/> | M011113  | Anello toracico Ø 120 cm                                                         | Pz.  | 390,00 €   |
| <input type="checkbox"/> | M011118  | Anello toracico Ø 130 cm                                                         | Pz.  | 390,00 €   |
| Molle                    |          |                                                                                  |      |            |
|                          | Articolo | Descrizione                                                                      | U.M. | Imponibile |
| <input type="checkbox"/> | M104291  | Molle bianche con portata da 20 a 45 kg                                          | Pz.  | 28,00 €    |
| <input type="checkbox"/> | M104292  | Molle gialle con portata da 45 a 65 kg                                           | Pz.  | 28,00 €    |
| <input type="checkbox"/> | M104293  | Molle blu con portata da 65 a 80 kg                                              | Pz.  | 28,00 €    |
| <input type="checkbox"/> | M104294  | Molle rosse con portata oltre 80 kg                                              | Pz.  | 28,00 €    |
| <input type="checkbox"/> | M104295  | Molle silver con portata da 100 kg                                               | Pz.  | 28,00 €    |

CONFIGURAZIONE MINIMA

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 15.09.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/meywalk-2000](http://www.medimec.it/meywalk-2000).



| Dati tecnici                |                              |                               |                              |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                             | Meywalk 2000<br>Misura Small | Meywalk 2000<br>Misura Medium | Meywalk 2000<br>Misura Large |
| Altezza sella               | 48 - 66 cm                   | 62 - 86 cm                    | 76 - 100 cm                  |
| Portata max.                | 100 kg                       | 100 kg                        | 100 kg                       |
| Lunghezza                   | 85 cm                        | 95 cm                         | 95 cm                        |
| Larghezza (est./int.)       | 65 - 50 cm                   | 65 - 50 cm                    | 65 - 50 cm                   |
| Altezza anello toracico     | 87 - 103 cm                  | 99 - 126 cm                   | 116 - 143 cm                 |
| Dimensione ruote anteriori  | 150x50 mm                    | 200x50 mm                     | 200x50 mm                    |
| Dimensione ruote posteriori | 400x50 mm                    | 400x50 mm                     | 400x50 mm                    |
| Peso (senza accessori)      | 22 kg                        | 25 kg                         | 26 kg                        |

| Accessori                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dispositivo anti-retromarcia per mis. S,M,L<br>                      | Divisorio per le gambe per mis. M, L<br>                         | Kit di riduzione altezza ( - 8 cm)<br>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |
| Prezzo / Pa.<br><input type="checkbox"/> <b>M104023</b> 256,00 €                                                                                      | Prezzo / Pz.<br><input type="checkbox"/> <b>M104044</b> 465,00 €                                                                                  | Prezzo / Pa.<br><input type="checkbox"/> <b>M104110</b> 97,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |
| Regolazione della resistenza sul freno posteriore per mis. M, L<br> | Ruote antiribaltamento per mis. S, M, L<br>                     | Supporti per le anche per mis. M, L<br>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |
| Prezzo / Pa.<br><input type="checkbox"/> <b>M104166</b> 161,00 €                                                                                      | Prezzo / Pa.<br><input type="checkbox"/> <b>M104167</b> 206,00 €                                                                                  | Prezzo / Pa.<br><input type="checkbox"/> <b>M013075</b> 433,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
| Blocco direzionale per ruote anteriori<br>                         | Maniglia di spinta e frenata per accompagnatore per mis. S<br> | Piastra riduttrice/adattatore per installazione anello da 70 cm su supporto toracale da 90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                            | Guida per le gambe in plastica nera<br>              |
| Prezzo / Pa.<br><input type="checkbox"/> <b>M104511</b> x mis. S 185,00 €<br><input type="checkbox"/> <b>M104997</b> x mis. M, L 253,00 €             | Prezzo / Pz.<br><input type="checkbox"/> <b>M011762</b> 379,00 €                                                                                  | Prezzo / Set.<br><input type="checkbox"/> <b>M104159</b> 24,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prezzo / Set.<br><input type="checkbox"/> <b>M104301</b> 579,00 €                                                                         |
| Estensione della leva del freno<br>                                | Sella comfort<br>                                              | Cover con zip per anello toracico<br>                                                                                                                                                                                                                                                | Coprisella in gel<br>                                |
| Prezzo / Set.<br><input type="checkbox"/> <b>M110010</b> 80,00 €<br>Definire la lunghezza:<br>cm _____                                                | Prezzo / Pz.<br><input type="checkbox"/> <b>M010250</b> 358,00 €                                                                                  | Prezzo / Pz.<br><input type="checkbox"/> <b>M104366</b> per anello Ø70cm 269,00 €<br><input type="checkbox"/> <b>M104367</b> per anello Ø90cm 269,00 €<br><input type="checkbox"/> <b>M104368</b> per anello Ø105cm 269,00 €<br><input type="checkbox"/> <b>M104369</b> per anello Ø120cm 269,00 €<br><input type="checkbox"/> <b>M104370</b> per anello Ø130cm 269,00 € | Prezzo / Pz.<br><input type="checkbox"/> <b>M104261</b> x mis. S 780,00 €<br><input type="checkbox"/> <b>M104262</b> x mis. M, L 840,00 € |

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 15.09.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/meywalk-2000](http://www.medimec.it/meywalk-2000).