

☒ Ordine
 ☐ Preventivo
 ☐ Conto visione

 Reinviare a ufficio commerciale:
 commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

Tigo arti inferiori e superiori

Rivenditore

 Valutazione eseguita da:
 Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

Tigo arti inferiori e superiori
 Cicloergometri motorizzati con display

THERA
 TRAINER

A PARTIRE DA € 6.330,00 + IVA

Numero repertorio Ministero: 1384182/R

Configurazione di base

- Movimentazione arti inferiori e superiori
- Display di facile lettura
- Indicazioni relative alla terapia effettuata
- Sistema antispasmo
- Aiuto per il posizionamento delle gambe
- Poggiapiedi sagomato
- Motore da 240W arti inferiori
- Motore da 100W arti superiori

Le configurazioni predefinite sottoelencate possono essere integrate con accessori, ma non è possibile toglierne.


Configurazioni di base Tigo

	Articolo	Descrizione	Comprende	U.M.	Imponibile
☐	A003-128 	TIGO 566 Per pazienti con peso corporeo max. di 180 kg Dimensioni (L/P/A): 90 / 63,8 / 109,5-119 cm Peso: ca. 37 kg	A000-525 unità base A003-723 base del dispositivo con rotelle A001-409 poggiapiedi con regolazione del raggio in due gradazioni A001-416 dispositivo per allenare gli arti superiori A001-417 pedivelle lunghe per dispositivo per allenare gli arti superiori A001-419 adattatori per maniglie A001-420 maniglie per terapia A004-517 comando con display a colori 2,7"	Pz.	6.330,00 €
☐	A003-128R 	TIGO 566R Per pazienti con peso corporeo max. di 120 kg Dimensioni (L/P/A): 90 / 63,8 / 109,5-119 cm Peso: ca. 39 kg	A000-525 unità base A003-723 base del dispositivo con rotelle A001-411 poggiapiedi con regolazione continua del raggio, attrezzi inclusi A003-717 supporto per attrezzi A001-416 dispositivo per allenare gli arti superiori A001-417 pedivelle lunghe per dispositivo per allenare gli arti superiori A001-419 adattatori per maniglie A001-420 maniglie per terapia A004-517 comando con display a colori 2,7"	Pz.	6.800,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.01.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/tigo-arti-superiori-inferiori.

☐	A008-013 	TIGO 632 Per pazienti con peso corporeo max. di 180 kg Dimensioni (L/P/A): 90/63,8/106-116 cm Peso: ca 37 kg	A000-525 unità base A003-723 base del dispositivo con rotelle A001-409 poggipiedi con regolazione del raggio in due gradazioni A001-416 dispositivo per allenare gli arti superiori A001-417 pedivelle lunghe per dispositivo per allenare gli arti superiori A001-419 adattatori per maniglie A001-420 maniglie per terapia A004-652 comando e display con schermo a colori 7" incl. funzione touch A004-712 pacchetto software cicloergometro per comando e display	Pz.	7.350,00 €
☐	A008-013R 	TIGO 632R Per pazienti con peso corporeo max. di 120 kg Dimensioni (L/P/A): 90/63,8/106-116 cm Peso: ca 37 kg	A000-525 unità base A003-723 base del dispositivo con rotelle A001-411 poggipiedi con regolazione continua del raggio, attrezzi inclusi A003-717 supporto per attrezzi A001-416 dispositivo per allenare gli arti superiori A001-417 pedivelle lunghe per dispositivo per allenare gli arti superiori A001-419 adattatori per maniglie A001-420 maniglie per terapia A004-652 comando e display con schermo a colori 7" incl. funzione touch A004-712 pacchetto software cicloergometro per comando e display	Pz.	7.820,00 €

Configurazioni/Accessori

Unità base					
	Articolo	Descrizione	Comprende	U.M.	Imponibile
☐	A000-525 	UNITÀ BASE THERA-TRAINER TIGO	- elettromotore da 240 Watt per allenare le gambe - performance elevata, lunga durata e massima silenziosità - telaio completamente in metallo robusto e resistente - verniciatura a polvere blu ecologica - Alimentazione 230 Volt	Pz.	2.790,00 €
☐	A003-723 	BASE REGOLABILE CON ROTELLE	- base regolabile in metallo per allungare la base - le grandi rotelle sul lato paziente permettono di regolare la distanza tra il THERA-Trainer e il paziente in qualsiasi momento - altezza della base del dispositivo incl. rotelle 74 mm	Pz.	250,00 €
☐	A002-750 	BASE REGOLABILE PIATTA	- raccomandata per carrozzine sportive/attive con ferma piedi fisso - SENZA rotelle - altezza della base del dispositivo 24 mm	Pz.	150,00 €
☐	A004-312 	BASE CON 4 RUOTINE GIREVOLI E BLOCCABILI	4 rotelline bloccabili - solo in combinazione con unità base A000-525 / A000-526	Pz.	1.000,00 €
☐	A002-753 	REGOLAZIONE IN ALTEZZA DEL BASAMENTO E SET DI RUOTE	- raccomandato per persone di bassa statura o carrozzine con sedile alto (es. carrozzine elettriche) - altezza regolabile da 50 mm a 150 mm senza dover ricorrere ad attrezzi - possibili diverse regolazioni altezza davanti e dietro - la distanza tra paziente e poggipiedi può essere ridotta - appoggio stabile su piedi in gomma	Pz.	800,00 €


La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.01.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/tigo-arti-superiori-inferiori.

☐	A003-735 	DISPOSITIVO ANTI-RIBALTAMENTO AD USO AUTONOMO	• protegge la sedia/carrozzina dal ribaltamento (ad es. in caso di spasmi di allungamento improvvisi) • blocca la distanza corretta tra cicloergometro e sedia/carrozzina • semplice applicazione dei ganci rivestiti in plastica alla sedia/carrozzina • solo in combinazione con una delle basi del dispositivo (A003-723 / A002-750)	Paio	780,00 €
☐	A001-409 	POGGIAPIEDI CON REGOLAZIONE DEL RAGGIO IN DUE GRADAZIONI	• con protezione di sicurezza e chiusure a strappo per fissare i piedi • i poggiatesta sono facilmente lavabili e disinfettabili • il raggio della pedivella può essere regolato a 75 mm o 110 mm con l'ausilio di appositi attrezzi	Paio	460,00 €
☐	A001-411 	POGGIAPIEDI CON REGOLAZIONE CONTINUA DEL RAGGIO, ATTREZZI INCLUSI	• con protezione di sicurezza e chiusure a strappo per fissare i piedi • i poggiatesta sono facilmente lavabili e disinfettabili • regolazione continua del raggio per un semplice adattamento della lunghezza della pedivella, per pazienti con contratture e spasmi • il raggio della pedivella può essere regolato da 65 a 115 mm con uno strumento con presa a T in modo preciso e semplice	Paio	900,00 €
☐	A003-717 	SUPPORTO PER ATTREZZI	• per un corretto posizionamento degli attrezzi direttamente sul dispositivo • solo in combinazione con ferma piedi con regolazione continua del raggio, (A001-411)	Pz.	30,00 €
☐	A001-777 	FERMAPIEDI	• raccomandato per pazienti che desiderano fissare autonomamente i piedi in modo semplice e veloce nei poggiatesta (es. in caso di spasmi, paralisi,...) • dotato di imbottiture morbide e posizionabili in modo variabile per fissare le gambe senza lasciare segni di compressione • le imbottiture possono essere rimosse in modo semplice per essere lavate e disinfettate • il fissaggio dei piedi è facilmente attuabile, premendo leggermente sull'imbottitura (per chiudere) o sulla leva di rilascio (per aprire) • solo in combinazione con uno dei poggiatesta (A001-409 / A001-411)	Paio	730,00 €
☐	A001-428 	FERMAPOLPACCI	• fermapolpacci per chi ha gambe deboli o paralizzate dotato di imbottiture morbide e posizionabili in modo variabile per fissare le gambe senza lasciare segni di compressione • le imbottiture possono essere rimosse in modo semplice per essere lavate e disinfettate • permette il movimento naturale delle anche • l'imbottitura e l'asta di giunzione della gamba possono essere rimossi senza utilizzare attrezzi • solo in combinazione con uno dei poggiatesta (A001-409 / A001-411)	Paio	290,00 €
☐	A001-416 	DISPOSITIVO PER ALLENARE GLI ARTI SUPERIORI	• Raccomandato per pazienti con disturbi muscolari, mancanza di coordinazione, spasmi e contratture nella parte superiore del corpo • per esercizio passivo (con motore) e attivo (forza muscolare propria) • Incl. motore per gambe da 100 Watt • L'altezza e l'inclinazione del dispositivo per allenare gli arti superiori possono essere regolate (110 -125,5 cm) • facile regolazione di altezza e distanza senza utensili • Incl. supporto per comando e display con schermo a colori 2,7", 7" con inclinazione regolabile • solo in combinazione con pedivelle (A001-417)	Pz.	1.350,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.01.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/tigo-arti-superiori-inferiori.

☐	A001-417 	MANOVELLA (110 MM) PER DISPOSITIVO PER ALLENARE GLI ARTI SUPERIORI	- raccomandata per pazienti con debolezza muscolare e mancanza di coordinazione nella parte superiore del corpo - solo in combinazione con dispositivi per allenare gli arti superiori (A001-416)	Pz.	95,00 €
☐	A001-419 	ADATTATORI PER MANIGLIE	- in caso di utilizzo del dispositivo per allenare gli arti superiori come maniglia di sicurezza durante l'allenamento delle gambe - lavabili e disinfettabili con facilità - montaggio senza necessità di utensili al dispositivo per allenare gli arti superiori - solo in combinazione con pedivelle (A001-417)	Paio	175,00 €
☐	A001-420 	MANIGLIE PER TERAPIA	- con tre diverse possibilità di impugnatura - lavabili e disinfettabili con facilità - montaggio senza necessità di utensili al dispositivo per allenare gli arti superiori - solo in combinazione con pedivelle (A001-417)	Paio	160,00 €
☐	A003-724 	SUPPORTO AVAMBRACCI DA INSERIRE SULLE IMPUGNATURE STANDARD	- per un bloccaggio ergonomico degli avambracci - impugnatura per gli arti superiori con appoggi in materiale espanso e chiusure a strappo elastiche - lavabili e disinfettabili con facilità - possono essere agganciate alle maniglie per terapia senza necessità di utensili, in modo semplice e rapido - solo in combinazione con maniglie per terapia (A001-420)	Paio	590,00 €
☐	A004-241 	SUPPORTO AVAMBRACCI CON IMPUGNATURA PER TETRAPLEGICI	- per un bloccaggio ergonomico degli avambracci - raccomandato per persone tetraplegiche o per funzionalità della mano - solo in combinazione con manovella lunga (A001-417)	Paio	680,00 €
☐	A002-757 	SUPPORTO AVAMBRACCI CON IMPUGNATURA A BARRA	- per un bloccaggio ergonomico degli avambracci - bloccaggio degli avambracci con chiusure a strappo - lo snodo permette il movimento laterale degli arti superiori - lavabili e disinfettabili con facilità - montaggio senza necessità di utensili al dispositivo per allenare gli arti superiori - solo in combinazione con pedivelle (A001-417)	Paio	600,00 €
☐	A001-427 	POLSINO PER SUPPORTO AVAMBRACCIO	- per un bloccaggio ergonomico degli avambracci - raccomandato per persone con grandi limitazioni di movimento o con spasmi - solo in combinazione con una delle impugnature anatomiche per gli arti superiori (A002-757)	Paio	225,00 €
☐	A001-426 	SUPPORTO AVAMBRACCIO CON POLSINO	- per un bloccaggio ergonomico degli avambracci - raccomandato per persone con grandi limitazioni di movimento o con spasmi - solo in combinazione con pedivelle (A001-417)	Paio	800,00 €
☐	A002-440 	POLSINO PER MANIGLIA	- per un sicuro bloccaggio di mani paralizzate / deboli sulle maniglie per terapia o maniglia di sicurezza/adattatore per maniglie - solo in combinazione con maniglia di sicurezza (A001-415) o adattatori per maniglie (A001-419) o maniglie per terapia (A001-420)	Paio	265,00 €
☐	A004-517 	DISPLAY CON SCHERMO A COLORI 2,7"	- facile gestione e regolazione di importanti parametri della terapia - dimensioni dello schermo = 54 x 40 mm - connessione wireless con THERASOFT - solo in combinazione con supporto per comando e display con schermo a colori 2,7" (A001-414), o maniglia di sicurezza (A001-415) o dispositivo per allenare gli arti superiori (A001-416)	Pz.	1.050,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.01.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/tigo-arti-superiori-inferiori.

☐	A004-652 	DISPLAY CON SCHERMO A COLORI 7" INCL. FUNZIONE TOUCH	• Raccomandato per gli utenti con ambliopia o disturbi di percezione • Schermo a colori ad alta risoluzione con tecnologia TFT • Solo in combinazione con maniglia di sicurezza (A001415) o un dispositivo per arti superiori (A001-416) e il pacchetto software (A004-712)	Pz.	1.600,00 €
☐	A004-712 	PACCHETTO SOFTWARE PER TERAPIA INDIVIDUALE CON CICLOERGOMETRO PER SCHERMO A COLORI DA 7"	• facile gestione • molti programmi di allenamento (Neuro, Keeper, gioco di gruppo) • solo in combinazione con il comando e display con schermo a colori da 7" (A004-652)	Pz.	470,00 €
☐	A006-630 	THERASOFT	• software per la valutazione, monitoraggio, pianificazione, analisi e gestione della documentazione della terapia • a seconda dello scopo della terapia possono essere scelte diverse sessioni di terapia / versioni di biofeedback • adattamento rapido dei parametri di allenamento (ad esempio tempi di training, livello, ecc.) • modulo di gioco in vista 2D • incl. valutazione della formazione • utilizzabile con cicloergometri Tigo e con standing Balo	Pz.	1.020,00 €
☐	A004-020 	RICEVITORE WIRELESS PER DISPLAY 2,7"	• Abilita la comunicazione wireless tra THERASOFT (A006-630), il display a colori da 2,7" e il sensore per il feedback • Utilizzabile tramite l'interfaccia USB	Pz.	60,00 €
☐	A006-672 	RICEVITORE WIRELESS PER DISPLAY 7"	• Abilita la comunicazione wireless tra THERASOFT (A006-630) e il display da 7" • Utilizzabile tramite l'interfaccia USB	Pz.	60,00 €
☐	A004-247 	PACCHETTO SOFTWARE CL PER LA TERAPIA DI GRUPPO VERSIONE AVANZATA	• software con possibilità di partecipazione di max 4 utenti contemporaneamente • opzioni di biofeedback "ciclismo attraverso i paesaggi" con 20 percorsi • opzioni aggiuntive di biofeedback "elicotteri" e "corse in collina" • solo in combinazione con il seguente display a colori: A004652 display a colori da 7" • Schermo non incluso nella dotazione	Pz.	4.890,00 €
☐	A002-425 	MINI-PC PER TERAPIA DI GRUPPO PACCHETTO SOFTWARE CICLOERGOMETRO	• mini-PC incl. connessione HDMI, tastiera e mouse • solo in combinazione con terapia di gruppo pacchetto software Cicloergometro (A004-247)	Pz.	su richiesta
☐	A008-119 	STAZIONE MULTIMEDIALE	La stazione multimediale consente la riproduzione e la visualizzazione di THERA SOFT. Include: • Display da 49" • Mini PC e ricevitore wireless • Tastiera e cavo di connessione HDMI	Pz.	7.700,00 €
☐	A004-001 	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO 230 V Dimensioni (L/P/A): 195 x 147 x 75 mm Peso: ca. 3,1 kg	• Necessario per poter utilizzare il comando e il display nelle immediate vicinanze del paziente (raggio di 1,5 m attorno al dispositivo) (DIN EN 60601-1) • Potenza 150 VA • Solo in combinazione con la stazione multimediale (A008-119)	Pz.	1.200,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.01.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/tigo-arti-superiori-inferiori.