

☒ Ordine ☐ Preventivo ☐ Conto visione

Reinviare a ufficio commerciale:
commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

solo e solo+

Black edition

Rivenditore

Valutazione eseguita da:

Riferimento Utente Signor/a:

solo e solo+

Propulsore per la trasformazione della carrozzina manuale in elettronica

A PARTIRE DA € 5.600,00 + IVA

Numero repertorio Ministero: 2628680

Riconducibilità per omogeneità funzionale a:

Carrozzina elettrica per uso interno/esterno

codice ISO secondo **DM 27/08/99 n. 332: 12.21.27.006**

Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote)

codice ISO secondo **DPCM 12/01/17 Allegato 5: 12.24.09.006**

Attenzione! I codici ISO sopracitati sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore

Configurazione di base

- Coppia di ruote estraibili motorizzate con freno automatico
- Comando ergonomico programmabile
- Pacco batterie piombo silicio
- Caricabatterie elettronico automatico
- Dispositivo di aggancio alla carrozzina



Dati tecnici	SOLO 210 kg	SOLO+
Portata max utente + carrozzina + SOLO	210 kg	250 kg
Peso max utente	160 kg	200 kg
Diametro ruote	24"	24"
Velocità max avanti - indietro fino a *	6-3km/h	6-3km/h
Pendenza superabile fino a **	20%	15%
Autonomia con una carica fino a **	35 km, ioni di Litio 25 km, piombo-silicio	15 km, ioni di litio
Peso/tipo pacco batteria	4,2 kg / 2 x 28,8 V, 16 AH, IONI DI LITIO 5,8 kg / 2 x 28,8 V, 16 AH Piombo silicio	4,2 kg / 2 x 28,8 V, 16 AH, IONI DI LITIO
Peso/tipo ruota motorizzata	2 x 9 kg / 2 x 28,8 V, 150 W, DC	2 x 9 kg / 2 x 28,8 V, 150 W, DC
Peso comando	0,7 kg	0,7 kg
Peso totale	24,2 kg	24,2 kg

* Velocità regolabile in modo lineare



** L'autonomia (secondo norma ISO 7176-4) e la capacità di frenata dipendono anche dal peso della persona trasportata, dal tipo di superficie percorsa, dalla temperatura ambientale, ecc..

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 13.01.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/propulsore-solo/.

Configurazione di base				
	Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
☐	335400	SOLO con pacco batterie agli ioni di litio, portata complessiva 210 kg - 28,8V/16Ah	Pz.	5.980,00 €
☐	335450	SOLO con pacco batterie piombo-silicio, portata complessiva 210 kg - 24V/16Ah	Pz.	5.600,00 €
☐	335350	SOLO* con pacco batterie agli ioni di litio, portata complessiva 250 kg - 28,8V/16Ah	Pz.	8.500,00 €

Montaggio	
☐	A cura del cliente (corso tecnico formativo obbligatorio)
☐	A cura di Medimec (la quotazione verrà comunicata all'interno del preventivo)

Dati carrozzina (obbligatorio)		
Marca:	Modello:	Larghezza Seduta cm:



Regolazioni
☐ Comando lato sinistro
☐ Comando lato destro (di serie)
A Distanza dal centro Joystick allo schienale (in cm):
B Altezza parte superiore comando da seduta - senza cuscino (in cm):
C Altezza anteriore della seduta (in cm):
D Altezza posteriore della seduta (in cm):
E Personalizzazione posizione dx e sx joystick :

Ruote			
Tipo	Prezzo / Pa.	Opzioni	Prezzo / Pa.
☐ 335405 24 x 1" estraibili in gomma piena (standard)	incl.	☐ 335105 Protezione raggi 24" blu	250,00 €
☐ 335406 24 x 1 3/8" estraibili in gomma piena	incl.	☐ 335106 Protezione raggi 24" grigio	250,00 €
☐ 335452 24 x 1" estraibili e pneumatiche	120,00 €		
☐ 335409 24 x 1 3/8" estraibili e pneumatiche	120,00 €		

Attenzione! L'applicazione del sistema SOLO su carrozzine con freni a tamburo richiede la rimozione degli stessi e le ruote originali non risultano più compatibili.

Gancio		Prezzo / Pz.
☐ GANCIOPR Gancio di serie		incl.
☐ 310015 Gancio combinato per montascale a ruote mod. s-max		415,00 €

Comando			
	Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.
☐ Standard Joystick con impugnatura standard	incl.	Supporto per comando accompagnatore (standard)	
Joystick con impugnatura speciale		☐ SPC Supporto posteriore del comando per accompagnatore	208,00 €
☐ 335313 a T per tetra 34 mm	116,00 €	☐ 330018 Sistema di aggancio del comando sul tavolino	405,00 €
☐ 335314 a T per tetra 20 mm	116,00 €	☐ Dispositivo guida facilitata per accompagnatore "SMART CONTROL"	
☐ SK050 a U per tetra	230,00 €	☐ 335414 Comando accompagnatore SMART CONTROL	
☐ 330100 Softball Ø 70 mm	33,00 €	☐ 335415 Supporto per comando accompagnatore SMART CONTROL	980,00 €
☐ 330101 Sfera dura Ø 40 mm	33,00 €		
☐ 330102 Sfera dura Ø 50 mm	33,00 €		
☐ 330109 Piramide appiattita	79,00 €		
☐ 335408 Comando con guida facilitata	160,00 €	Regolazione guida	
		☐ Standard	incl.
		☐ Personalizzata (indicare parametri):	incl.

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 13.01.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/propulsore-solo/.

Compatibilità con ruote originali

		Prezzo / Pz.
☐	MED05 Set componenti opzionali per permettere anche l'utilizzo delle ruote originali della carrozzina oltre quelle con cremagliera fornite con solo	90,00 €

N.B. Per poter effettuare l'installazione di questo set, è necessario che le ruote prescelte per il dispositivo siano uguali a quelle installate sulla carrozzina. In caso siano selezionate ruote differenti, considereremo prioritaria la scelta della compatibilità con le ruote originali e procederemo quindi ad installare col dispositivo ruote dello stesso tipo di quelle installate sulla carrozzina.

Sicurezza

		Prezzo / Pa.
☐	ROTANT Coppia di rotelline antiribaltamento estraibili	208,00 €

 Per motivi di sicurezza non utilizzare il dispositivo senza il sistema di antiribaltamento

Accessori

	Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
☐	300031	Invertitore di corrente per la ricarica delle batterie in auto	Pz.	235,00 €
☐	MED48R	Barra stabilizzatrice asportabile	Pz.	94,50 €

Note per il montaggio

NB: La carrozzina ortopedica ci deve pervenire completa.