

## Uno degli elementi fondamentali dei deambulatori Meywalk è la SELLA.

Rispetto ad altre versioni di ausili per la deambulazione, nei deambulatori Meywalk, la sella assicura che l'utente possa sentirsi più sicuro perchè può appoggiarsi confortevolmente impedendogli di cadere, allentando quindi la pressione sulla spalla e sul braccio.

Tutti i deambulatori Meywalk sono dotati di molle e offrono agli utenti la possibilità di effettuare una camminata dinamica.

Per i deambulatori Meywalk, è disponibile un vasto assortimento di selle che possono essere combinate e utilizzate a seconda delle necessità degli utenti. E' disponibile anche uno speciale supporto per sella (articolo 127260) che permette di montare tutti i tipi di selle per biciclette su Miniwalk e Meywalk2000.

Ecco le SELLE disponibili:

Articolo	Descrizione	Compatibile con	Immagine
M104998	Sella PICCOLA (lunghezza 27 cm - larghezza anteriore 9,5 cm - larghezza posteriore 14 cm) <b>N.B. Necessario anche gancio installazione M127260</b>	Meywalk 2000 Small, Meywalk 4 small	
M45000	Sella STANDARD (lunghezza 32 cm - larghezza anteriore 10 cm - larghezza posteriore 15,5 cm) <b>N.B. Necessario anche gancio installazione M127260</b>	Meywalk 2000 M/L, Meywalk 4 M/L	
M010250	Sella COMFORT (lunghezza 30 cm - diametro 9 cm) <b>N.B. Gancio installazione incluso</b>	Accessorio per Meywalk 2000	
M011334	Sella COMFORT (lunghezza 30 cm - diametro 9 cm) <b>N.B. Gancio installazione incluso</b>	Accessorio per Meywalk 4 M/L	
M127260	Gancio necessario per installazione selle biciclette codici M106056 - M045000 M104998	Meywalk e Miniwalk	