



Etac crea possibilità

Design scandinavo, innovazione e tecnologia sono le nostre fondamenta. Da oltre 40 anni, Etac sviluppa prodotti e servizi che creano possibilità per utenti e operatori sanitari. Durante l'ultimo decennio Etac ha fatto crescere il suo portafoglio prodotti attraverso una serie di acquisizioni.

Oggi siamo in grado di offrire una vasta gamma di soluzioni per la mobilità, con carrozzine manuali ed elettroniche, soluzioni avanzate per la seduta, soluzioni per il trasferimento del paziente e soluzioni vitali necessarie per la vita di tutti i giorni compresi prodotti classici per il bagno e i servizi igienici.

Forniamo anche una gamma di soluzioni all'avanguardia per uso pediatrico.

Tutti i nostri prodotti sono sviluppati in stretta collaborazione con professionisti della riabilitazione, designer industriali e utenti. Il risultato è un design ergonomico e prodotti di alta qualità che sono unici nel mercato.

DURATA E QUALITÀ

Tutti i nostri prodotti hanno una cosa in comune - sono i migliori in termini di qualità, semplicità, funzionalità, affidabilità e design che offre il mercato. Il nostro impegno a fornire il meglio in termini di qualità e innovazione ha posizionato Etac come il marchio di oggi e del futuro.

SICUREZZA IN OGNI DETTAGLIO

Ogni dettaglio del prodotto è stato progettato per garantire il benessere e la sicurezza. Etac fornisce soluzioni sicure, che danno un alto senso di comfort e funzionalità. Ci sforziamo di mantenerci all'avanguardia nella progettazione e nella funzionalità.

La nostra visione è che tutti dovrebbero essere in grado di vivere una vita libera e indipendente e perseguire i loro sogni indipendentemente da eventuali circostanze fisiche.

Benvenuti nel mondo Etac!



Torben Helbo

Torben Helbo
CEO, Etac AB

“ *Tutti i nostri prodotti sono sviluppati in stretta collaborazione con professionisti della riabilitazione, designer industriali e utenti* ”



CREANDO POSSIBILITÀ IN TUTTO IL MONDO



Il gruppo Etac ha filiali in 9 paesi e distributori in più di 45 paesi sparsi su gran parte del mondo, a garanzia di un supporto personale - anche dopo la consegna del prodotto.

ATTENZIONE

ALL'AMBIENTE

Ci sforziamo di mantenere la nostra produzione il più ecologico possibile. I materiali vengono selezionati e i prodotti progettati tenendo sempre presente il riciclaggio. Il nostro obiettivo è ridurre al minimo l'uso di materiali e ottimizzare l'imballaggio per la spedizione e la gestione.

FORMAZIONE ETAC

Scoprite di più sui nostri prodotti e migliorate le vostre abilità di valutazione! Offriamo formazione sui prodotti, applicazioni cliniche e seminari legati alle nostre gamme di prodotto. I nostri responsabili della formazione sono specialisti di prodotto con una lunga esperienza clinica.

Per maggiori informazioni visitare il sito etac.com o contattare il rappresentante locale Etac.

La qualità fornisce la sicurezza

Le attività di assistenza alla persona avvengono in una grande varietà di ambienti. Case private, cliniche di riabilitazione, case di cura e ospedali specializzati sono alcuni esempi. Siamo convinti che il senso di sicurezza e benessere rende la cura più efficace. Consente anche di risparmiare tempo in termini di lavoro e fornisce una migliore comunicazione tra assistente e assistito.

FUNZIONI FACILITANTI

Negli anni '70 Etac * è diventato il primo operatore del settore a collaborare con designer industriali per riprogettare i prodotti per l'assistenza domiciliare. Prodotti funzionali che facilitano le attività nel bagno hanno preso forma e vari prodotti per la cucina e per vestirsi sono seguiti a breve. Dieci anni dopo, Bo Lindkvist, utilizzando lui stesso una carrozzina, ha presentato una nuova generazione innovativa di sedie a rotelle all'interno di Etac che divenne ben presto una parte fondamentale del nostro portafoglio prodotti. Dal 2004 Etac è cresciuta attraverso numerose acquisizioni, HandPro, Immedia, Molift e l'ultima acquisizione nel 2011 è stata R82. Tutte queste società condividono la storia di essere fondate da imprenditori con una forte passione per il prodotto. Oggi tutti i nostri progettisti di prodotto condividono pienamente questo stesso spirito.

ALTA TECNOLOGIA PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE

Oggi abbiamo sedie a rotelle sia manuali che elettroniche con funzioni di alta tecnologia. Etac ha anche incluso prodotti per il trasferimento meccanico e manuale, prodotti che sono molto apprezzati e importanti nel campo assistenziale. Offriamo un vasto assortimento di prodotti pediatrici e una vasta gamma di accessori.

Per informazioni più specifiche sulle nostre gamme di prodotti andate a pagina 52-53



DESIGN VINCENTE PER QUATTRO DECENNI

I Prodotti Etac sono sviluppati in stretta collaborazione con designer industriali, personale di riabilitazione e utenti. Questo ha portato a un design ergonomico e a una qualità che è unica nel mercato. Una conferma importante che ci siamo riusciti sono tutti premi di design che abbiamo ricevuto, sia in Scandinavia che internazionalmente.

ETAC CREA POSSIBILITÀ DAL 1973

2013 Etac lancia Cross 5, una carrozzina per una nuova generazione.

2011 Etac è interamente di proprietà di Nordstjernan.

2011 Etac acquisisce R82, leader mondiale nella produzione di ausili tecnici e apparecchi per bambini diversamente abili.

2010 Etac acquisisce Molift, creatore del primo sollevatore di paziente a batteria nel mondo.

2008 Etac acquisisce Immedia, fabbricante di prodotti per il trasferimento manuale

2004 Etac acquisisce HandPro, produttore della carrozzina Balder.

1992 Etac lancia Cross, la prima carrozzina pieghevole "a incrocio" nel mondo.

1985 Etac lancia Nova, il primo deambulatore al mondo a quattro ruote con ruote frontali girevoli.

1973 * RFSU Rehab, in seguito ribattezzata Etac, viene fondata.

Nordstjernan è il proprietario di Etac. La compagnia di trasporto "Rederiaktiebolaget Nordstjernan" è stata fondata nel 1890 da Axel Johnson. Si tratta di un'azienda di investimento a conduzione familiare con una strategia di focalizzazione su investimenti a lungo termine. Etac è oggi una società internazionale con organizzazioni di vendita e distributori in tutto il mondo.



Premio
Reddot



Premio
Good Design



Excellent
Swedish
Design



Premio
Design Excellence

Prodotti che garantiscono l'integrità e la sicurezza

La porta del bagno è solitamente chiusa. Quando facciamo la doccia o usiamo i servizi desideriamo la nostra privacy. Ma un bagno è una stanza esposta ad incidenti. Ci sono studi che dimostrano che il 70% di tutti gli incidenti domestici avviene in bagno *.

Sedersi durante la doccia, utilizzare i braccioli e una tavola da bagno per trasferimenti sicuri sono buoni esempi di come migliorare la sicurezza in bagno. Ma lo sgabello doccia, un sedile del water rialzato e la una tavola da bagno devono essere funzionali e sicuri.

Per Etac funzione e sicurezza vanno di pari passo. Già negli anni 70, avevamo coinvolto sia


terapisti occupazionali che potenziali utilizzatori nel nostro sviluppo di prodotti. Ogni dettaglio è studiato per garantire la sicurezza e che il prodotti soddisfi tutte le normative e sia accuratamente testato.

Con i prodotti da bagno Etac ci si può sentire sicuri quando si chiude la porta.

* La ricerca da parte della società di prodotti per la cura della casa Aurora di North Ridgeville, Ohio, USA.



Funzione e sicurezza vanno di pari passo



La sensazione dei piedi nudi sulla sabbia calda ha ispirato Etac

L'IMPRONTA UMANA

Una lenta passeggiata a piedi nudi nella sabbia soffice è come un morbido massaggio per i piedi. La sensazione della sabbia che riempie l'arco del piede è riposante. Questa è la sensazione che abbiamo usato come fonte di ispirazione durante la progettazione del poggiapiedi Etac Clean. Poiché è leggermente curvo, i piedi nudi hanno un'ampia superficie di contatto anche sotto l'arco. La superficie ha un disegno antiscivolo e i lati convessi proteggono i piedi dalle ruote. Queste qualità non solo aumentano il comfort, ma anche la stabilità e la sicurezza.

Per saperne di più sulle carrozzine per doccia Etac Clean e il poggiapiedi curvo andare a pagina 34.

Design scandinavo

Il design scandinavo è caratterizzato da disegni semplici e alta funzionalità. Oggetti di uso quotidiano eleganti e funzionali devono essere accessibili a tutti. Etac è stata una delle prime aziende del settore ad adottare queste idee e a collaborare con designer industriali. Per noi è sempre stato importante che una sedia per doccia, proprio come altri mobili, sia funzionale e in armonia con il suo ambiente. Una splendida conferma che ci siamo riusciti sono tutti i premi svedesi per l'eccellenza del design che abbiamo ricevuto per diversi prodotti nel corso degli anni.

Design svedese eccellente, un premio al design consegnato dalla Società Svedese di Artigianato e Design (Svensk Form) 1983-2002.



Per saperne di più sul nuovo sedile per doccia Etac Relax andare a pagina 8-9



PUNTALI ETAC - PROPRIO COME UN PIEDE DI ELEFANTE

Acqua e sapone rendono il pavimento del bagno scivoloso. Non solo per noi, ma anche per la sedia per doccia. Il design e la qualità dei puntali sono della massima importanza. La presa a terra dipende dalla stabilità e capacità di adattarsi e spingere l'acqua lontano dal puntale.

I nostri puntali hanno il disegno di un piede di elefante. Una grande impronta leggermente convessa con i bordi leggermente morbidi garantisce sia all'elefante che ai nostri prodotti per la doccia la migliore stabilità e sicurezza.

Per saperne di più sui puntali Etac andare a pagina 11.

SOMMARIO

BAGNO E DOCCIA

Tavola per vasca da bagno Fresh	7
Sedile per doccia Relax	8
Sgabelli per doccia	
Edge, Easy e Smart	10
Sedia/sgabello per doccia Swift	12
Prodotti per la cura del corpo Beauty	14
Maniglie di sostegno Handy	17
Sgabello per il bagno Stapel	18
Seggiolino per vasca da bagno Rufus	18
Sedia da doccia ripiegabile Rufus	19
Tavola per vasca da bagno Rufus Plus	20
Sedia per doccia Rufus	20

NEL BAGNO

Rialzo wc Cloo	22
Rialzo wc Hi-Loo	23
Braccioli di sostegno per wc	25
Sostegno per wc Optima L	26
Sostegno Optima	27
Rialzo per wc Swift	29
Comoda Swift	30
Braccioli di sostegno regolabili Supporter	31
Sedia per wc a sostegno autonomo Kaskad	32

CARROZZINE PER DOCCIA

Clean	34
Clean Comfort	35
Clean 24"	37
Clean ad altezza regolabile	38
Swift Mobile	42
Swift Mobile 24"	45
Swift Mobile Tilt	46
Swift Mobile Tilt elettrica	48
Tripp Tilt	52



Bagno e Doccia

Il momento del bagno e della doccia fanno parte dei piccoli piaceri della vita quotidiana. Etac fornisce soluzioni sicure garantendo il massimo comfort all'utilizzatore.

E' fondamentale che gli ausili siano particolarmente duraturi e di elevata qualità poichè utilizzati prevalentemente in ambienti umidi. Tutti i nostri prodotti vengono costruiti con materiali resistenti all'umidità e durevoli nel tempo.

Tavola per vasca da bagno Etac Fresh

La tavola per vasca da bagno Fresh è stata premiata per il superbo design e l'eccellente funzionalità.

L'originale

La tavola per vasca da bagno Fresh è concepita con uno stile unico. L'estremità della tavola è ampia in modo da garantire il massimo supporto durante gli spostamenti e la sezione centrale più stretta in modo da facilitare l'accesso durante le operazioni di igiene intima. Fresh permette anche di avere sapone e shampoo a portata di mano. Fresh è stata pluri premiata e ha cambiato il modo di concepire le tavole da bagno.

Montaggio sicuro

Le estremità di EDGE sono facili da montare e da regolare grazie all'uso di un triangolo in plastica incluso. Quattro fascette ruvide permettono di fissare stabilmente la tavola al bordo della doccia. La tavola da doccia è disponibile in due lunghezze per poter essere adatta a tutti i tipi di vasca.

La tavola per vasca da bagno Fresh si fissa perfettamente alla vasca, mentre l'estremità più larga consente all'utilizzatore di muoversi nella vasca in modo sicuro.



Sedersi con i piedi saldamente a terra



Afferrare l'impugnatura e il bordo della tavola da bagno vasca mentre si solleva una gamba per volta oltre il bordo vasca



La tavola da bagno Fresh assicura un sedile sicuro durante la doccia.

Accessori



Impugnatura

81600040
Arancio. Il design dell'impugnatura facilita la presa.

Descrizione

Fresh, 69 cm (27¼")	81600011
Fresh, 74 cm (29¼")	81600021
Fresh, 69 cm (27¼") con maniglie	81600014
Fresh, 74 cm (29¼") con maniglie	81600024
Fresh, 69 cm (27¼") con maniglie*	81600114

* imballo separato

Dimensioni

Lunghezza: 69 o 74 cm (27¼ or 29¼")
Larghezza: 36–27–30 cm (14¼–10¾–11¾")
Spessore: 4 cm (1½")
Regolazione larghezza:
Fresh 69 cm (27¼"): max. 63.6 cm (25") min. 39 cm (15¼")
Fresh 74 cm (29¼"): max. 68.6 cm (27") min. 43.2 cm (17")

Materiale

Polipropilene
Fascette Edge: Polipropilene con TPE

Peso

Fresh 69 cm (27¼"): Appross. 2.1 kg (4.1 lbs)
Fresh 74 cm (29¼"): Appross. 2.3 kg (5.1 lbs)



reddot



Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6–9), or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max. 85°C / 185°F if so required.

Sedile per doccia Etac Relax

Nuovo
prodotto!

Etac Relax è un sedile innovativo ed elegante per la doccia. È perfetto quando lo spazio è limitato – si piega completamente contro la parete. Si può scegliere la versione che più si adatta alle proprie esigenze: Relax è disponibile in dodici diverse varianti. Facile da montare in qualsiasi zona doccia.

Attenzione al più piccolo dettaglio

Il sedile doccia Relax è stato progettato con cura e considerazione per ogni piccolo dettaglio, al fine di rendere la vostra esperienza doccia più piacevole. Il design minimalista scandinavo vi offre il massimo comfort e un bagno più elegante. Relax è disponibile in due colori;

- bianco e verde laguna.

Facilmente adattabile alle vostre esigenze

Il sedile doccia Relax può essere facilmente personalizzato con numerosi accessori confortevoli, come il supporto per la schiena, braccioli ripiegabili e gambe di sostegno.

Potrete stare comodamente seduti grazie al morbido design ergonomico del sedile. È anche bello appoggiare la schiena contro lo schienale termoriflettente. Ci si può sentire al sicuro con i braccioli con impugnatura morbida e, se volete, potete aggiungere gambe di sostegno per una maggiore stabilità.



Il sedile doccia pieghevole Etac Relax permette di sedersi semplicemente indietro e godersi la sensazione di benessere

Facile da personalizzare!

Relax permette di aggiungere funzionalità quando le vostre esigenze cambiano. I fianchetti pieghevoli possono essere facilmente collegati direttamente al sedile. Funzionalità unica che solo la Etac Relax offre!



Etac Relax sedile per doccia



Etac Relax sedile per doccia con gambe di supporto



Etac Relax sedile per doccia con braccioli e schienale



Etac Relax sedile per doccia con supporto braccia e gambe di sostegno



Etac Relax sedile da doccia con supporto braccia, gambe di sostegno e supporto per la schiena

Caratteristiche



Braccioli unici con impugnatura morbida

Braccioli ergonomici con impugnatura morbida antiscivolo. Progettati con attenzione per fornire la migliore presa quando necessario.



Compatto e salva spazio

Relax offre un'ampia zona di seduta, anche se le dimensioni esterne sono compatte. Occupa solo 8 centimetri quando ripiegato. È altrettanto bello piegato o abbassato.



Facile da personalizzare

Relax permette di aggiungere la funzionalità. I braccioli possono essere facilmente collegati direttamente al sedile. Funzionalità unica che solo la Etac Relax offre!



Solo tre accessori per il montaggio

E l'installazione è completa. (Accessori non inclusi).

Accessori



Braccioli

Braccioli ergonomici di supporto con una morbida impugnatura antiscivolo. Facilmente fissati direttamente al sedile.

Pieghevole

Bianco 81704040
Verde 81704070



Schienale di supporto, morbido

Morbido sostegno per la schiena termoriflettente. Attaccato al muro con velcro.

Codice 81704060



Gambe di supporto

Per una maggiore stabilità e un peso utente fino a 150 kg (331 libbre). Puntali speciali progettati su misura. Regolabile in altezza.

Accessorio bianco 81704050
Accessorio verde 81704080

Etac Relax – Bianco

Sedile per doccia Etac Relax	81703010
- con braccioli	81703020
- con gambe di sostegno	81703030
- con braccioli e schienale	81703060
- con braccioli e le gambe di sostegno	81703040
- con braccioli, schienale e gambe di sostegno	81703050

Etac Relax – Verde Laguna

Sedile per doccia Etac Relax	81703070
- con braccioli	81703080
- con gambe di sostegno	81703090
- con braccioli e schienale	81704020
- con braccioli e le gambe di sostegno	81704000
- con braccioli, schienale e gambe di sostegno	81704010

Colori

Bianco e verde laguna



Materiale

Sedile, polipropilene, Braccioli polipropilene e TPE, Gambe, alluminio e acciaio inox, Puntali; TPE

Dimensioni

Larghezza: 40 cm (15 3/4")
Larghezza con braccioli : 53 cm (21")
Profondità in posizione abbassata /piegata : 45 cm (17 3/4")/8 cm (3")

Peso massimo utente

senza gambe di sostegno: 125 kg (276 lbs)
con gambe di sostegno: 150 kg (331 lbs)

Manutenzione

Pulire la sedia utilizzando un prodotto detergente non-abrasivo. Risciacquare e asciugare. Il prodotto può sopportare la pulitura a 85° C per 3 minuti.



Sgabelli per doccia Etac

Grazie alla sua grande versatilità Edge è un perfetto sgabello per doccia. Compattatezza e massima stabilità.

Sgabello doccia Etac Edge

Si adatta perfettamente in un angolo della doccia dove le pareti servono come appoggio per la schiena dell'utilizzatore. Edge può anche essere utilizzato al contrario come una sella, alleviando la tensione su fianco/anca dolorante. Disponibile anche in versione bassa.



Sgabello doccia Etac Easy

Facile da usare, facile da spostare, un sedile rotondo è sempre nella giusta posizione. Disponibile anche con cuscino girevole.



Sgabello doccia Etac Smart

Seduta altrettanto comoda sia sul lato lungo che sul lato corto. È anche disponibile con cuscino girevole e in una versione bassa che può essere utilizzata come seduta nella vasca.



Edge Smart e Easy - tutti con la stessa funzionalità.



Facile da montare

La funzione di blocco dei pulsanti rende facile sia inserire che togliere le gambe.



Stabilità

Per assicurare la stabilità, le gambe sono angolate verso l'esterno. Ciò significa che più è alto lo sgabello, maggiore è l'impronta.



Facile e sicuro

La forma ovale impedisce alle gambe telescopiche di girare quando si regola l'altezza.



Puntali con una presa salda

I puntali allontanano l'acqua e si adattano perfettamente al pavimento.

Easy e Smart con cuscini girevoli



Cuscino girevole

Il cuscino girevole permette una semplice rotazione senza attrito. Si ha una sensazione immediatamente calda, è resistente all'acqua e ha una superficie antiscivolo. Rimovibile per la pulizia. Materiale: Polipropilene Pulizia a max 60°C (140°F) Vedere no. articolo qui sotto.



Cuscino

Edge: 81801132

Smart: 80209501

Easy: 80209502

I cuscini forniscono una sensazione immediata di caldo, sono resistenti all'acqua e hanno una superficie antiscivolo. Materiale: Polipropilene Pulizia a max 60°C (140°F)

Accessori

Descrizione

Edge sgabello per doccia
– grigio 81801010
– basso grigio 81801040
– blu 81801030

Easy sgabello per doccia
– grigio 81901010
– blu 81901020
– grigio (cuscino girevole compreso) 81901050

Smart sgabello per doccia
– grigio 81951010
– blu 81951020
– grigio (cuscino girevole compreso) 81951050
Smart basso 81951030

Dimensioni Edge

Larghezza totale: 52 cm (20½")
Larghezza seduta: max 45 cm (17¾")
Altezza seduta: 42–57 cm (16½–22½")
Altezza seduta Edge basso: 34.5–42 cm (13½–16½")

Dimensioni Easy

Ingombro: 49,5–53,5 cm (19½–21")
Larghezza sedile: ø 40 cm (ø 15¾")
Altezza seduta: 42–57 cm (16½–22½")

Dimensioni Smart

Ingombro: 45,5–46,5 x 41–43 cm (18–18¼ x 16¼–17")
Larghezza sedile: 43–38 cm (17–15")
Altezza seduta: 42–57 cm (16½–22½")
Altezza seduta Smart basso: 43.5–42


Materiali

Seduta: Polipropilene
Gambe: Alluminio, poliamide
Puntali: TPE

Peso

Edge: 2.6 kg (5.7 lbs)
Edge basso: 2.4 kg (4.4 lbs)
Easy: 2.8 kg (6.2 lbs)
Smart: 3.2 kg (7.1 lbs)
Smart basso: 3 kg (6.6 lbs)

Colori



Peso massimo persona:

Smart e Easy:

max 150 kg max 330 lbs

Edge:

max 130 kg max 287 lbs



max 85°C 3min max 185°F 3min



Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6–9), or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max. 85°C / 185°F if so required.

Sedia / sgabello per doccia Etac Swift

Swift è una pregiatissima linea di sedie/sgabelli per doccia appositamente creata per essere semplice e funzionale. Il più semplice sgabello per doccia è facilmente trasformabile in una completa sedia per doccia, in base alle esigenze dell'utilizzatore.

Stabilità garantita su ogni superficie

Swift ha un'unica struttura che grazie alla sua innata flessibilità si adatta anche a superfici irregolari. Le ghiere aderiscono perfettamente e fanno presa con la superficie. L'insieme di queste caratteristiche garantisce sicurezza dell'utilizzatore.

Adatto ad ogni circostanza

Swift è adatto ad ogni esigenza. Potete utilizzare lo sgabello da doccia per poi aggiungere braccioli e schienale se le circostanze lo richiedono. Swift è facilmente regolabile grazie ai piedi telescopici, l'operazione non necessita di attrezzi supplementari. Può anche essere abbassato e inclinato in avanti per facilitare l'utilizzatore al momento di rialzarsi. E' anche possibile corredare la seduta con appositi cuscini nel caso si voglia ottenere maggiore comodità.



Guarda il video di Swift

Maneggevolezza

Grazie alla sua leggerezza Swift risulta facile da gestire. Imballo ultrapiatto e facilmente componibile Swift è regolabile in altezza senza l'utilizzo di nessun attrezzo. ESENTE DA CORROSIONE.



Sgabello da doccia Swift, i fori per gli accessori funzionano come appigli

Sgabello da doccia Swift con braccioli con un fissaggio stabile per garantire la stabilità

Sedia da doccia Swift con braccioli ha una pratica maniglia per spostare la sedia



Facile da riporre grazie alla confezione ultrapiatta.



Superficie strutturata per evitare scivolosità anche se umido.

Swift è disponibile anche in versione ribassata



Swift è disponibile in versione bassa.
Altezza seduta: 34.5 - 42 cm (13.6 - 16.5")

Altezza Standard
42 - 57 cm (16.5 - 22.4")

Accessori



Schienale

Verde: 81701120
Grigio: 84005069
Blu: 84005071



Cuscino di supporto posteriore

Verde: 81701130 - Grigio: 84005072
Il cuscino di supporto posteriore non diventa scivoloso quando è bagnato e dà una sensazione calda all'istante. Materiale: polietilene cellulare. Pulizia a max. 60°C (140°F)



Porta sapone

Verde: 81701140
Grigio: 80209266
Blu: 81701340



Cuscino

Verde: 81701132
Grigio: 84005073
Il cuscino non diventa scivoloso quando è bagnato e dà una sensazione calda all'istante. Materiale: polietilene cellulare. Pulizia a max. 60°C (140°F)



Braccioli-coppia

Verde: 81701110
Grigio: 84005074
Blu: 84005075

Descrizione

	Verde	Grigio	Blu
Sgabello per doccia Swift	81701010	81701410	81701510
Sedia per doccia Swift con braccioli	81701030	81701430	81701530
Sgabello per doccia Swift basso	n/d	81701450	n/d
Sedia doccia con braccioli Swift basso	n/d	81701460	n/d

Dimensioni

Altezza seduta Swift: 42 - 57 cm (16½ - 22½")
Altezza seduta Swift basso: 34.5-42 cm (13½-16½")
Altezza totale Swift: 80 - 95 cm (31½ - 37½")
Altezza tot. Swift basso: 72,5-80 cm (28½-31½")
Area seduta: 54 x 41cm (21¼ x 16¼")
Larghezza totale, sgabello: 54 cm (21¼")
Largh.totale,con braccioli: 54.5 cm (21")
profondità Swift : 50 cm (19¾")
Profondità Swift basso: 46.5 cm (18")
Larghezza braccioli: 45 cm (17¾")

Materiale

Polipropilene, alluminio

Peso

Sgabello doccia: 3.1 kg (6.8 lbs)
Sgabello doccia basso: 2.9 kg (6.4 lbs)
Sedia doccia: 4.7 kg (10.4 lbs)
Sedia doccia bassa: 4.5 kg (8.8 lbs)

Colori



red dot



Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6-9), or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max. 85°C / 185°F if so required.

Prodotti per la cura del corpo Etac Beauty

Beauty è la nostra rinomata linea di prodotti ergonomici per la cura del corpo. Tutti i prodotti hanno una forma unica che li rende facilmente raggiungibili sia mentre ci si lava che mentre ci si pettina. Appositamente concepiti per garantire la massima robustezza e il minimo sforzo o tensione di mani, braccia o spalle.

Spazzola lava schiena o corpo

La spazzola lavaschiena o corpo Beauty è concepita per raggiungere e lavare più facilmente ogni parte del corpo. La parte in tessuto non assorbe l'acqua rendendo il prodotto più leggero e bilanciato anche se bagnato. Le maniglie sono ovali e hanno una superficie adatta a provocare attrito. Il tessuto è sostituibile.



Lava capelli

Il lavacapelli Beauty sostituisce le dita nell'applicazione dello shampoo e nella frizione del cuoio capelluto. Il manico e l'impugnatura hanno lo stesso design della spazzola per il corpo, garantendo dunque di raggiungere la testa senza sforzi o tensioni di mani spalle o braccia.



Descrizione

Spazzola corpo	80210076
Ricambio in tessuto spazzola	80210103
Lavaschiena	80210080
Ricambio tessuto spazzola	80210104
Lava capelli	80210078

Lunghezza

Spazzola corpo: 38 cm (15")
Lavaschiena: 77 cm (30 3/4")
Lava capelli: 36 cm (14 1/4")

Peso

Spazzola corpo: 112 g (4 oz.)
Lavaschiena: 203 g (7.2 oz.)
Lava capelli: 112 g (4 oz.)

Materiale

Polipropilene e propilene tipo TPE
Tessuto spazzola: cotone con fodera interna in polietilene

Design

Design ergonomico.
Il Design della linea Beauty è registrato.



Il tocco finale

Essere in grado di spazzolare o pettinare i capelli così come mettere lo smalto alle unghie o applicare il mascara potrebbero sembrare compiti banali, ma sono importanti per l'autostima.


Pettine e Spazzola per capelli

Il pettine e la spazzola per capelli Beauty sono disponibili in due lunghezze. La versione più corta è consigliata per gli utilizzatori che riescono a tendere le braccia, senza sforzo, fino all'altezza dell'orecchio, quella più lunga per quegli utilizzatori che arrivano fino alle spalle. Sia la spazzola che il pettine sono leggermente ricurvi in modo da seguire la forma naturale della testa. L'impugnatura può, quindi, essere tenuta aderente alla testa per garantire maggior agio e controllo all'utilizzatore mentre si pettina.



Impugnatura multiuso

L'impugnatura multiuso Beauty può stare comodamente in una mano e offre un'ampia gamma di utilizzi. Nel caso di limitata funzionalità delle mani è realmente difficile utilizzare una limetta da unghie. Basta metterla nell'impugnatura multiuso e il risultato sarà una perfetta pedicure. Nella parte più ampia dell'impugnatura possono essere applicati anche spazzolini o rasoi.



L'impugnatura multiuso ha una superficie liscia.

Descrizione

Spazzola	80210072
Spazzola lunga	80210074
Pettine	80210068
Pettine lungo	80210070
Impugnatura multiuso	80210082

Lunghezza

Beauty Hairbrush:	29/37 cm (11½/ 14½")
Beauty Comb:	30/37 cm (11¾/ 14½")
Impugnatura multiuso:	11 cm (4¼")

Peso

Spazzola	102/112 g (3.6/ 4 oz.)
Pettine	80/90 g (2.8/ 3.2 lbs)
Impugnatura multiuso:	45 g (1.6 oz.)

Materiale

Polipropilene e prolipopilene TPE
Limetta: smeriglio

Design

Ergonomidesign
Design dei prodotti registrato.





Maniglie di sostegno Etac Handy


Le maniglie di sostegno Handy sono ausili di inestimabile valore.

La maniglia di sostegno Handy svolge le quattro principali funzioni di sicurezza; assistenza quando l'utilizzatore si siede e si rialza, supporto mentre rimane seduto e sicurezza negli spostamenti.


Design Sicuro e confortevole

Grazie all'impugnatura ovale e agli anelli antiscivolo grigi le maniglie di sostegno Handy forniscono un comodo e stabile sostegno.

Le viti di fissaggio, inoltre, sono ricoperte da un'imbottitura di colore grigio in modo da evitare che le rifiniture risultino taglienti.



Maniglie di sostegno, dritte



Maniglie di sostegno piegate

Descrizione

Maniglie di sostegno, dritte 60 cm (23½")

80210044

Maniglie di sostegno, dritte 40 cm (15¾")

80210042

Maniglie di sostegno, dritte 30 cm (11¾")

80210040

Maniglie di sostegno, piegata 40 cm (15¾")

80210046

Materiale

Polipropilene, tubi di alluminio (dentro)



Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6–9), or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max. 85°C / 185°F if so required.



Le maniglie di sostegno, dritte possono essere posizionate orizzontalmente o verticalmente, se piegate invece garantiscono un maggiore sostegno per alzarsi.



Sgabello per il bagno Etac Stapel

Stapel è un affidabile ausilio per il bagno

Stapel è uno sgabello robusto e sicuro che può essere utilizzato in diverse circostanze. Ideale per fornire sostegno per entrare ed uscire dalla vasca da bagno o come comodo poggiapiedi se si sta utilizzando il wc. Stapel è composto da un telaio in tubolare d'acciaio e da una pedana in plastica facilmente rimovibile per essere pulita. I piedi in versione telescopica sono disponibili come accessori.



Stapel rende sicuro entrare e uscire dalla vasca da bagno.

Accessori



Piedi telescopici

5-10.5 cm (2-4¼"), 4 pcs
Codice 83010001

5-18 cm (2-7"), 4 pcs
Codice 83010002

Descrizione

Etac Stapel

81204002

Dimensioni

Altezza: 18 cm (7")

Dimensioni esterne, profondità

larghezza: 48.5x49 cm (19x19¼")

Area della Seduta: 38 x 43 cm (15 - 17")


Peso

3 kg (6.6 lbs)

Materiale

Telaio: Acciaio tubolare verniciato a polvere

Seduta: Polipropilene



Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6-9), or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max. 85°C / 185°F if so required.

Seggiolino per vasca da bagno Etac Rufus

Seggiolino per vasca da bagno Rufus

Il seggiolino per vasca da bagno Rufus permette all'utilizzatore di sedere comodamente e senza alcun rischio a 19 cm (7.6") al di sotto del bordo della vasca.

Lo schienale garantisce il massimo comfort e la massima sicurezza. La sedia è disponibile in due larghezze



Descrizione

Seggiolino Rufus, 70 cm (27¼")

81506011

Seggiolino Rufus, 74 cm (29¼")

81506012

Dimensioni

Area Seduta: 41 x 40 cm (16¼ x 15¾")

Larghezza esterna: 70 x 30.4 cm (27¼ x 12")

Peso

3.2 kg (7.1 lbs)

Materiali

Telaio: Tubolare d'acciaio verniciato a polvere. Seduta: Polipropilene con tubo in alluminio integrato.



Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6-9), or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max. 85°C / 185°F if so required.

Sedia da doccia ripiegabile Etac Rufus

Praticamente ripiegabile

Il fatto di essere ripiegabile diventa un estremo vantaggio in caso di spazi stretti o di spostamenti.

La seduta si può regolare sia in posizione orizzontale che inclinandola leggermente in avanti per facilitare l'utilizzatore mentre si siede o si alza. Regolabile anche in altezza.

Rufus si presenta in un imballo ultrapiatto, già aperta in modo da dover solo fissare la seduta e regolare l'altezza. Non è necessario nessun attrezzo.



Accessori



Barra d'appoggio 60,5 cm (24")

Codice 8030 3034

Descrizione

Sedia da doccia ripiegabile Rufus

81208013

Dimensioni

Altezza: 73–93 cm (28¾–36½")
Larghezza: 58 cm (22¾")
Profondità: 44.5–47 cm (17¾–23½")
Altezza Seduta: 45–60 cm (28¾–36½")
Area Seduta: 41x40 cm (16¼ x 15¾")
Distanza braccioli: 52 cm (20½")
Altezza braccioli: 18 cm (7")
Spessore, sedia chiusa: 12 cm (4¾")

Peso

6.5 kg (14.3 lbs)


Materiali

Seduta e schienale: Polipropilene
Telaio: Tubolare d'acciaio verniciato a polvere
Frascia Schienale: Poliestere



Design

A&E Design



Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6–9), or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max. 85°C / 185°F if so required.

Tavola per vasca da bagno Etac Rufus Plus

La tavola per vasca da bagno Rufus ha un design classico e può portare fino ad un massimo 200 kg (441 lbs). La tavola è facile da regolare e si adatta a vasche di qualsiasi larghezza, per questo è disponibile in due lunghezze differenti.

Accessori



Impugnatura colore rosso per tavola da bagno
Codice 80302023



Descrizione

Tavola Rufus Plus

- 68 cm (26¾") 81202001
 - 73 cm (28¾") 81202002
- (impugnatura rossa non inclusa)

Materiale

Polipropilene con tubature di acciaio sagomato

Peso

68 cm (26¾"): 1.8 kg (4 lbs)
73 cm (28¾"): 2.1 kg (4.6 lbs)

Dimensioni

Lunghezza: 68/73 cm (26¾ / 28¾")
Larghezza: 30 cm (11¾")
Spessore: 2.8 cm (1")



Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6-9), or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max 85°C / 185°F if so required.

Sedia per doccia Etac Rufus

Rufus Plus è una gamma di solidi ausili in grado di portare fino ad un peso di 200 kg (441 lbs) e garantisce la massima sicurezza e stabilità all'utilizzatore nella doccia.

I prodotti si presentano in un imballo ultrapiatto e sono facile da montare.

Accessori



Barra d'appoggio 60.5 cm (24")
80303034



Descrizione

Sedia per doccia Rufus Plus 81208015

Materiali

Tubolare d'acciaio verniciato a polvere, polipropilene, alluminio
Seduta: Polipropilene con tubi di alluminio integrati
Cinghia posteriore: Poliestere

Dimensioni

Altezza: 89 cm (35")
Larghezza: 62 cm (24½")
Profondità: 47 cm (18½")
Altezza seduta: 55.5 cm (21¾")
Area seduta: 41x40 cm (16¼x15¾")
Distanza tra i braccioli: 56 cm (22")
Altezza braccioli: 18 cm (7")
Larghezza, sedia chiusa: 12 cm (4¾")

Peso

Peso Totale:
6.5 kg (14.3 lbs)



Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6-9), or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max 85°C / 185°F if so required.



Nel bagno

Alzarsi o sedersi può diventare un'azione dolorosa per le persone disabili. Per questo motivo offriamo una vasta gamma di prodotti in grado di assicurare la massima comodità e sicurezza a tutti gli utilizzatori.

Rialzo wc Etac Cloo

Cloo è un rialzo per wc regolabile in altezza che associa flessibilità e semplicità. Il design è semplice e sobrio e si abbina perfettamente ad ogni tipo di arredamento da bagno.

Inclinazione e altezza regolabili

Cloo può essere regolato in tre differenti altezze. E' possibile regolarlo in modo da ottenere una leggera inclinazione in avanti per aiutare gli utilizzatori dotati di scarsa mobilità delle gambe a sedersi ed alzarsi.

Bracci di sostegno funzionali

Cloo può essere disponibile sia senza che con bracci di supporto. I bracci di supporto sono pieghevoli ma possono essere fissati, se richiesto, in posizione abbassata. I bracci sono anche estraibili. Cloo può essere utilizzato con o senza bracci di sostegno oppure con un braccio solo se lo spazio è limitato



Facile regolazione dell'altezza

Per modificare l'altezza, i distanziali sono facilmente montati o smontati senza l'uso di alcun attrezzo.



Anteriore

Cloo può essere impostato con una leggera inclinazione in avanti se una ridotta mobilità dell'anca e del ginocchio limitano la possibilità di sedersi e alzarsi.



Seggiolino estraibile

Il sedile Cloo ha superfici lisce e può essere facilmente rimosso senza l'uso di attrezzi. Caratteristiche importanti per facilitare la pulizia.

Accessori



Bracci di sostegno, coppia

Codice 80301220
Cloo senza bracci di supporto può essere completato con braccioli.
Montaggio senza attrezzi
Materiale: Poliamide



Distanziali d'altezza, 14 cm (5½")

Codice 80301221
Regolazione standard d'altezza 6 e 10 cm (2¼" and 4") altezze standard. I distanziali d'altezza vanno applicati se si necessita di un'altezza di 14 cm (5½")

Descrizione

Cloo	80301204
Cloo con bracci di supporto	80301214

Dimensioni

Larghezza seduta: 40 cm (15¾")
Altezza bracci di supporto dall'alto della seduta: 21 cm (8¼")
Larghezza totale senza bracci supp: 40 cm (15.5 lbs)
Larghezza totale bracci incl.: 60 cm (23½")
Distanza bracci di supporto: 49 cm (19¼")

Peso

con braccia di sostegno: 4.8 kg (10.58 lbs)
senza braccia di sostegno: 3.3 kg (7.28 lbs)

Materiali

Seduta: Polipropilene
Attacchi Alluminio
Distanziali di altezza: Poliamide

Colore

Bianco. Braccia di sostegno: Grigio



max 85°C / 185°F
3 min

max 150 kg / 330 lbs



Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6-9), or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max. 85°C / 185°F if so required.

Etac Hi-Loo a montaggio fisso

Hi-Loo a montaggio fisso è un rialzo per wc dal design sobrio che si adatta alla maggior parte dei wc. Le rientranze anteriori e posteriori facilitano le operazioni di igiene intima.

Hi-Loo a montaggio fisso è disponibile in due altezze: 6 cm and 10 cm.



Etac Hi-Loo con braccioli

Hi-Loo è un rialzo per wc con braccioli a un montaggio fisso che si adatta maggior parte delle ceramiche ed è attaccato saldamente e in modo sicuro alla toilette. Ha un seggiolino staccabile con rientranze sia davanti che dietro.

I bracci di sostegno sono pieghevoli ma possono essere fissati in modo permanente in posizione ripiegata verso il basso. Essi sono rimovibili e Hi-Loo può essere utilizzato con un solo bracciolo se lo spazio è limitato.



Hi-Loo con bracci di sostegno si adatta alla maggior parte delle ceramiche ed è facile da pulire.



Chiusura a incastro

La chiusura a incastro rende la rimozione estremamente semplice.



Hi-Loo Angolare

Hi-Loo Angolare è particolarmente adatto ad utilizzatori con scarsa mobilità.

Accessori



Staffe Hi-Loo

Codice 80301030

Fornisce stabilità, se necessario, per i trasferimenti laterali.

Descrizione

Hi-Loo con bracci di sostegno, fissi 6 cm	80301316-2
Hi-Loo con bracci di sostegno, fissi 10 cm	80301317-2
Hi-Loo con bracci di sostegno, inclinabili	80301318-2
Hi-Loo fisso, senza bracci 6 cm (2½")	80301106
Hi-Loo fisso, senza bracci 10 cm (4")	80301107

Dimensioni

Altezza braccio di sostegno dall'alto della seduta:
23 cm (9")
Distanza braccia di supporto: 49 cm (19¼")
Largh. complessiva bracci inclusi: 60 cm (23½")
Hi-Loo Angolare: altezza posteriore: 10 cm- Altezza anteriore: 6 centimetri

Materiali

Rialzo seduta, seduta : polipropilene
Bracci di sostegno: Polipropilene, tubolare d'acciaio verniciato a polvere
Montature, componenti metallici: alluminio

Peso

Hi-Loo con bracci di sostegno:
6 cm: 4.9 kg (10.8 lbs)
10 cm: 5.8 kg (12.8 lbs)
Hi-Loo con bracci di sostegno, fissi
6 cm: 4.9 kg (10.8 lbs)
10 cm: 5.8 kg (12.8 lbs)
supporto inclinazione bracci: 5.5 kg (12.1 lbs)



Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6-9), or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max. 85°C / 185°F if so required.



Braccioli di sostegno per wc Etac Supporter

Braccioli di sostegno stabili e funzionali da applicare direttamente al wc.



Braccioli di sostegno funzionali

Supporter è un bracciolo di sostegno comodo e funzionale. I braccioli di sostegno sono pieghevoli e rifiniti con comode maniglie arrotondate per garantire una migliore presa alla mano. Il design sobrio lo rende adatto ad ogni arredamento da bagno. La superficie è liscia e facile da pulire.

Flessibilità e facilità di montaggio

Supporter è facile da montare sul wc, senza necessitare di alcun attrezzo. Può essere applicato sia a wc a muro che a pavimento. In caso di spazi limitati uno dei braccioli di sostegno può essere smontato.

Supporter include cerchio e coperchio

Accessori




Porta rotolo
83030001
da applicare ai braccioli.



Barra d'appoggio 605 mm
80303034
da applicare ai braccioli.



Attacco per apparecchi di segnalazione
80303027



Kit Fissaggio
80301052
Facilita il montaggio sulle ceramiche specie se lo spazio è ridotto.

Descrizione

Supporter 80303112

Dimensioni

Larghezza esterna: 60 cm (23½")
Larghezza tra i braccioli: 49 cm (19¼")
Altezza braccioli dalla seduta: 25 cm (9¾)
Lunghezza braccioli: 41.5 cm (16¼")

Materiali

Telaio e braccioli: tubolare in vernice epossidica
Copertura braccioli: polipropilene
Coperchio e seduta: polipropilene
Componentistica: alluminio

Peso

Peso totale: 5 kg

Design

A&E Design



Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6-9), or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max. 85°C / 185°F if so required.

Sostegno per wc Etac Optima L

Supporto elegante e dal design moderno.



Un'elegante combinazione di semplicità e funzionalità.

Optima L è un'elegante barra di sostegno da montare a muro. L'appoggio per ginocchio garantisce stabilità all'utilizzatore e l'attacco a muro permette il fissaggio in aderenza al wc. Optima L può rimanere comodamente chiusa fino all'estrazione e all'aggancio dell'impugnatura grigia.

Accessori



Porta rotolo
83030001

Descrizione

Optima L 80303006

Dimensioni

Muro-braccio di supporto: 73.5 cm (29")
Pavimento-braccio di supporto: 80 cm (31½")
Pavimento-braccio di supporto, chiuso: 149 cm (58¾")
Staffa muro: 10.4 x 11.0 cm (4 x 4¼")

Materiali

Staffa muro, braccio di sostegno tubolare e supporto ginocchio:
Tubolare d'acciaio verniciato a polvere
Rifiniture: Polipropilene

Peso

3.1 kg (6.8 lbs)



Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6–9), or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max. 85°C / 185°F if so required.



Sostegno Etac Optima

Garantiscono una presa salda e comoda.

Sostegno wc Etac Optima

Il braccio di sostegno Optima ha una morbida imbottitura arrotondata che garantisce una presa sicura all'utilizzatore. Il piede di supporto può essere regolato in modo da garantire perfetta aderenza al pavimento. L'ampia staffa di fissaggio lo fissa saldamente alla parete.



Sostegno con bloccaggio Etac Optima

Optima con sistema di bloccaggio può essere bloccato sia da aperto che da chiuso. Bloccato in posizione aperta, fornisce sostegno quando l'utilizzatore è in piedi. Questo unico meccanismo di bloccaggio è facilmente azionabile con una sola mano. Inoltre ha una morbida imbottitura arrotondata che garantisce una comoda e salda presa all'utilizzatore.



Entrambi i modelli Optima sono soluzioni per la maggior parte delle situazioni di montaggio.

Descrizione

Optima (1 pezzo)	80303001
Optima con bloccaggio (1 pezzo)	80303004
Optima con blocc. e estensione (1 pezzo)	80303007

Dimensioni

Lungh. braccio di sostegno: 71.5 cm (28¼")
Lungh. braccio di sostegno, estensione 91.5 cm (36")
Staffa a muro: 16.5 x 30.4 cm (6½ x 12")
Altezza braccio di supporto: 80 cm (31½")
Altezza braccio di supporto, chiuso (dal pavimento): 147.5 cm (58")

Peso

2.4 kg (5.3 lbs)
Esteso: 3.34 kg (7.4 lbs)

Materiali

Staffa murale: Alluminio verniciato a polvere
Braccia di supporto, tubolare e gamba di sostegno: tubolare d'acciaio verniciato a polvere
Rondella braccio di sost, sistema di bloccaggio: polipropilene

Design

A&E Design



Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6–9), or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max. 85°C / 185°F if so required.



Accessori



Attacco per apparecchiature di segnalazione
80303027
Per Optima e Optima con bloccaggio



Porta rotolo
83030001
Per Optima e Optima con bloccaggio



Colonna a pavimento
80303040
A sostegno del fissaggio murale
Per Optima con bloccaggio.



Estensione, 10 cm (4")
80303030

Estensione, 20 cm (7¾")
80303031

Estensione, 30 cm (11¾")
80303032
Per Optima e Optima con bloccaggio



Colonna a pavimento
80303028
per applicazioni a pavimento
altezza braccio di sostegno 80 cm (31½")
Per Optima e Optima con bloccaggio



Rialzo per wc Etac Swift

Leggero e facile da maneggiare.

Elevata stabilità

Il rialzo per wc a sostegno autonomo Swift fornisce un supporto stabile. Ciò è garantito dalla grande impronta e da morbidi puntali speciali progettati con un'ottima presa sul pavimento.

Flessibilità

La seduta è regolabile in altezza e può essere impostata con una leggera inclinazione in avanti. Questo facilita alzarsi in piedi e scarica le articolazioni dell'anca. Le gambe possono essere smontate facilmente per il trasporto in auto.

Prodotto 3 in 1

Oltre a utilizzare il rialzo Swift sopra il water, può essere utilizzato come sgabello doccia e, con accessori complementari, anche come un comò. Il peso leggero rende la seduta per wc a sostegno autonomo Swift facile da spostare.



Il modello Swift ha un bordo paraspruzzi integrato e superfici lisce che consentono una facile pulizia.

Accessori



Supporto schiena

84005069

Materiale: Polipropilene



Portasapone

80209266

Materiale: Polipropilene



Morbido sedile

84005064

Materiale: Polipropilene



Morbido Schienale

84005065

Da montare sul supporto posteriore.

Materiale: Polipropilene



Secchio con coperchio

84005066

Materiale: Polipropilene

Descrizione

Etac Swift

81702020

Dimensioni

Larghezza totale: 56 centimetri (22 ")

Larghezza sedile: 54 centimetri (21 1/4 ")

Altezza seduta: 42-57 cm (16 1/2 "-22 1/2 ")

Larghezza tra i braccioli: 45 cm (17 3/4 ")

Materiale

Seduta e braccioli: polipropilene

Gambe: alluminio e poliammide

Puntali: TPE

Peso

3.9 kg (8.6 lbs)



max 85°C
3 min

max 185°F
3 min

max 130 kg

max 287 lbs



Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6-9), or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max. 85°C / 185°F if so required.

Comoda Etac Swift

Swift è la comoda intelligente che svolge la funzione di 3 prodotti in 1.

Comoda e funzionale

La comoda Swift garantisce ogni comfort e può anche essere inclinata leggermente in avanti per facilitare l'utilizzatore al momento di rialzarsi dalla sedia. Il secchio integrato è completo di coperchio a chiusura automatica se sollevato. La comoda Swift viene fornita completa di cuscino da seduta.

3 in 1

La comoda Swift può essere utilizzata anche come sedia da doccia o come sollevatore autonomo da bagno.

Facile da pulire

La comoda Swift è concepita per facilitare le operazioni di pulizia grazie alla superficie liscia e ai cuscini rimovibili.

Inoltre la leggerezza e l'impugnatura integrata sono ulteriori vantaggi che rendono facile lo spostamento nella doccia per poterla pulire.



Grazie ai cuscini da seduta, la comoda Swift ha un design elegante ed è particolarmente indicata durante le azioni di vestirsi e svestirsi.

Descrizione

Comoda Swift

81702030

Dimensioni

Larghezza totale: 56 cm (22")

Larghezza seduta: 54 cm (21¼")

Altezza seduta min-max. 42-57 cm (16½-22½")

Larghezza tra i braccioli: 45 cm (17¾")

Materiali

Polipropilene e alluminio

Seduta, schienale e braccioli: polipropilene

Gambe: alluminio e poliammide

Puntali: TPE

Cuscino schienale e seduta: polietilene con tessuto di nylon

Peso

5.4 kg (12 lbs)



Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6-9), or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max. 85°C / 185°F if so required.



Secchio con coperchio integrato nella seduta.

Accessori



Portasapone

80209266

Comodo per la carta igienica

Materiale: Polipropilene

Braccioli di sostegno regolabili

Etac Supporter

Braccioli di sostegno regolabili adatti ad adulti e bambini.



Coperchio e sedile sono inclusi



Kit regolabile

Kit Supporter regolabile con larghezza stretta tra i braccioli.

Flessibilità in altezza e in larghezza

I braccioli possono essere regolati in tre diverse altezze e due diverse larghezze, rendendolo adatto sia ad adulti che a bambini. I braccioli sono inoltre smontabili, orientabili e regolati in altezza.


Accessories



Porta rotolo
83030001



Attacco per apparecchiature di segnalazione
80303027



Kit attacco
80301052
Facilita il montaggio sulle ceramiche specie se lo spazio è ridotto.

Descrizione

Braccioli di sostegno regolabili 80303018-2

Dimensioni

Larghezza esterna: 62,3 cm (24 1/2 ") alt 51,3 cm (20 1/4).
Larghezza tra braccioli: 52,5 cm (20 3/4 ")
alt. 33,7 cm (13 1/2 ")
Altezza dei braccioli sopra il sedile: 20,5 cm (8 ") alt.
27,5 cm (10 3/4 ") alt. 34,2 cm (13 1/2 ")
Lunghezza braccioli: 41,5 cm (16 1/4 ")

Peso

Peso totale: 5.8 kg

Materiali

Telaio e braccioli: tubo d'acciaio verniciato a polvere
Copertura braccioli: polipropilene
Coperchio e sedile: melamina
Montature, componenti metallici: alluminio

Design

A&E Design



Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6-9), or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max. 85°C / 185°F if so required.

Sedia per wc a sostegno autonomo

Etac Kaskad

Una sedia per wc classica e funzionale.

Elegante e regolabile

Kaskad ha un elegante e stabile telaio regolabile in altezza. I bracci di supporto rappresentano un valido sostegno per alzarsi o sedersi. Il dispositivo anti schizzo è rimovibile e viene fornito in dotazione.



Kaskad è facile da impilare



Le gambe anteriori inclinate garantiscono una buona stabilità

Accessori



Padella con coperchio e manico
80302026
Supporto non incluso
Materiale: Polipropilene



Supporto secchio
80302025
Per secchi con maniglie.
Materiale: Acciaio verniciato a polvere



Secchio in plastica
80302023
Applicabile senza supporto
Materiale: Polipropilene

Descrizione

Kaskad 80302012

Dimensioni

Profondità: 47 cm (18½")
Larghezza: 56.5 cm (22¼")
Distanza bracci di supporti: 55.5 cm (21¾")
Altezza 81 cm (32")

Materiali

Telaio: Acciaio tubolare verniciato a polvere
Copriwater: melammina

Peso

Incluso paraschizzi 5.2 kg (11.5 lbs)



Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6–9), or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max. 85°C / 185°F if so required.



Carrozzine per doccia

Etac possiede una vasta scelta di carrozzine per doccia, tutte perfettamente ideate e corredate di particolari intelligenti che facilitano la routine quotidiana sia agli assistiti che agli assistenti.

Etac Clean

La carrozzina Clean si trova al primo posto della classifica degli articoli più venduti. La chiave del successo di Clean è la cura dei particolari che ne rende l' utilizzo più facile sia all'assistito che all'assistente.

Accesso facilitato


La rientranza frontale e la completa apertura nella parte posteriore della seduta permette un migliore accesso durante le operazioni di igiene intima.

La pedana è sempre disponibile ma mai d'intralcio

La pedana ha un design unico che le permette di essere riposta sotto la carrozzina nel caso in cui non sia necessaria, rimanendo a portata di mano al momento del bisogno e agevolando gli spostamenti. E' inoltre possibile abbassare o ruotare il bracciolo.

Facilità di manovra e perfetta compatibilità

La leggerezza e la forma delle maniglie permettono alla carrozzina Clean di compiere le manovre in modo del tutto facile. La sua perfetta aderenza sia a wc a pavimento che a muro rappresenta un grosso vantaggio.



Altre dimensioni:
Larghezza totale: 52 cm (20 1/2")
Distanza tra i braccioli: 43.5 cm (17 1/4")
Larghezza della seduta: 48 cm (19")

Descrizione

Clean 44 cm (17 1/4") 4 rotelle con freni
Clean 49 cm (19 1/4")
4 rotelle con freni
2 rotelle con freni
4 rotelle con freni, conf. 2 pezzi
2 rotelle con freni, conf. 2 pezzi
Clean 49 cm (19 1/4") con pacchetto accessori
(4 rotelle con freni, padella e coperchio inclusi)
Clean 55 cm (21 1/4")
4 rotelle con freni
2 rotelle con freni
4 rotelle con freni, conf. 2 pezzi
2 rotelle con freni, conf. 2 pezzi
Clean 55 cm (21 1/4") with accessory package
(2 lockable castors, pan with lid, pan holder)
Clean 60 cm (23 1/2") 2 rotelle con freni
includere distanziali per regolazione altezza

Verde

80209209
80209210
80209213
80209220
80209223

80209211
80209214
80209221
80209224
80209217
80209215

Grigio


80209269
80209270
80209273

80209277
80209271
80209274

80209275

Materiali

Telaio: Acciaio verniciato a polvere
Seduta/Schiena: polipropilene
Braccioli: polipropilene
Poggiapiedi: polipropilene
Supporto rotelle: polipropilene
Rotelle, freni,
Cuscinetto a sfera: Poliamide/TPE



Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6-9), or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max. 85°C / 185°F if so required.


Etac Clean Comfort

Oltre alle caratteristiche già citate, Clean Comfort aggiunge ulteriore comfort e stabilità.

Morbidezza e calore.

Schienale e imbottitura dei braccioli idrorepellenti e termoriflettenti assicurano un elevato comfort e benessere. Il cuscino di seduta morbido e anatomico offre stabilità e comfort.

Clean Comfort offre una posizione calda, morbida e avvolgente.



Accessori

Consulta la vasta gamma di accessori a pagine 40-41.

Descrizione

Clean Comfort 49 cm, incl. Copertura Comfort,
Sedile comfort, 4 ruote bloccabili 80209298
Clean Comfort 55 cm, incl. Copertura Comfort,
Sedile comfort, 4 ruote bloccabili 80209299

Dimensioni

Larghezza totale: 52 cm (20 ½ ")
Larghezza sedile: 50 cm (19 ¾ ")
Larghezza tra braccioli: 41 cm (16 ")
Altre dimensioni: vedere illustrazione

Materiale

Copertura Comfort: Polietilene
Sedile Comfort: Poliuretano

Peso

Clean Comfort 49 cm (19.3"): 13.5 kg (29.7 lbs)
Clean Comfort 55 cm (21.5"): 14 kg (30.8 lbs)



Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6-9), or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max. 85°C / 185°F if so required.



Etac Clean 24"

Clean 24" è facile da usare e dotata di capacità dinamiche e di spinta eccellenti.

Facilità di manovra



Le ruote posteriori di Clean 24" sono posizionate in modo da ottimizzarne la maneggevolezza che rende la sedia facile da spingere senza comprometterne la sicurezza

Facilità di spostamento

Gli spostamenti laterali possono essere compiuti in maniera sicura grazie all'ampio spazio di seduta nella parte anteriore. Inoltre i freni sono collocati appena al di sotto della seduta in modo da non essere d'intralcio durante lo spostamento ma comunque a portata di mano.

Accessori

Guarda la vasta gamma di accessori a pagine 40-41.



Con l'adattatore di ruote posteriori, è possibile trasformare il modello Clean con altezza standard di 55 cm (21 3/4") in Clean 24". Vedi pagina 41.



Impugnatura del freno facile da raggiungere.

Altre dimensioni: larghezza totale: 69 cm (27 1/2"), larghezza tra i braccioli: 43.5 cm (17 1/4"), larghezza della seduta: 48 cm (19")

Descrizione

Clean 55 cm (21 3/4")

- con ruote posteriori a 24", verde
- con ruote posteriori a 24", grigio

80209216

80209276

Peso

20 kg (44.1 lbs)

Materiali

Telaio: Acciaio verniciato a polvere
Seduta/Schienale: polipropilene
Braccioli: polipropilene
Poggiatesta: polipropilene
Supporto rotelle: polipropilene

Adattatore ruote, montato su cuscinetto a sfera:

poliamide/TPE

Ruote posteriori:

poliamide su cuscinetti a sfera



red dot



Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6-9), or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max. 85°C / 185°F if so required.

Etac Clean ad altezza regolabile

Altezza seduta regolabile fino a 60cm (23 ½ ")

Altezza facilmente regolabile

La possibilità di regolare l'altezza della seduta garantisce perfetta aderenza al wc e semplifica gli spostamenti. L'altezza della seduta è regolabile tra i 47.5-60 cm (18 ¾"-23 ½"), con la possibilità di incremento di 2,5 cm (1"). L'operazione non necessita di attrezzi.

Funzionalità Clean

Possiede tutti i vantaggi dello standard Clean con l'aggiunta dell'altezza regolabile che garantisce spostamenti più facili e perfetta aderenza a tutti i wc



Accessori

Consulta la vasta gamma di accessori a pagina 40-41.

Descrizione

Clean ad altezza regolabile 80209208

Materiali

Telaio: Acciaio verniciato a polvere
Seduta/Schienale: polipropilene
Braccioli: polipropilene
Poggiatesta: polipropilene
rotelle, freni, supporti: poliamide/TPE/antiruggine
Staffe rotelle: Poliammide
Tubi di regolazione in altezza: Acciaio inossidabile

Peso

14.2 kg (31.3 lbs)


Manutenzione

Normale pulizia e controllo delle ruote



Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6-9), or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max. 85°C / 185°F if so required.

Tutte le ruote sono bloccabili



Altre dimensioni:

Larghezza totale: 55 cm (21¾")

Distanza tra i braccioli: 43.5 cm (17¼")

Larghezza della seduta 48 cm (19")



Accessori gamma Clean



Seduta soft

Verde: 80209236

Grigio: 80209260

La seduta è resistente al calore e anti-aderente anche nei casi in cui rimanga umida. Larghezza incastro: 17 cm (6¾")
Materiale: polietilene. Pulizia max. 60°C (140°F) o con salvietta alcool.



Schienale soft

Verde: 80209238

Grigio: 80209261

Schienale resistente al calore che garantisce extra comfort all'utilizzatore.
Materiale: polietilene cellulare. Pulizia max. 60°C (140°F) o con salvietta alcool.



Coperchio seduta

80209247


Nel caso in cui venga richiesta una seduta completa. Materiale: Poliuretano
Pulizia max. 85° C (185°F)



Cuscino Comfort

80209227

Un cuscino confortevole sagomato
Materiale: Poliuretano.
Pulizia max. 85° C (185°F)



Copertura Clean Comfort

Grigio: 80209228

Un sostegno morbido per la schiena con braccioli di supporto integrati. Materiale: polietilene. Pulizia max. 60°C (140°F) o con salvietta alcool



Cuscino di protezione

Coppia, Grigio: 80209226

Morbido e caldo, lascia le maniglie libere per garantire una presa salda quando ci si alza. Materiale: polietilene
Pulizia max. 60°C (140°F) o con salvietta alcool.



Kit Clean Comfort

80209237

Comprende Cuscino Comfort e Copertura Comfort.



Supporto Laterale Clean

80209509

Il supporto per la parte superiore del tronco. Materiale: Tessuto di Poliestere, velcro, polietilene. Lavaggio a max. 60°C (140°F)



Cuscino Antidecubito

80209245

Cuscino Antidecubito ad aria RoHo con eccellenti proprietà anatomiche. La pressione dell'aria è regolabile. Larghezza della rientranza: 21 cm (8¼"). Materiale: Neoprene
Pulizia max: 60° C (140 °F)



Sbarra

80209246

Da applicare ai braccioli. Materiale: Alluminio, polietilene cellulare, polipropilene



Cintura di sicurezza

80209034

Da applicare alla parte posteriore dello schienale. Materiale: Poliestere



Porta sapone (non montato su Clean 24")

Verde: 81701140

Grigio: 80209266

Applicato al lato della sedia
Materiale: polipropilene



Padella

Verde: 80209230

Grigio: 80209254

Padella comprensiva di coperchio con maniglia

Verde: 80209231

Grigio: 80209255

Materiale: Polipropene



Supporto padella

Verde: 80209233

Grigio: 80209257

Adatto sia a padelle modello Clean che padelle standard a bordo sottile.

Supporto secchio

Verde: 80209234

Grigio: 80209258

Adatto a secchi con bordo sottile.
Materiale: Polipropene



Attacchi montaggio inferiore per padella/secchio

Verde: 80209235

Grigio: 80209259

Adatto per supporti padella/secchio
Materiale: Polipropene



Padella

82001001

In plastica, resistente alla bollitura.
Si adatta al porta secchio.



Clean Comfort offre comfort dalla schiena fino al piede.

Novità



Padella monouso, 50 pz.
80209280



Kit porta padella monouso
Verde: 80209251
Grigio: 80209229

Accessori – Clean altezza regolabile



Poggiapiedi pieghevole, coppia
80209250
Estraibile, regolabile in altezza. Attacchi inclusi. Applicabile solo a Clean ad altezza regolabile. Materiale poggiapiedi: Polipropilene, alluminio verniciato a polvere



Regolazione inclinazione poggiagambe
Destro: 80209252
Sinistro: 80209253
Attacchi inclusi.
Materiale poggiagambe: plastica ABS, acciaio inossidabile

Accessori – Solo per Clean da 49 a 55 cm



Rotelle con freno 80 mm, 2 pezzi
Verde: 80209240 - Grigio: 80209263

Rotelle senza freno 80 mm, 2 pezzi
Verde: 80209241 - Grigio: 80209264
Riducono l'altezza della seduta di 5 cm (2"). Montate normalmente sul modello Clean 44 cm. Non applicabili a Clean 24" con ruote posteriori o a Clean ad altezza regolabile. Materiale: Poliamide/TPE



Distanziali di altezza
80209243
Permettono di alzare la seduta di 5 cm (2").
Materiale: Alluminio



Adattatore ruote posteriori
Grigio: 80209262
Verde: 80209242
Da applicare solo ai modelli Clean con altezza della seduta di 55 cm (21 3/4").
Materiale: Alluminio, poliamide

Etac Swift Mobile

La carrozzina Swift Mobile è una carrozzina per doccia ad altezza regolabile che garantisce massimo comfort sia all'assistito che all'assistente.

Altezza facilmente regolabile

La regolazione dell'altezza è un'operazione molto facile che non necessita di attrezzi. L'altezza della seduta è regolabile tra i 45-60 cm (17 3/4"-23 1/2").

Massimo comfort per qualsiasi esigenza individuale

L'imbottitura dello schienale può essere regolata utilizzando strappi in velcro affinché si adatti perfettamente ad ogni utilizzatore. I materiali vengono accuratamente scelti in modo da risultare antiaderenti al corpo e garantire il massimo comfort. L'imbottitura si asciuga rapidamente e può essere rimossa diventando molto più semplice da pulire.

Poggiapiedi Ergonomici

I poggiapiedi leggermente ricurvi garantiscono un maggiore sostegno per il piede aumentando la stabilità di tutto il corpo così da garantire un elevato comfort all'utilizzatore. I poggiapiedi e i braccioli sono facili da ruotare in modo da facilitare gli spostamenti. I bordi esterni dei poggiapiedi sono concepiti per proteggere i piedi dalle ruote.

Swift Mobile 160 - maggiore capacità di carico

Swift Mobile 160 ha tutti i vantaggi di Swift Mobile aggiungendo una robustezza in grado di gestire un peso massimo dell'utilizzatore di 160 kg (353 libbre).



Sedile estraibile, più facile da pulire e regolare.

Descrizione

Carrozzina per doccia Swift Mobile parzialmente assemblata	80209400
Swift Mobile, assemblata	80209401
Carrozzina per doccia, parzialmente assemblata con porta secchio	80209404
Carrozzina per doccia, parzialmente assemblata con porta padella	80209405
Carrozzina per doccia, assemblata con porta secchio	80209406
Swift Mobile 160	80209420
Swift Mobile 160 con porta secchio	80209421
Swift Mobile 160 con porta padella	80209422
Standard: schienale, sedile, braccioli, poggiagambe, poggiapiedi e 4 ruote con freno	

Materiali

Telaio: Acciaio verniciato a polvere
Sedile/Braccioli: polipropilene/PP
Schienale: poliestere/Velcro/PA
Poggiapiedi: polipropene
Ruote: poliamide/TPR, freni, cuscinetti a sfera

Dimensioni

Larghezza totale: 58 cm (22 3/4")
Larghezza totale: Swift Mobile 160: 63 cm (25")
Lunghezza totale: 94 cm (37")
Altezza regolabile sedile: 45-60 cm (17 3/4"-23 1/2")
Larghezza tra i braccioli: 48 cm (19")
Larghezza tra i braccioli Swift Mobile 160: 54 cm (21 1/4")
Peso: 16,6 kg (43,43 lbs)
Peso massimo utilizzatore: 135 kg (297 lbs)



max 85°C / 3 min
max 185°F / 3 min



Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6-9), or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max. 85°C / 185°F if so required.

Swift Mobile
135 kg / 298 lbs

Swift Mobile 160
max 160 kg / max 353 lbs

Caratteristiche



Più spazio

Swift Mobile 160 dispone di 6 cm (2 ½ ") di spazio aggiuntivo tra i braccioli.



Schienale regolabile

L'imbottitura dello schienale può essere regolata tramite strappi in velcro.




Altezza facile da regolare

Swift Mobile ha un sedile fisso che può essere regolato in altezza. La regolazione si può fare facilmente da entrambi i lati senza l'utilizzo di attrezzi.



Poggiapiedi ergonomico

Il poggiapiedi leggermente curvo garantisce comfort e stabilità.



Accessori

Consulta la vasta gamma di accessori a pagine 50-51.






Etac Swift Mobile 24"

Una soluzione perfetta per l'indipendenza.

Una carrozzina confortevole per utilizzatori attivi

Swift Mobile 24" è una confortevole carrozzina per doccia particolarmente adatta agli utilizzatori più attivi. Le ruote posteriori sono posizionate in modo da risultare perfettamente accessibili e garantire equilibrio insieme a una perfetta maneggevolezza. La carrozzina possiede tutti i vantaggi di Swift mobile insieme ad una vasta gamma di accessori tale da poter soddisfare qualsiasi esigenza.

Una Swift Mobile standard può essere convertita ad una Swift Mobile 24 "aggiungendo l'accessorio "Kit Ruote Posteriori". Vedere a pagina 51.



Accessori

Consulta la vasta gamma di accessori a pagina 50–51.

Descrizione

Swift Mobile 24" assemblata	80209402
Swift Mobile 24" assemblata con porta padella incluso	80209408
Carrozzina per doccia e bagno	
Swift Mobile 24" con supporto padella	80209407
Standard: schienale, seduta, braccioli, poggiamambe, poggiatesta e 4 ruote con freni, 2 ruote posteriori 24", 2 freni.	

Materiali

Telaio: acciaio verniciato a polvere
Seduta/Braccioli: polipropilene
Schienale: poliestere/Velcro
Poggiatesta: polipropilene
Ruote: poliamide/TPE, freni, cuscinetti a sfera
Ruote posteriori: pneumatiche, poliamide, cuscinetti a sfera
Freni: poliamide, acciaio inox

Dimensioni

Larghezza totale: 74 cm (29")
Lunghezza totale: 106 cm (42")
Regolazione altezza seduta: 45-60 cm (17 3/4"-23 1/2")
Distanza tra i braccioli: 48 cm (19")

Peso

Peso: 24.4 kg (53 lbs)



Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6–9), or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max. 85°C / 185°F if so required.

Etac Swift Mobile Tilt

Con una funzione unica di inclinazione nello spazio.

Swift Mobile Tilt è disponibile in tre modelli. Il modello base ha una funzione di inclinazione manuale. È disponibile anche con resistenza maggiore al peso, Swift mobile Tilt 160. Il terzo modello ha un motore per agire sulla funzione di inclinazione. Hanno tutti lo stesso design caratteristico e le funzioni Swift Mobile, pagina 42.

Barra d'inclinazione unica per una comunicazione migliore

Swift mobile tilt è dotata di un'esclusiva barra di basculamento. La barra rende possibile inclinare la carrozzina sia posteriormente che lateralmente. Grazie all'inclinazione laterale l'assistente e l'assistito possono guardarsi negli occhi migliorando la comunicazione ed il comfort di entrambi.

Rispristino assistito della posizione verticale

Il singolo posizionamento del pistone a gas fornisce sostegno durante l'alzata della seduta, facilitando il lavoro dell'assistente. Questo riduce il rischio di infortuni sul lavoro per gli assistenti. L'altezza del sedile può essere regolata in varie posizioni fisse e questo è possibile senza l'utilizzo di attrezzi.

Swift Mobile Tilt 160

Swift Mobile Tilt 160 offre tutti i vantaggi di Swift Mobile Tilt ed è inoltre capace di gestire un peso di 160 kg (353 libbre). Per fornire spazio sufficiente, la larghezza tra i braccioli è superiore di 6 cm (2½").



L'inclinazione aiuta gli utilizzatori con problemi di mobilità a spostarsi in modo sicuro nella massima comodità.

Descrizione

Swift Mobile Tilt	80209410
Swift Mobile Tilt con porta secchio	80209411
Swift Mobile Tilt con porta padella	80209412
Swift Mobile Tilt 160	80209480
Swift Mobile Tilt 160 con porta secchio	80209481
Swift Mobile Tilt 160 con porta padella	80209482

Standard: Poggiatesta, schienale, braccioli, seduta, poggiatesta e piedi, fasce, e 4 ruote con freni.

Materiali

Telaio: acciaio verniciato a polvere
Seduta/Braccioli: polipropilene
Schienale: poliester/velcro
Poggiatesta polipropilene
Ruote: poliamide/TPE, freni, cuscinetti a sfera
Pistone a gas: capacità di sollevamento 130N

Dimensioni

Larghezza totale Swift Mobile Tilt: 58 cm (22¾")
Larghezza totale Swift Mobile Tilt 160: 63 cm (24¾")
Lunghezza totale: 104 cm (41")
Angolo incl. regolabile: 0° to -35° / +5° to -30°
Altezza regolabile seduta: 50-65 cm (19¾-25¾")
Distanza tra i bracci Swift Mobile Tilt: 48 cm (19")
Distanza tra i bracci Swift Mobile Tilt 160: 54 cm (21¼")

Peso

Swift Mobile Tilt: 19.7 kg (43.4 lbs)
Swift Mobile Tilt 160: 20.4 kg (45 lbs)




Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6-9), or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max. 85°C / 185°F if so required.

Caratteristiche



Leva d'inclinazione singola

La leva è facilmente raggiungibile da entrambi i lati



Supporto testa

La regolabilità assicura un supporto confortevole e riposante.




Comodità

Il supporto schiena regolabile offre un supporto confortevole e stabile in una posizione inclinata.




Inclinazione rilassata e comoda

La funzione unica di inclinazione permette una posizione di lavoro ergonomicamente corretta con la possibilità di mantenere il contatto visivo con l'assistito.



Accessori

Consulta la vasta gamma di accessori a pagina 50-51.



Swift Mobile Tilt



Etac Swift Mobile Tilt Elettrica

Consente un'inclinazione comoda e facile.



Un motore per un'Inclinazione facile e silenziosa

Swift Mobile Tilt Elettrica è appositamente concepita per facilitare il compito dell'assistente. L'assistito può sedere comodamente mentre l'assistente è in grado di manovrare la sedia con facilità e fornire un'assistenza eccellente.

La funzione di inclinazione viene regolata attraverso un controllo manuale rendendo la sedia inclinabile da diverse direzioni

Funzionalità Swift Mobile Tilt

Questa versione inclinabile ha le stesse caratteristiche e le funzioni di tutti i modelli Swift Mobile.

Swift Mobile Tilt ha una funzione di inclinazione regolare e controllata.

Descrizione

Swift Mobile Tilt con motore	80209490
Swift Mobile Tilt con motore e portasecchio	80209491
Swift Mobile Tilt con motore e portapadella	80209492

Standard: supporto testa, supporto schiena, braccioli, seduta, pedane, poggiatesta, fascia talloni

Materiali

Telaio: Acciaio verniciato
Seduta/Braccioli: Polipropilene
Schienale: Poliestere/Velcro
Pedane: Polipropilene
Ruote: Poliammide/TPE, su cuscinetti a sfera
Poggiatesta: Poliuretano
Fascia talloni Poliestere

Peso

23.6 kg (52 lbs)

Dimensioni

Lagh. Totale: 58 cm (22¾")
Lungh. Totale: 104 cm (41")
Regolazione basculamento: +5 fino a -35°
Regolazione alt. sedile: 50-65 cm (19¾-25¾")
La larghezza tra braccioli: 48 cm (19")



Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6-9), or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max. 85°C / 185°F if so required.


Caratteristiche



Unità di controllo e batteria
L'unità di comando e la batteria occupano pochissimo spazio, questo significa che è facile posizionare la sedia sopra il water.




Controllo a mano
Pulsanti distinti rendono facile la gestione.



Accessori

Consulta la vasta gamma di accessori a pagina 50-51.



Allestite Swift Mobile con la nostra gamma di accessori



Poggiatesta

80209447

Completo di attacco. Regolabile sia in altezza che in profondità e anche lateralmente. Materiale: Poliuretano, acciaio inox e zinco. Pulizia max. 85°C (185 ° F) o con salvietta alcool.



Supporto laterale

Grigio: 80209509

Sostiene la parte superiore del tronco. Materiale: Tessuto di poliestere, velcro, polietilene. Lavaggio a max 60°C (140°F)



Kit allargamento braccioli

80209441

Aumenta lo spazio tra i braccioli di 6 cm (2½"). Standard for Swift Mobile/ Tilt 160.



Sbarra

Lunghezza: 60.5 cm (24.2") 80303034

Lunghezza: 66.5 cm (26.6") 80209452

Per maggior sicurezza e sostegno.

Materiale: Alluminio, polipropene e polietilene cellulare. Attenzione: 66.5 cm è per Swift Mobile 160 e Swift Mobile Tilt 160.



Braccioli per emiplegia

80209035

Set applicabile sia al bracciolo destro che sinistro. Materiale: polietilene cellulare, alluminio, acciaio inox, polistirene.



Imbracatura toracica

80209442

1 pezzo. Regolabile in lunghezza. Attaccatura allo schienale. Da utilizzare sempre insieme a cinghie di posizionamento. Materiale: Poliestere



Blocco Bracciolo

80209445

Blocca il bracciolo quando ripiegato. Materiale: Acciaio Inox.



Cinghie di posizionamento

80209440

Regolabili in altezza. Attacchi con strappi in velcro. Materiale: Poliestere



Seduta Comfort

80209433

Un comodo e igienico cuscino da seduta che diminuisce la rientranza dell'imboccatura a 18 cm. Materiale: Poliuretano espanso. Pulizia max. 85°C (185 ° F) o con salvietta alcool.



Tilter

80209449

Per un facile trasferimento su soglie e altri ostacoli



Coperchio seduta

80209434

Nel caso in cui venga richiesta una seduta completa. Facile da pulire. Materiale: Poliuretano espanso. Pulizia max. 85°C (185 ° F) o con salvietta alcool.



Strappi per talloni, 1 coppia

80209432

Regolabili in lunghezza. Materiale: Poliestere



Cuscino per schienale

80209448

1 pezzo. Resistente all'umidità. Materiale: Polietilene. Pulizia max. 85°C (185 ° F) o con salvietta alcool.



Supporto polpaccio, 1 pezzo

80209437

Applicabile sia sul lato destro che sinistro. Materiale: plastica per ABS



Para spruzzi, 1 pezzo

80209430

Da applicare all'imboccatura della rientranza. Materiale: Poliuretano



Poggiapiedi per supporto polpaccio

80209443


Applicabile sia sul lato destro che sinistro. Regolabile in sei posizioni. Materiale: acciaio inox, polipropilene.



I comodi poggiapiedi danno stabilità e proteggono i piedi dalle ruote.



Attacco per porta padella e secchio
Grigio, set: 80209435
Supporto per padella e secchio. Da montare sotto alla seduta. Materiale: Poliamide



Morbido cuscino con apertura normale
80209065
Materiale: copertura patinata polietere / sigillata



Attacchi porta padella, coppia
Grigio: 80209257
Adatto sia a Swift Mobile che ad altre padelle a bordo sottile. Assetto attacchi porta secchio separato. Materiale: Polipropene.
Porta secchio
Grigio, coppia: 80209258
Adatto a secchi e padelle con un bordo spesso. Ordinare attacco per secchio separatamente. Materiale: Polipropene.



Cuscino morbido con apertura ovale
80209067
Materiale: copertura patinata polietere / sigillata



Padella
Grigio: 80209254
Padella, Grigio, comprensiva di coperchio con maniglia
Grigio: 80209255

Coperchio con maniglia
Grigio: 80209256
Materiale: Poliamide.



Anti ribaltamento, 1 coppia
Attacchi esclusi
(per Swift mobile 24"): 80209438
Attacchi inclusi
(per Swift Mobile): 80209439
(per Swift Mobile Tilt): 80209459
Aumenta la stabilità nei casi in cui il baricentro sia molto sbilanciato all'indietro, per es. utilizzatori con gambe amputate.
Materiale: Alluminio.




Attacchi montaggio inferiore per padella/secchio
80209259
Grigio, set di quattro pezzi.
Materiale: Polipropilene.



Kit ruote posteriori
80209436
Ruote posteriori da 24" con ampi pneumatici. Materiale: Poliamide, acciaio inox. Attacchi e freni inclusi. Non montare su Swift Mobile 160 o Swift Mobile Tilt.



Poggiagambe
80209446
Supporto gambe con pedana pieghevole a angolo regolabile.



Kit di inclinazione elettrico
80209499
Solo per Swift Mobile Tilt e Swift Mobile Tilt 160. Pulsantiera e ricaricatore sono inclusi.

Etac Tripp Tilt

Tripp è una carrozzina per doccia e bagno inclinabile adatta a bambini, adolescenti ed adulti dal fisico minuto.



I braccioli possono essere ripiegati e sono bloccabili in posizione ripiegata verso il basso.

Una carrozzina uniforme e multifunzionale

Tripp è una carrozzina e una sedia da doccia che può essere inclinata all'indietro di 30°. L'inclinazione all'indietro comporta una maggiore sensazione di agio e distensione a tutti quegli utilizzatori che godono di ridotta stabilità. Il meccanismo d'inclinazione si rivela molto utile anche nei casi di spostamenti tramite montacarichi. I braccioli possono essere ripiegati e bloccati in modo da facilitare gli spostamenti dolci.

Il modello Standard è equipaggiato con porta padella e para spruzzi, regolabile in altezza e con poggipiedi estraibili. Tripp possiede tutte le funzioni necessarie ad utilizzatori che non necessitino di sistemi di posizionamento ortopedico individuale. Inoltre, grazie allo speciale telaio, è adatto al posizionamento di sistemi di seduta speciali

Accessori Vari

Tripp può essere accessorizzato con poggiatesta, cintura di sicurezza, padella e differenti tipi di seduta soft per soddisfare le esigenze più svariate.

Descrizione

Tripp Tilt
Standard: regolabile in altezza,
poggipiedi ripiegabili, porta secchio e paraspruzzi

80209005

Material

Telaio: Tubi in acciaio verniciati
Seduta/Schiena: ABS plastica
Braccioli: Polietilene
Pedane: Polipropilene
Tubi braccioli e cerniere pedane: acciaio INOX
Ruote, con cuscinetti a sfera
2 frenanti: Acciaio galvanizzato/Gomma

Peso

17 kg (37.5 lbs)

Manutenzione


Pulizia regolare e controllo freni e pedane

Design

Designkonsulterna



Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 6-9), or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max. 85°C / 185°F if so required.



Altre dimensioni

Larghezza totale: 54,5 cm (21 ½ ")

Larghezza tra braccioli: 36 cm (14 ¼ ")

Larghezza sedile: 38 cm (15 ")

Accessori



Poggiatesta

80209041

Altezza regolabile.

Materiale, cuscino poggiatesta:

Poliuretano



Cintura di sicurezza

80209034

Applicabili sia in orizzontale che in verticale. Regolabili in lunghezza.

Materiale: Poliestere



Padella

80209031

Concepita per aderire perfettamente alla seduta. Materiale: ABS.



Cuscino soft

80209047

Resistente al calore. Ottime proprietà antiaderenti anche se umido. Materiale: Polietilene cellulare



Blocca padella

80209049

Mantiene in posizione fissa la padella quando la carrozzina viene inclinata.



Cuscino per seduta soft

80209066

Garantisce un'ulteriore strato di morbidezza alla seduta. Materiale: Poliestere, tessuto rivestito



Sbarra, 50 cm

80303035

Per appoggio e supporto seduta.

Materiale: Profilo d'alluminio

verniciato a polvere



Cuscino soft posteriore

80209046

Resistente al calore.

Montato a schienale preesistente.

Materiale: polietilene



Cuscino schiena

80209042

Riduce la profondità della seduta di 6 cm (2 ¼ ").

Materiale: Poliestere, tessuto rivestito

Un'ampia gamma di possibilità

Etac offre una vasta gamma di prodotti che aiutano le persone con le loro abitudini di vita quotidiana a prescindere dalle circostanze fisiche. Tutti i prodotti riflettono la nostra filosofia di creare possibilità. Sicurezza, funzionalità, qualità e design sono di massima priorità. Potete trovare tutte le informazioni sui nostri prodotti sul sito etac.com.

CARROZZINE MANUALI E SOLUZIONI DI SEDUTA

Tutte le carrozzine Etac sono progettate per soddisfare le esigenze di utenti diversi così come esigenze di assistenza. Ci sono diversi modelli pieghevoli e a telaio rigido tra cui scegliere - tutti con molte possibilità di regolazione e una vasta gamma di accessori. Le nostre carrozzine garantiscono all'utente il miglior comfort di seduta, facilità di utilizzo e ottima manovrabilità.

La carrozzina Cross 5 combina il massimo comfort con una funzionalità ottimale progettata per molti utenti diversi. Per saperne di più su Etac Cross 5 e altre carrozzine visitate il sito etac.com.



SOLUZIONI DI TRASFERIMENTO

Etac offre un'ampia gamma di ausili di trasferimento, caratterizzati da elevata qualità in termini di funzionalità, durata e design. Immedia, la nostra gamma di prodotti manuali per il trasferimento, garantisce trasferimenti sicuri e confortevoli. I prodotti lisci eliminano i punti di attrito e facilitano lo spostamento del peso. Essi facilitano anche l'utilizzo di schemi di movimento naturali e il trasferimento può essere eseguito con facilità e dignità, sia per l'assistente che per l'assistito.



Immedia Slingo è la soluzione ottimale per l'inserimento di un'imbragatura di sollevamento senza rotolamento.

Molift è la nostra gamma di alta qualità di sollevatori e imbragature sviluppati per garantire la sicurezza, la dignità e il comfort. L'obiettivo è quello di fornire la cura migliore e più sicura, evitare situazioni di sollevamento pesanti che possono mettere la schiena dell'assistente a rischio e fornire al settore sanitario soluzioni convenienti ed efficaci.



Molift Smart 150 è leggero, pieghevole e trasportabile senza attrezzi

BAGNO COMFORT E SOLUZIONI DI VITA QUOTIDIANA

I prodotti Etac per la vita quotidiana sono stati progettati per alleviare lo stress e la tensione sui muscoli e le articolazioni, rendendo più facile per l'utente continuare a svolgere le attività quotidiane, come per esempio afferrare, girare, mangiare, scrivere e vestirsi.

Etac fornisce anche soluzioni sicure per la balneazione e l'uso dei servizi igienici, che danno un alto senso di comfort. Gli ambienti umidi hanno elevate esigenze di durata e qualità. Tutti i prodotti hanno costruzione e materiali che possono gestire lo sforzo e garantire una lunga durata

Fare la doccia è uno dei piccoli piaceri della vita quotidiana e crea anche un momento per la riflessione. Il sedile doccia pieghevole Etac Relax permette di sedersi facilmente e godersi la sensazione di benessere.



CARROZZINE ELETTRONICHE

Le Carrozze elettroniche Etac offrono comfort, qualità e versatilità. Sono le carrozzine elettroniche multifunzionali più avanzate. Consentono una regolazione in altezza più ampia di qualsiasi altra carrozzina. Le nostre carrozzine elettroniche hanno anche un sistema di fissaggio di trasporto strutturalmente integrato.

Scopri il futuro della vita autonoma in carrozzella elettronica con la gamma intelligente Etac E800.



SOLUZIONI JUNIOR

Non c'è dubbio che l'indipendenza è essenziale per lo sviluppo di un bambino. I bambini meno capaci non sono diversi. Proprio come tutti gli altri, anche loro vogliono essere in grado di fare le cose da soli e iniziare a scoprire chi sono veramente. Attraverso la filiale Etac R82 offriamo il meglio con un assortimento completo appositamente progettato per i bambini aiutandoli ad espandere i propri orizzonti.

Il prodotto Rabbit è sicuro, affidabile e facile da regolare, soddisfacendo così le esigenze di ogni bambino. Esso fornisce ai bambini l'opportunità di esplorare e godere di nuove ed emozionanti avventure.

ULTERIORI SOLUZIONI ETAC



Immedia Easy Turn



Etac spugna corpo Beauty



x:panda



Immedia Butterfly



Etac Edge

*Vendita, noleggio e assistenza attrezzature ortopediche
e ausili per la mobilità ed il benessere*



Per spostarsi



Per riposarsi



Per esercitarsi



Per crescere



Per muoversi



Per alzarsi



Per salire e scendere

Rivenditore autorizzato:



via Proventa, 52
48018 Faenza (RA) Italia

tel: (+39) 0546 46870
fax: (+39) 0546 46467

Medimec® International srl: Registro Imprese Ravenna, codice fiscale e partita iva: 02259030399. Capitale Sociale: 100.000€ interamente versato. Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative di Ravenna n.185706. Azienda con sistema di gestione qualità certificato secondo la norma ISO 9001:2008.

www.medimec.it

medimec@medimec.it