

☒ Ordine ☐ Preventivo ☐ Conto visione

Reinviare a ufficio commerciale:
commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

Real 9000 Plus

Rivenditore

Valutazione eseguita da:

Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

Real 9000 Plus

Sedia lavoro ergonomica manuale

A PARTIRE DA 2.330,00 € + IVA

Numero repertorio Ministero: 2574943

Configurazione di base

- Seduta Ergomedic Plus (misura 44 x 48 cm)
- Senza basculamento
- Schienale Ergomedic alto 40 x 34 cm
- Meccanismo regolazione schienale alto: standard
- Tessuto nero traforato a nido d'ape
- Braccioli neri regolabili in altezza (lunghezza 35 cm)
- Altezza seduta 40-60 cm con regolazione tramite molla a gas sotto la seduta - peso utente: 55-90 kg
- Set 4 ruote standard XL 100 mm
- Freno standard

	Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
☐	110MODMV24V1G	Sedia lavoro manuale REAL 9000 PLUS	PZ	2.330,00 €

Dati Tecnici	
Portata max utente	150 kg
Larghezza	480 mm ¹
Lunghezza	550 mm
Altezza totale	600-1030 cm ²
Altezza della seduta	320-750 cm ³
Larghezza seduta	400-480 cm
Profondità seduta	390-530 mm
Inclinazione della seduta ⁴	0, -15°/8°, -8°/+15°, 0°/+23°, -15°/+15°
Altezza dello schienale	200-430 mm
Larghezza dello schienale	350-460 mm
Meccanismo di inclinazione dello schienale	-15°/+30°, -3°/+40°, -15°/+45°, -23°/+28°
Ruote	100 mm
Peso	20-38 kg
Pendenza massima del suolo in posizione frenata ⁵	5°

1) A seconda della larghezza del sedile e della regolazione dei braccioli, il prodotto può essere più largo

2) Altezza totale con schienale ErgoMedic 380 x 260 mm

3) Queste altezze di seduta sono ottenute con meccanismi di sollevamento diversi

4) Il valore negativo (-) indica l'inclinazione in avanti e il valore positivo (+) l'inclinazione all'indietro

5) Valido in tutte le direzioni



La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.02.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/real-9000-plus>.



Nota: l'illustrazione non corrisponde
alla configurazione di base

Seduta							
							
Seduta Ergomedic Plus (larghezza x profondità)				Seduta Ergomedic (larghezza x profondità)			
Articolo	Descrizione	Prezzo / Pz.		Articolo	Descrizione	Prezzo / Pz.	
☐ ST2035	40 x 39 cm	incl.		☐ ST1035	40 x 39 cm	incl.	
☐ ST2030	40 x 43 cm	incl.		☐ ST1030	40 x 43 cm	incl.	
☐ ST2025	40 x 48 cm	incl.		☐ ST1025	40 x 48 cm	incl.	
☐ ST2020	44 x 43 cm	incl.		☐ ST1020	44 x 43 cm	incl.	
☐ ST2015	44 x 48 cm (standard)	incl.		☐ ST1015	44 x 48 cm	incl.	
☐ ST2013	44 x 53 cm	46,00 €		☐ ST1013	44 x 53 cm	incl.	
☐ ST2010	48 x 48 cm	incl.		☐ ST1010	48 x 48 cm	incl.	
☐ ST2008	48 x 53 cm	46,00 €		☐ ST1008	48 x 53 cm	incl.	

Basculamento			
Senza basculamento (standard) 		Basculamento +15° anteriore / 8° posteriore (scegliere regolazione dalla tabella sottostante) 	
Basculamento +15° anteriore / 8° posteriore regolabile in 3 posizioni (in combinazione con regolazione SAR31 o SAR20) 			
Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.	
☐ 90SA00	incl.	☐ 90SA10	350,00 €
		☐ 90SA20	905,00 €

Regolazione basculamento			
Regolazione a manovella 		Basculamento con molla a gas. Regolazione sotto la seduta 	
Basculamento con molla a gas, regolazione sotto il bracciolo 			
Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.	
☐ SAR20	125,00 €	☐ SAR30	145,00 €
		☐ SAR31	340,00 €

Schienale			
Schienale Ergomedic basso (larghezza x altezza)		Schienale Ergomedic Plus basso (larghezza x altezza)	
38 x 26 cm	33 x 26 cm	40 x 20 cm	35 x 20 cm
			
Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.	
☐ BR1055	incl.	☐ BR1060	incl.
		☐ BR2075	82,00 €
		☐ BR2080	82,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.02.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/real-9000-plus>.

Schienale Ergomedic alto (larghezza x altezza)		
40 x 34 cm (standard)	33 x 36 cm	42 x 43 cm
		
Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.
☐ BR1030	incl. ☐ BR1025	☐ BR1015
		113,00 €









Schienale Ergomedic Plus alto (larghezza x altezza)	
46 x 43 cm	35 x 43 cm
	
☐ BR2010	☐ BR2020
232,00 €	232,00 €

Schienale Ergomedic Plus alto con cuneo (larghezza x altezza)		
42 x 43 cm	46 x 43 cm	35 x 43 cm
		
Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.
☐ BR2515	☐ BR2510	☐ BR2520
473,00 €	473,00 €	473,00 €

Schienale Ergomedic Plus alto con cuneo rinforzato (larghezza x altezza)		
42 x 43 cm	46 x 43 cm	35 x 43 cm
		
Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.
☐ BR3515	☐ BR3510	☐ BR3520
1.080,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €

Schienale Ergomedic Plus alto con supporto lombare gonfiabile (larghezza x altezza)		
42 x 43 cm	46 x 43 cm	35 x 43 cm
		
Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.
☐ BR2115	☐ BR2110	☐ BR2120
473,00 €	473,00 €	473,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.02.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/real-9000-plus>.

Regolazione schienale					
Per schienale basso					
Standard – regolabile in 3 punti (angolazione schienale, altezza e angolazione totale)	Medic – regolabile in 3 punti (angolazione schienale, altezza e angolazione totale) e in profondità 155 x 240 mm	Regolazione comfort tramite molla a gas sotto la seduta a destra	Regolazione comfort tramite molla a gas sotto il bracciolo destro anteriore		
					
Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.		
☐ BRM1000 incl.	☐ BRM1600 247,00 €	☐ BRM2614 247,00 €	☐ BRM2610 380,00 €		
Per schienale alto					
Standard – regolabile in 3 punti (angolazione schienale, altezza e angolazione totale)	Medic – regolabile in 3 punti (angolazione schienale, altezza e angolazione totale) e in profondità 155 x 240 mm	Regolazione comfort tramite molla a gas sotto la seduta a destra	Regolazione comfort tramite molla a gas sotto il bracciolo destro anteriore		
					
Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.		
☐ BRM4000 incl.	☐ BRM4600 247,00 €	☐ BRM6614 247,00 €	☐ BRM6612 380,00 €		
Imbottitura					
Grigio	Bordeaux	Blu reale	Nero	Per incontinenti grigio	Rosso in finta pelle
					
Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.
☐ MERCADO46 incl.	☐ MERCADO41 incl.	☐ MERCADO45 incl.	☐ MERCADO48 incl.	☐ MERCADO60 incl.	☐ MERCADO31 77,00 €
Marrone in finta pelle	Blu in finta pelle	Grigio in finta pelle	Nero in finta pelle	Tessuto nero traforato a nido d'ape (standard)	
					
Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	
☐ MERCADO32 77,00 €	☐ MERCADO35 77,00 €	☐ MERCADO36 77,00 €	☐ MERCADO38 77,00 €	☐ MERCADO3D incl.	

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.02.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/real-9000-plus>.

Braccioli neri (paio)				
				
Prezzo / Pa	Prezzo / Pa	Prezzo / Pa	Prezzo / Pa	Prezzo / Pa
☐ AR103038 Lunghezza 35 cm (standard) incl. ☐ AR102038 Lunghezza 30 cm incl. ☐ AR101038 Lunghezza 25 cm incl. ☐ AR104048 Lunghezza 40 cm 42,00 €	☐ AR503038 Comfort, lunghezza 35 cm 170,00 € ☐ AR502038 Comfort, lunghezza 30 cm 170,00 € ☐ AR504048 Comfort, lunghezza 40 cm 170,00 €	☐ AR513038 Extra soft, lunghezza 35 cm 150,00 € ☐ AR512038 Extra soft, lunghezza 30 cm 150,00 € ☐ AR511038 Extra soft, lunghezza 25 cm 150,00 €	☐ AR406038 Braccioli destro + sinistro per emiplegici 845,00 €	☐ ARM3011+ARM3012 Meccanismo flip up (non comprende i braccioli) 1.100,00 €

Altezza seduta da terra (senza cuscino)			
Altezza seduta 40-60 cm			
	Articolo	Descrizione	Prezzo / Pz.
☐	90SH2020	Regolazione tramite molla a gas sotto la seduta - peso utente: 55-90 kg (standard)	incl.
☐	90SH2010	Regolazione tramite molla a gas sotto il bracciolo - peso utente: 55-90 kg	140,00 €
☐	90SH2120	Regolazione tramite molla a gas con rotazione, sotto la seduta - peso utente: 55-90 kg	140,00 €
☐	90SH1020	Regolazione tramite molla a gas sotto la seduta - peso utente: < 55 kg	incl.
☐	90SH1012	Regolazione tramite molla a gas sotto il bracciolo - peso utente: < 55 kg	140,00 €
☐	90SH1120	Regolazione tramite molla a gas con rotazione, sotto la seduta - peso utente: < 55 kg	140,00 €
☐	90SH3020	Regolazione tramite molla a gas sotto la seduta - peso utente: 90-140 kg	incl.
☐	90SH3010	Regolazione tramite molla a gas sotto il bracciolo - peso utente: 90-140 kg	140,00 €
☐	90SH3120	Regolazione tramite molla a gas con rotazione, sotto la seduta - peso utente: 90-140 kg	140,00 €
Altezza seduta 32-46 cm			
	Articolo	Descrizione	Prezzo / Pz.
☐	90SH5020	Molla a gas 55-90 kg - regolazione sotto la seduta	incl.
☐	90SH5010	Molla a gas 55-90 kg - regolazione sotto il bracciolo	140,00 €
☐	90SH5120	Molla a gas 55-90 kg con rotazione	140,00 €
☐	90SH4020	Molla a gas < 55 kg - regolazione sotto la seduta	incl.
☐	90SH4010	Molla a gas < 55 kg - regolazione sotto il bracciolo	140,00 €
☐	90SH4120	Molla a gas < 55 kg con rotazione	140,00 €
☐	90SH6020	Molla a gas 90-140 kg - regolazione sotto la seduta	incl.
☐	90SH6010	Molla a gas 90-140 kg - regolazione sotto il bracciolo	140,00 €
☐	90SH6120	Molla a gas 90-140 kg con rotazione	140,00 €

Ruote		
	Articolo	Descrizione
☐	WE1010	Set 4 ruote standard XL 100 mm (standard)
☐	WE3010	Set 4 ruote cib rollio extra facile
		Prezzo / Set
		incl.
		77,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.02.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/real-9000-plus>.

Anello poggiapiede			
1/4, pieghevole (destra + sinistra)	1/8, destro pieghevole	1/8, sinistro pieghevole	
			
Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	
☐ FR3010 175,00 €	☐ FR1010 145,00 €	☐ FR2010 145,00 €	

Pedane poggiapiedi			
Immagine	Articolo	Descrizione	Prezzo / Pz.
	☐ LS151110	Diviso, S, 18-24 cm (destro + sinistro)	485,00 €
	☐ LS151210	Diviso, M, 23-32 cm (destro + sinistro)	485,00 €
	☐ LS151310	Diviso, L, 28-41 cm (destro + sinistro)	485,00 €
	☐ LS151410	Diviso, XL, 38-51 cm (destro + sinistro)	565,00 €
	☐ LS101110	Indivisibile, S, 18-24 cm	485,00 €
	☐ LS101210	Indivisibile, M, 23-32 cm	485,00 €
	☐ LS101310	Indivisibile, L, 28-41 cm	485,00 €
	☐ LS101410	Indivisibile, XL, 38-51 cm	565,00 €

Pedana poggiapiedi richiudibile			
Pedana 25 x 18 cm		Pedana 29 x 24 cm	
Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	
☐ LS212110 L 30-38 771,00 €	☐ LS262110 L 30-38 771,00 €	☐ LS262210 XL 37-53 771,00 €	
☐ LS212210 XL 37-53 771,00 €			

Freno			
Leva Freno 35 cm	Cross per leva freno	Leva freno 45 cm	
			
Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	
☐ BD1010 incl.	☐ RC1010 46,00 €	☐ BD1030 26,00 €	

Opzione telaio			
Articolo	Descrizione	Prezzo / Pz.	
☐ EVB2Z	Telaio speciale con 5 supporti nero con ruote 65 mm e senza freno - 39-54 cm	su richiesta	
☐ EVB2A	Telaio speciale con 5 supporti grigio con ruote 65 mm e senza freno - 39-54 cm	su richiesta	

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.02.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/real-9000-plus>.

Tavolino			
Tavolino, 60 x 45 cm		Tavolino, 45 x 37 cm	
			
Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.	
☐ TA1010 535,00 €		☐ 990960 535,00 €	

NB: La rotazione del tavolino è possibile solo verso sinistra.

Supporti pelvici con cover				
	Articolo	Taglia	Descrizione	Prezzo / Pa
☐	SS1110	Taglia XS	15 x 8 cm, incl. meccanismo	610,00 €
☐	SS1120	Taglia S	28 x 8 cm, incl. meccanismo	610,00 €
☐	SS1130	Taglia M	24 x 14 cm, incl. meccanismo	610,00 €
☐	SS1140	Taglia L	30 x 16 cm, incl. meccanismo	610,00 €

Supporti toracali					
15 x 13 cm, incl. meccanismo e cover		Tondo, 15 x 13 cm, incl. meccanismo e cover		Regolabili in altezza e profondità	
					
Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.	
☐	TS1110 destro	252,00 €	☐	TS2110 destro	252,00 €
☐	TS1210 sinistro	252,00 €	☐	TS2210 sinistro	252,00 €
☐	TS3120 destro	320,00 €	☐	TS3220 sinistro	320,00 €

NB: I supporti toracali non sono compatibili con lo schienale Ergonomic Plus con cuneo.

Poggiatesta			
	Articolo	Descrizione	Prezzo / Pz.
☐	NS3010	Cuscino piatto, 29 x 16 x 28 cm	330,00 €
☐	NS3030	Cuscino curvo, 31 x 18 x 28 cm	412,00 €
☐	NS3020	Cuscino Plus, 30 x 23 x 28 cm	412,00 €
☐	NS3040	Cuscino Plus, 30 x 8 x 28 cm	462,00 €

Barra/maniglia di spinta			
Barra di spinta		Manici di spinta	
			
Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.	
☐ PB1011 380,00 €		☐ PB1010 380,00 €	

Cintura pelvica			
		Articolo	Descrizione
	☐	HB1010	Cintura pelvica S, 51-71 cm
	☐	HB1020	Cintura pelvica M, 63-83 cm
	☐	HB1030	Cintura pelvica L, 83-103 cm
			Prezzo / Pz.
			155,00 €
			155,00 €
			155,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.02.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/real-9000-plus>.