

Ordine

Preventivo

Conto visione

Reinviare a ufficio commerciale:
commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

Real 9700 Plus Coxit

Rivenditore

Valutazione eseguita da:

Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

Real 9700 Plus Coxit

Sedia lavoro ergonomica manuale Coxit



A PARTIRE DA 2.400,00 € + IVA

Numero repertorio Ministero: 2574943

Configurazione di base

- Seduta Ergomedic Coxit planare 44 x 48 cm
- Senza basculamento
- Schienale Ergomedic alto 40 x 34 cm
- Meccanismo regolazione schienale alto: standard
- Tessuto nero traforato a nido d'ape
- Braccioli neri regolabili in altezza 35 cm
- Altezza seduta 40-60 cm con regolazione tramite molla a gas sotto la seduta - peso utente: 55-90 kg
- Set 4 ruote standard XL 100 mm

Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
117MODMVC24V1G	Sedia lavoro manuale REAL 9700 PLUS con seduta divisa	PZ	2.400,00 €

Dati Tecnici	
Portata max utente	150 kg
Larghezza	480 mm ¹
Lunghezza	550 mm
Altezza totale	600-1030 cm ²
Altezza della seduta	320-750 cm ³
Larghezza seduta	400-480 cm
Profondità seduta	390-530 mm
Inclinazione della seduta ⁴	0, -15°/8°, -8°/+15°, 0°/+23°, -15°/+15°
Altezza dello schienale	200-430 mm
Larghezza dello schienale	350-460 mm
Meccanismo di inclinazione dello schienale	-15°/+30°, -3°/+40°, -15°/+45°, -23°/+28°
Ruote	100 mm
Peso	20-38 kg
Pendenza massima del suolo in posizione frenata ⁵	5°

1) A seconda della larghezza del sedile e della regolazione dei braccioli, il prodotto può essere più largo

2) Altezza totale con schienale ErgoMedic 380 x 260 mm

3) Queste altezze di seduta sono ottenute con meccanismi di sollevamento diversi

4) Il valore negativo (-) indica l'inclinazione in avanti e il valore positivo (+) l'inclinazione all'indietro

5) Valido in tutte le direzioni



Nota: l'illustrazione non corrisponde alla configurazione di base

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.02.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/real-9700-plus-coxit>.

Seduta						
Seduta Ergomedic (larghezza x profondità)						
Seduta ErgoMedic Coxit planare				Seduta ErgoMedic Coxit sagomata Plus		
						
Articolo	Descrizione	Prezzo / Pz.		Articolo	Descrizione	Prezzo / Pz.
ST1335	40 x 39 cm	incl.		ST2335	40 x 39 cm	118,00 €
ST1330	40 x 43 cm	incl.		ST2330	40 x 43 cm	118,00 €
ST1325	40 x 48 cm	incl.		ST2325	40 x 48 cm	118,00 €
ST1320	44 x 43 cm	incl.		ST2320	44 x 43 cm	118,00 €
ST1315	44 x 48 cm (standard)	incl.		ST2315	44 x 48 cm	118,00 €
ST1310	48 x 48 cm	incl.		ST2310	48 x 48 cm	118,00 €

Basculamento		
Senza basculamento (standard)	Basculamento +15° anteriore / 8° posteriore (scegliere regolazione dalla tabella sottostante)	Basculamento +15° anteriore / 8° posteriore regolabile in 3 posizioni (in combinazione con regolazione SAR31 o SAR20)
		
90SA00	90SA10	90SA20
Prezzo / Pz. incl.	Prezzo / Pz. 350,00 €	Prezzo / Pz. 905,00 €

Regolazione basculamento		
Regolazione a manovella	Basculamento con molla a gas. Regolazione sotto la seduta	Basculamento con molla a gas, regolazione sotto il bracciolo
		
SAR20	SAR30	SAR31
Prezzo / Pz. 125,00 €	Prezzo / Pz. 145,00 €	Prezzo / Pz. 340,00 €

Schienale			
Schienale Ergomedic basso (larghezza x altezza)		Schienale Ergomedic Plus basso (larghezza x altezza)	
38 x 26 cm	33 x 26 cm	40 x 20 cm	35 x 20 cm
			
BR1055	BR1060	BR2075	BR2080
Prezzo / Pz. incl.	Prezzo / Pz. incl.	Prezzo / Pz. 82,00 €	Prezzo / Pz. 82,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.02.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/real-9700-plus-coxit>.

Schienale Ergomedic alto (larghezza x altezza)		
40 x 34 cm (standard)	33 x 36 cm	42 x 43 cm
		
Prezzo / Pz. BR1030 incl.	Prezzo / Pz. BR1025 incl.	Prezzo / Pz. BR1015 113,00 €

Schienale Ergomedic Plus alto (larghezza x altezza)	
46 x 43 cm	35 x 43 cm
	
BR2010 232,00 €	BR2020 232,00 €

Schienale Ergomedic Plus alto con cuneo (larghezza x altezza)		
42 x 43 cm	46 x 43 cm	35 x 43 cm
		
Prezzo / Pz. BR2515 473,00 €	Prezzo / Pz. BR2510 473,00 €	Prezzo / Pz. BR2520 473,00 €








Schienale Ergomedic Plus alto con cuneo rinforzato (larghezza x altezza)		
42 x 43 cm	46 x 43 cm	35 x 43 cm
		
Prezzo / Pz. BR3515 1.080,00 €	Prezzo / Pz. BR3510 1.080,00 €	Prezzo / Pz. BR3520 1.080,00 €

Schienale Ergomedic Plus alto con supporto lombare gonfiabile (larghezza x altezza)		
42 x 43 cm	46 x 43 cm	35 x 43 cm
		
Prezzo / Pz. BR2115 473,00 €	Prezzo / Pz. BR2110 473,00 €	Prezzo / Pz. BR2120 473,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.02.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/real-9700-plus-coxit>.

Regolazione schienale			
Per schienale basso			
Standard – regolabile in 3 punti (angolazione schienale, altezza e angolazione totale)	Medic – regolabile in 3 punti (angolazione schienale, altezza e angolazione totale) e in profondità 155 x 240 mm	Regolazione comfort tramite molla a gas sotto la seduta a destra	Regolazione comfort tramite molla a gas sotto il bracciolo destro anteriore
			
Prezzo / Pz. BRM1000 incl.	Prezzo / Pz. BRM1600 247,00 €	Prezzo / Pz. BRM2614 247,00 €	Prezzo / Pz. BRM2610 380,00 €

Per schienale alto			
Standard – regolabile in 3 punti (angolazione schienale, altezza e angolazione totale)	Medic – regolabile in 3 punti (angolazione schienale, altezza e angolazione totale) e in profondità 155 x 240 mm	Regolazione comfort tramite molla a gas sotto la seduta a destra	Regolazione comfort tramite molla a gas sotto il bracciolo destro anteriore
			
Prezzo / Pz. BRM4000 incl.	Prezzo / Pz. BRM4600 247,00 €	Prezzo / Pz. BRM6614 247,00 €	Prezzo / Pz. BRM6612 380,00 €

Imbottitura					
Grigio	Bordeaux	Blu reale	Nero	Per incontinenti grigio	Rosso in finta pelle
					
Prezzo / Pz. MERCADO46 incl.	Prezzo / Pz. MERCADO41 incl.	Prezzo / Pz. MERCADO45 incl.	Prezzo / Pz. MERCADO48 incl.	Prezzo / Pz. MERCADO60 incl.	Prezzo / Pz. MERCADO31 77,00 €
Marrone in finta pelle	Blu in finta pelle	Grigio in finta pelle	Nero in finta pelle	Tessuto nero traforato a nido d'ape (standard)	
					
Prezzo / Pz. MERCADO32 77,00 €	Prezzo / Pz. MERCADO35 77,00 €	Prezzo / Pz. MERCADO36 77,00 €	Prezzo / Pz. MERCADO38 77,00 €	Prezzo / Pz. MERCADO3D incl.	

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.02.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/real-9700-plus-coxit>.


Braccioli neri (paio)				
				
Prezzo / Pa	Prezzo / Pa	Prezzo / Pa	Prezzo / Pa	Prezzo / Pa
AR103038 Lunghezza 35 cm (standard) incl.	AR503038 Comfort, lunghezza 35 cm 170,00 €	AR513038 Extra soft, lunghezza 35 cm 150,00 €	AR406038 Braccioli destro + sinistro per emiplegici 845,00 €	ARM3011+ARM3012 Meccanismo flip up (non comprende i braccioli) 1.100,00 €
AR102038 Lunghezza 30 cm incl.	AR502038 Comfort, lunghezza 30 cm 170,00 €	AR512038 Extra soft, lunghezza 30 cm 150,00 €		
AR101038 Lunghezza 25 cm incl.	AR504048 Comfort, lunghezza 40 cm 170,00 €	AR511038 Extra soft, lunghezza 25 cm 150,00 €		
AR104048 Lunghezza 40 cm 42,00 €				

Altezza seduta da terra (senza cuscino)			
Altezza seduta 40-60 cm			
	Articolo	Descrizione	Prezzo / Pz.
	90SH2020	Regolazione tramite molla a gas sotto la seduta - peso utente: 55-90 kg (standard)	incl.
	90SH2010	Regolazione tramite molla a gas sotto il bracciolo - peso utente: 55-90 kg	140,00 €
	90SH2120	Regolazione tramite molla a gas con rotazione, sotto la seduta - peso utente: 55-90 kg	140,00 €
	90SH1020	Regolazione tramite molla a gas sotto la seduta - peso utente: < 55 kg	incl.
	90SH1012	Regolazione tramite molla a gas sotto il bracciolo - peso utente: < 55 kg	140,00 €
	90SH1120	Regolazione tramite molla a gas con rotazione, sotto la seduta - peso utente: < 55 kg	140,00 €
	90SH3020	Regolazione tramite molla a gas sotto la seduta - peso utente: 90-140 kg	incl.
	90SH3010	Regolazione tramite molla a gas sotto il bracciolo - peso utente: 90-140 kg	140,00 €
	90SH3120	Regolazione tramite molla a gas con rotazione, sotto la seduta - peso utente: 90-140 kg	140,00 €
Altezza seduta 32-46 cm			
	Articolo	Descrizione	Prezzo / Pz.
	90SH5020	Molla a gas 55-90 kg - regolazione sotto la seduta	incl.
	90SH5010	Molla a gas 55-90 kg - regolazione sotto il bracciolo	140,00 €
	90SH5120	Molla a gas 55-90 kg con rotazione	140,00 €
	90SH4020	Molla a gas < 55 kg - regolazione sotto la seduta	incl.
	90SH4010	Molla a gas < 55 kg - regolazione sotto il bracciolo	140,00 €
	90SH4120	Molla a gas < 55 kg con rotazione	140,00 €
	90SH6020	Molla a gas 90-140 kg - regolazione sotto la seduta	incl.
	90SH6010	Molla a gas 90-140 kg - regolazione sotto il bracciolo	140,00 €
	90SH6120	Molla a gas 90-140 kg con rotazione	140,00 €

Ruote		
Articolo	Descrizione	Prezzo / Set
WE1010	Set 4 ruote standard XL 100 mm (standard)	incl.
WE3010	Set 4 ruote cib rollio extra facile	77,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.02.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/real-9700-plus-coxit>.

Anello poggipiede			
1/4, pieghevole (destra + sinistra)	1/8, destro pieghevole	1/8, sinistro pieghevole	
			
FR3010	FR1010	FR2010	
Prezzo / Pz. 175,00 €	Prezzo / Pz. 145,00 €	Prezzo / Pz. 145,00 €	

Freno		
Leva Freno 35 cm	Cross per leva freno	Leva freno 45 cm
		
BD1010	RC1010	BD1030
Prezzo / Pz. incl.	Prezzo / Pz. 46,00 €	Prezzo / Pz. 26,00 €

Opzione telaio			
Articolo	Descrizione		Prezzo / Pz.
EVB2Z	Telaio speciale con 5 supporti nero con ruote 65 mm e senza freno - 39-54 cm		su richiesta
EVB2A	Telaio speciale con 5 supporti grigio con ruote 65 mm e senza freno - 39-54 cm		su richiesta

Tavolino	
Tavolino, 60 x 45 cm	Tavolino, 45 x 37 cm
	
TA1010	990960
Prezzo / Pz. 535,00 €	Prezzo / Pz. 535,00 €

NB: La rotazione del tavolino è possibile solo verso sinistra.

Supporti pelvici con cover				
Articolo	Taglia	Descrizione		Prezzo / Pa
SS1110	Taglia XS	15 x 8 cm, incl. meccanismo		610,00 €
SS1120	Taglia S	28 x 8 cm, incl. meccanismo		610,00 €
SS1130	Taglia M	24 x 14 cm, incl. meccanismo		610,00 €
SS1140	Taglia L	30 x 16 cm, incl. meccanismo		610,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.02.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/real-9700-plus-coxit>.

Supporti toracali					
15 x 13 cm, incl. meccanismo e cover		Tondo, 15 x 13 cm, incl. meccanismo e cover		Regolabili in altezza e profondità	
					
Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.	
TS1110	destro	252,00 €	TS2110	destro	252,00 €
TS1210	sinistro	252,00 €	TS2210	sinistro	252,00 €
			TS3120	destro	320,00 €
			TS3220	sinistro	320,00 €

NB: I supporti toracali non sono compatibili con lo schienale Ergonomic Plus con cuneo.

Poggiatesta			
Articolo	Descrizione	Prezzo / Pz.	
NS3010	Cuscino piatto, 29 x 16 x 28 cm	330,00 €	
NS3030	Cuscino curvo, 31 x 18 x 28 cm	412,00 €	
NS3020	Cuscino Plus, 30 x 23 x 28 cm	412,00 €	
NS3040	Cuscino Plus, 30 x 8 x 28 cm	462,00 €	

Barra/maniglia di spinta			
Barra di spinta		Manici di spinta	
			
Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.	
PB1011	380,00 €	PB1010	380,00 €

Cintura pelvica			
	Articolo	Descrizione	Prezzo / Pz.
	HB1010	Cintura pelvica S, 51-71 cm	155,00 €
	HB1020	Cintura pelvica M, 63-83 cm	155,00 €
	HB1030	Cintura pelvica L, 83-103 cm	155,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.02.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/real-9700-plus-coxit>.