

Ordine

Preventivo

Conto visione

Reinviare a ufficio commerciale:
commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

max-e

Black edition

Rivenditore

Valutazione eseguita da:

Riferimento Utente Signor/a:

max-ePropulsore per la trasformazione della carrozzina manuale
in elettronica**A PARTIRE DA € 4.890,00 + IVA**

Numero repertorio Ministero: 2515921

Riconducibilità per omogeneità funzionale a:Carrozzina elettrica per uso interno/esterno
codice ISO secondo **DM 27/08/99 n. 332: 12.21.27.006**Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote)
codice ISO secondo **DPCM 12/01/17 Allegato 5: 12.24.09.006**

Attenzione! I codici ISO sopracitati sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore

Configurazione di base

- Gruppo propulsivo ad innesto con freno automatico
- Comando ergonomico programmabile
- Coppia di ruote estraibili complete con cremagliera
- Batterie da 12v/16ah sigillate al piombo
- Carica batteria elettronico automatico
- Dispositivo di aggancio alla carrozzina

**Dati tecnici**

Portata max utente + carrozzina + MAX-E	200 kg
Dimensioni unità propulsore	L 30-70 x P 15,3 x H 29 cm
Diametro ruote	24" / 20"
Dimensione min seduta carrozzina	28 cm
Velocità max avanti - indietro fino a *	6-3km/h
Pendenza superabile fino a **	20%
Autonomia con una carica fino a **	16 km
Peso/tipo pacco batteria	10,1 kg / 2 x 12 V, 16 AH, GEL-PIOMBO
Peso/tipo propulsore	9 kg / 24 V, 130 W, DC
Peso comando	0,5 kg
Peso totale	20,1 kg

* Velocità regolabile in modo lineare

** L'autonomia (secondo norma ISO 7176-4) e la capacità di frenata dipendono anche dal peso della persona trasportata, dal tipo di superficie percorsa, dalla temperatura ambientale, ecc..

Configurazione di base

Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
330320	max-e con comando con cavo - portata 160 kg	Pz.	4.890,00 €



La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 13.01.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/max-e.

Montaggio	
A cura del cliente (corso tecnico formativo obbligatorio)	
A cura di Medimec (la quotazione verrà comunicata all'interno del preventivo)	

Dati carrozzina (Obbligatorio)		
Marca:	Modello:	Larghezza Seduta cm:

Ruote			
Tipo	Prezzo / Pa.	Opzioni	Prezzo / Pa.
RUO24 Ruote da 24" con cremagliera con mancorrente standard incl.		MSP Mancorrenti stretti	80,00 €
		RUOFT Freni tamburo (*)	250,00 €
RUO20 Ruote da 20" con cremagliera con mancorrente standard incl.		330363 Protezione raggi per ruota 24"	250,00 €

* la carrozzina deve già essere predisposta per il freno a tamburo con maniglie per freni, guaine, fili



Regolazioni
Comando lato sinistro Comando lato destro (di serie)
A Distanza dal centro Joystick allo schienale (in cm):
B Altezza parte superiore comando da seduta - senza cuscino (in cm):
C Altezza anteriore della seduta (in cm):
D Altezza posteriore della seduta (in cm):
E Personalizzazione posizione dx e sx Joystick :

Compatibilità con ruote originali	
MED05 Set componenti opzionali per permettere anche l'utilizzo delle ruote originali della carrozzina oltre quelle con cremagliera fornite con il max-e	Prezzo / Pz. 90,00 €

Gancio	
GANCIOPR Gancio standard	Prezzo / Pz. incl.
330354 Gancio combinato per montascale a ruote mod. s-max	415,00 €

Comando			
	Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.
Standard Joystick con impugnatura standard	incl.	Supporto SPC Supporto posteriore del comando per accompagnatore	208,00 €
Joystick con impugnatura speciale		Regolazione guida Standard	incl.
330098 a T per tetra 34 mm	116,00 €	Personalizzata (indicare parametri):	incl.
330099 a T per tetra 20 mm	116,00 €		
SK050 a U per tetra	230,00 €		
330100 Softball Ø 70 mm	33,00 €		
330101 Sfera dura Ø 40 mm	33,00 €		
330102 Sfera dura Ø 50 mm	33,00 €		
330109 Piramide appiattita	79,00 €		

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 13.01.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/max-e.

Sicurezza

		Prezzo / Pa.
ROTANT	Coppia di rotelline antiribaltamento estraibili	208,00 €

 Per motivi di sicurezza non utilizzare il dispositivo senza il sistema di antiribaltamento

Accessori

Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
300020	Invertitore di corrente 12V/230V per ricarica nel veicolo	Pz.	235,00 €
MED48R	Barra stabilizzatrice asportabile	Pz.	94,50 €
330330	Pacco batterie maggiorato (anziché standard) inclusa sacca porta batterie	Pz.	210,00 €

Note per il montaggio

NB: La carrozzina ortopedica ci deve pervenire completa.