

Ordine

Preventivo

Conto visione

## Hercules PRIME R129

Rivenditore

Valutazione eseguita da:

Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

### Hercules Prime R129

Seggiolino per auto fino a 80 kg

**PREZZO BASE: 2.950,00 € + IVA**

Numero repertorio Ministero: 2578944

Thomashilfen

#### Configurazione di base

- Seggiolino con imbottitura di seduta, inguine e schienali
- Supporto per il capo
- Reclinazione continua dello schienale con leva di sgancio rapido
- Supporto pelvico imbottito
- Fodera traspirante lavabile a 40° in lavatrice
- Cinghia bretellaggio a 5 punti con imbottitura degli spallacci
- Regolazione in altezza dello schienale
- Regolazione in profondità della seduta
- Guida per il corretto posizionamento della cintura di sicurezza del veicolo (posizionabile a destra o sinistra)






#### Dati tecnici

Profondità seduta	40 - 48 cm
Larghezza seduta	38 cm
Altezza schienale	55 - 80 cm
Larghezza schienale	45 cm
Altezza spalle (guide della cintura)	38 - 60 cm
Larghezza spalle (con accessorio guida per spalle)	45 cm
Reclinazione schienale	135°
Basculamento schienale (con piastra basculamento da 10°)	0°
(con piastra basculamento da 20°)	0°/2,5°/5°/7,5°/10° 10°/12,5°/15°/17,5°/20°
Lunghezza da cavo popliteo (con poggiatesta)	17 - 43 cm
Altezza supporti laterali tronco (accessorio)	20 - 45 cm
Distanza max supporti laterali tronco (accessorio)	41 cm
Ingombro totale max (L x H x P)	52 x 88 x 43 cm
Ingombro da piegato (L x H x P)	52 x 21 x 60 cm
Peso (configurazione base)	12,3 kg circa
Portata max	80 kg
Altezza max utente	130 - 180 cm





Tutte le dimensioni sono espresse in larghezza per altezza per profondità. Tolleranze ± 1,5 cm. La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 13.01.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/hercules-r129](http://www.medimec.it/hercules-r129).

Seggiolino		
Articolo	Descrizione	Imponibile
<b>550</b>	Hercules Prime R129 seggiolino ortopedico per auto	2.950,00 €



Accessori		
Supporti consigliati per la stabilità della seduta		
Kit di connessione isofix (per veicoli in possesso di sistema di aggancio isofix) *	Barra stabilizzatrice posteriore (per veicolo NON equipaggiati da sistema isofix) *	Supporto di appoggio anteriore
		
Prezzo / Pz. <b>479</b> 187,00 €	Prezzo / Pz. <b>421</b> 139,00 €	Prezzo / Pz. <b>555</b> 260,00 €





\* Il kit Isofix 479 e la barra stabilizzatrice 421 NON possono essere utilizzati insieme

Basi per il seggiolino			
Piano rotante **	Base per la reclinazione fino a 10° **	Prolunga per la reclinazione fino a 20° da applicare a base 476 **	Cuscino stabilizzatore ***
			
Prezzo / Pz. <b>475</b> 490,00 €	Prezzo / Pz. <b>476</b> 360,00 €	Prezzo / Pz. <b>477</b> 105,00 €	Prezzo / Pz. <b>513</b> 129,00 €

\*\* Per una maggiore stabilità, si consiglia di abbinare al piano rotante o alla base per reclinazione, il kit di connessione Isofix (479) oppure il supporto di aggancio anteriore (555) oppure il cuscino stabilizzatore per la base (513)


\*\*\* Si raccomanda di utilizzare il cuscino stabilizzatore (513) nei veicoli dotati di sedili con incavo nella seduta per compensare le superficie di contatto del piano del seggiolino con il sedile del veicolo







Supporto per capo	
Prolunga della regolazione in altezza dello schienale (+ 4 cm)	Profondità del poggiatesta maggiorata (+ 4 cm)
	
Prezzo / Pz. <b>495</b> 73,00 €	Prezzo / Set <b>496</b> 95,00 €

Supporto per il tronco			
Supporti laterali per il tronco fissi****	Supporti laterali per il tronco swing-away ****	Pelotte toracali fisse****	Pelotte toracali swing-away****
			
Prezzo / Pa. <b>428</b> 490,00 €	Prezzo / Pa. <b>406</b> 590,00 €	Prezzo / Pa. <b>429</b> 295,00 €	Prezzo / Pa. <b>405</b> 590,00 €

\*\*\*\* I supporti laterali per il tronco (428, 406) e le pelotte toracali (429, 405) non possono essere utilizzati in combinazione tra di loro

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 13.01.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/hercules-r129](http://www.medimec.it/hercules-r129).

Supporto arti inferiori					
Cuneo di abduzione	Poggiapiedi pieghevole regolabile in altezza e angolazione		Guide laterali per le gambe (destra e sinistra)		
					
	Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.
<b>412</b>	295,00 €	<b>554</b>	530,00 €	<b>556</b>	330,00 €

Ulteriori accessori					
Clip aggiuntiva per la chiusura della cintura sul petto		Guida aggiuntiva per il corretto posizionamento della cintura di sicurezza dell'auto			
					
	Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.
<b>423</b>	18,00 €	<b>490</b>	160,00 €		
Cuscinetto di sicurezza con chiusura magnetica per la fibbia della cintura		Fodera di protezione frontale			
					
	Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.
<b>434</b>	198,00 €	<b>433</b>	70,00 €		
Fodera impermeabile per la seduta		Tappeto di protezione per il sedile e l'appoggiaschiena			
					
	Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.
<b>497</b>	168,00 €	<b>8141</b>	73,00 €		

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 13.01.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/hercules-r129](http://www.medimec.it/hercules-r129).