

SOLO

Propulsore con motorizzazione nelle ruote per la trasformazione della carrozzina manuale in elettronica

- Particolarmente adatto a **pazienti geriatrici o neurologici che presentano un certo grado di mobilità residua** e che desiderino un **maggior livello di autonomia** negli spostamenti nonostante eventuali **deficit di forza e/o resistenza degli arti superiori**

Due motori integrati nelle ruote posteriori, compatti e facilmente trasportabili anche nei bagagliai più ridotti

Comando ergonomico personalizzabile, **utilizzabile dall'utente o dall'accompagnatore**

Esteticamente **gradevole, leggero, silenzioso, di semplice installazione** grazie al sistema di aggancio brevettato a baionetta per estrazione ed inserimento delle ruote facilitato

Se **montato su carrozzina Meyra** un meccanismo su misura permette di ridurre l'incremento di larghezza totale della carrozzina

Batterie al litio o al piombo da 28,8 V che forniscono una autonomia di almeno **35 km**

Rapido passaggio alla modalità manuale disinserendo i motori

Compatibile con la maggior parte dei modelli di **carrozzine sia fisse che pieghevoli**

- Per l'elenco completo di accessori disponibili fare riferimento alla scheda prodotto

Prodotto da AAT Alber Antriebstechnik GmbH e distribuito da Medimec International s.r.l.
Rev. 00 del 10/03/2021

via Proventa, 52
48018 Faenza (RA) Italia

tel: (+39) 0546 46870
fax: (+39) 0546 46467

medimec@medimec.it

Medimec International srl – Registro Imprese Ravenna, Codice fiscale e partita iva: 02259030399
Capitale sociale: 100.000 € interamente versato – Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative di Ravenna n. 185706 – Azienda con sistema di gestione qualità certificato secondo la norma ISO 9001

