

☒ Ordine ☐ Preventivo

Reinviare a ufficio commerciale:
commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

Regia e Regia Partner

Rivenditore

Valutazione eseguita da:

Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

REGIA e REGIA PARTNER

Letto elettrico ortopedico

Numero repertorio Ministero: 2635333



Configurazione di Base

- Rete in metallo a 4 sezioni
- Regolazione elettrica testiera, pediera e altezza rete
- Regolazione in altezza in altezza da 26 a 80 cm con stop intermedi
- Ruote piroettanti e bloccabili
- Sistema frenata ruote centralizzato
- Copertura delle ruote
- Comando con opzione di blocco delle singole funzioni
- Posizionamento anti-trendelenburg



Nota: l'illustrazione non corrisponde alla configurazione di base

Dati tecnici	Regia 90	Regia 100	Regia Partner
Portata massima (utente + materasso + ausili)	225 kg	225 kg	2 x 225 kg
Peso massimo utente consigliato	175 kg	175 kg	2 x 175 kg
Dimensioni totali	L 101 x P 210 cm	L 111 x P 210 cm	L 196 x P 210 cm
Dimensioni rete e materasso	L 90 x P 200 cm	L 100 x P 200 cm	2 x L 90 x P 200 cm
H rete min-max	26 - 80 cm	26 - 80 cm	26 - 80 cm
Dimensione delle ruote (diametro)	50 mm	50 mm	50 mm
Regolazione elettrica inclinazione Anti-Trendelenburg	15°	15°	15°
Regolazione elettrica inclinazione dello schienale	70°	70°	70°
Regolazione elettrica inclinazione del poggiatesta	40°	40°	40°


La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 09.01.2025 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/regia>.

Dimensioni		
Base per letto ortopedico REGIA - dimensione materasso 90x200 cm	Base per letto ortopedico REGIA - dimensione materasso 100x200 cm	Base per letto ortopedico REGIA PARTNER - dimensione materasso 2x90x200 cm
Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.
☐ 28790090 2.950,00 €	☐ 287900100 3.290,00 €	☐ 266800 6.450,00 €
NOTA: Per completare la configurazione del letto, selezionare almeno un'opzione in ognuna delle seguenti categorie: Sponde laterali, Pannelli testiera a pediera, colore legno o rivestimento		
Sponde laterali		
Sponde laterali telescopiche su tutta la lunghezza in entrambi i lati. Ogni lato è composto da: 1 sponda telescopica da 110 cm + 1 sponda telescopica da 90 cm (interscambiabili di posizione fra di loro) 	Sponde laterali telescopiche da 110 cm su entrambi i lati. Ogni lato è composto da: 1 sponda telescopica da 110 cm + 1 pannello fisso da 90 cm 	Sponde laterali telescopiche da 90 cm su entrambi i lati. Ogni lato è composto da: 1 sponda telescopica da 90 cm + 1 pannello fisso da 110 cm 
VERSIONE 1 Prezzo / Set ☐ REGIAVERS1 1.130,00 €	VERSIONE 2 Prezzo / Set ☐ REGIAVERS2 710,00 €	VERSIONE 3 Prezzo / Set ☐ REGIAVERS3 710,00 €
Sponde laterali telescopiche da 110 cm e pannelli laterali in tessuto/pelle sintetica. Ogni lato è composto da: 1 sponda telescopica da 110 cm (zona testa) + 1 pannello imbottito e rivestito in tessuto/pelle sintetica da 90 cm (zona piedi) 	Sponde laterali telescopiche da 90 cm e pannelli laterali in tessuto/pelle sintetica. Ogni lato è composto da: 1 sponda telescopica da 90 cm (zona testa) + 1 pannello imbottito e rivestito in tessuto/pelle sintetica da 110 cm (zona piedi) 	Pannelli laterali in legno. Ogni lato è composto da: 1 pannello in legno da 110 cm + 1 pannello in legno da 90 cm (interscambiabili di posizione fra di loro) 
VERSIONE 4 Prezzo / Set ☐ REGIAVERS4 860,00 €	VERSIONE 5 Prezzo / Set ☐ REGIAVERS5 860,00 €	VERSIONE 6 Prezzo / Set ☐ REGIAVERS6 280,00 €
Pannelli laterali rivestiti da tessuto/pelle sintetica: Ogni lato è composto da: 1 pannello rivestito da 110 cm + 1 pannello rivestito da 90 cm (interscambiabili di posizione fra di loro) 	Sponde laterali telescopiche intere da 200 cm. Ogni lato è composto da: 1 sponda telescopica con due listelli da 200 cm + 1 pannello laterale in legno da 200 cm  Disponibile solo per Regia in configurazione con pannelli testiera/pediera PRIMUS o PRINZINO. Non disponibile per Regia Partner.	
VERSIONE 7 Prezzo / Set ☐ REGIAVERS7 590,00 €	VERSIONE 8 Prezzo / Set ☐ REGIAVERS8 470,00 €	

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 09.01.2025 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/regia>.

Pannelli Testiera e Pediera		
PRIMUS (1 pannello testiera chiuso in legno massello + 1 pannello pediera con fessura/maniglia in legno massello)  <i>Non disponibile per Regia Partner</i>	PRIMUS-LOW (1 pannello testiera chiuso in legno massello + 1 pannello pediera basso per una migliore visione da parte dell'utente con fessura/maniglia in legno massello)  <i>Non disponibile per Regia Partner</i>	PRINZINO (2 pannelli testiera/pediera con fessura in legno massello)  <i>Non disponibile per Regia Partner</i>
Prezzo / Set	Prezzo / Set	Prezzo / Set
☐ 287900KFH022 390,00 €	☐ 287900KFH023 390,00 €	☐ 287900KFH004 560,00 €
NOBLA (2 pannelli testiera/pediera in legno - non compatibili con sponda intera REGIAVERS8)  <i>Per letto REGIA disponibili solo in legno Faggio, Ciliegio Havana e Rovere. Per letto REGIA PARTNER disponibili solo in legno Faggio e Rovere.</i>	NOBLA + NOBLA MALA (1 pannello testiera + 1 pannello pediera basso - non compatibile con sponda intera REGIAVERS8)  <i>Per letto REGIA disponibili solo in legno Faggio, Ciliegio Havana e Rovere. Per letto REGIA PARTNER disponibili solo in legno Faggio e Rovere.</i>	NOBLA IMBOTTITO (2 pannelli testiera/pediera imbottiti e rivestiti in pelle sintetica o tessuto, non sfoderabili - non compatibili con sponda intera REGIAVERS8) 
Prezzo / Set	Prezzo / Set	Prezzo / Set
☐ 287900KFH011 (Regia) 390,00 € ☐ 266800KFH011 (Regia Partner) 780,00 €	☐ 287900KFH013 (Regia) 390,00 € ☐ 266800KFH013 (Regia Partner) 780,00 €	☐ 287900KFH019 (Regia) 595,00 € ☐ 266800KFH019 (Regia Partner) 1.190,00 €
NOBLA+ NOBLA MALA IMBOTTITI (1 pannello testiera + 1 pannello pediera basso, entrambi imbottiti e rivestiti in pelle sintetica o tessuto, non sfoderabili - non compatibile con sponda intera SEE_002) 	Tipo di rivestimento Rivestimento per pannelli imbottiti laterali e per testiera/pediera NOBLA IMBOTTITO / NOBLA MALA IMBOTTITO 	
Prezzo / Set	Prezzo / Set	
☐ 287900KFH020 (Regia) 498,00 € ☐ 266800KFH020 (Regia Partner) 996,00 €	☐ REGIABSHH006 tessuto poliestere verde chiaro 6210 incl. ☐ REGIABSHK009 pelle sintetica bianca 1-1142-197 incl. ☐ REGIABSHK025 pelle sintetica antracite 1-1142-395 incl.	

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 09.01.2025 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/regia>.

Tipo di legno (non indicare se si sceglie configurazione con pannelli laterali, testiera e pediera rivestiti/imbottiti)			
Faggio naturale R24010		Ciliegio Havana R42006	
		Non disponibile per Regia Partner	
Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.	
☐ 287900DHU027 (standard) incl.		☐ 287900DHU024 130,00 €	
Acero Reale R27001		Rovere R2002	
Non disponibile per Regia Partner			
Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.	
☐ 287900DHU022 130,00 €		☐ 287900DHU044 130,00 €	

Accessori			
Asta alzamalati con triangolo per una maggior autonomia negli spostamenti. Colore Argento. Inseribile su entrambi i lati		Asta con lampada per fornire una piacevole e accogliente luce. Inseribile su entrambi i lati.	
		Lampada da agganciare su asta alzamalati. (solo in combinazione con asta alza malati 188223)	
Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.	
☐ 188223 Qtà _____ 155,00 €		☐ 3090721 Qtà _____ 360,00 €	
☐ 3090711 Qtà _____ 360,00 €			
Luce sotto al letto per un migliore orientamento nell'oscurità		Ripiano di appoggio zona pediera	
		Non disponibile per Regia Partner	
Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.	
☐ 277987 105,00 €		☐ 275620247356 180,00 €	
		per sponda da	
		Prezzo / Pz.	
		☐ 301732 90 cm Qtà _____ 185,00 €	
		☐ 301731 110 cm Qtà _____ 185,00 €	
		☐ 301725* 200 cm Qtà _____ 185,00 €	
		*Non disponibile per Regia Partner	

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 09.01.2025 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/regia>.

Vassoio da portata largh. 90 cm per pasti comodi a letto  <i>Solo in combinazione con sponde REGIAVERS8 - non compatibile con Regia Partner</i>	Distanziatore dalla parete per evitare danni da collisioni. Allungabile in 3 livelli. 	Distanziali circolari per protezione da urti  <i>Non disponibile per Regia Partner</i>
Prezzo / Pz. ☐ 267000 215,00 €	Prezzo / Pz. ☐ 262024 per testiera 45,00 € ☐ 262000 per fianco 45,00 €	Prezzo / Pa ☐ 288305 120,00 €
Supporto per pulsantiera  <i>Non disponibile per Regia Partner</i>	Prolunga del cavo della pulsantiera  <i>Non disponibile per Regia Partner</i>	Pulsantiera con comandi trendelenburg <i>Non disponibile per Regia Partner</i>
Prezzo / Set ☐ 199137 Qtà _____ 185,00 €	Prezzo / Pz. ☐ 238047 140,00 €	Prezzo / Set ☐ 287900ZHS003 140,00 €
Prolunga del letto di 20 cm  <i>Disponibile per REGIA e REGIA PARTNER compatibilmente con la configurazione selezionata</i>	Rete Confort con 50 elementi per un miglior riposo  <i>1 set per REGIA - 2 set per REGIA PARTNER</i>	Prolunga del materasso (larghezza 90 cm) 
Prezzo / Pz. ☐ Prezzo su richiesta	Prezzo / Set ☐ 245702 320,00 € ☐ 245702PA 640,00 €	Prezzo / Pz. ☐ 209240 130,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 09.01.2025 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/regia>.