

Ordine

Preventivo

Conto visione

Reinviare a ufficio commerciale:
commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

EASyS Modular S

Rivenditore

Valutazione eseguita da:
Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

EASyS Modular S

Passeggino ortopedico

Thomashilfen

A PARTIRE DA € 3.164,41 + IVA

Riconducibilità per omogeneità funzionale a:
Unità posturale tronco/bacino

codice ISO: 18.09.39.021

Aggiuntivi

Unità posturale arto inferiore	18.09.39.033
Regolazione sedile in larghezza	18.09.39.133
Regolazione schienale in altezza	18.09.39.136
Contenimenti laterali per bacino	18.09.39.139
Unità posturale per il capo	18.09.39.027

Attenzione! I codici ISO sopracitati sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore

Configurazione di base

- Passeggino con base da esterno
- Basculamento
- Unità posturale tronco-bacino
- Pedana unica regolabile in altezza e inclinazione
- Regolazione in profondità della seduta
- Regolazione altezza dello schienale



Dimensioni	Misura 1	Misura 2
Larghezza seduta	19 - 26 cm	27 - 35 cm
Profondità seduta	19 - 30 cm	27 - 38 cm
Altezza seduta	47 cm	46 cm
Altezza schienale	28 - 42 cm	34 - 53 cm
Lunghezza tibiale	18,5 - 30,5 cm	18,5 - 37 cm
Angolo reclinazione schienale	90° - 140°	90° - 140°
Angolo regolazione della pedana	90° - 180°	90° - 180°
Angolo regolazione poggiatesta	78° - 100°	78° - 100°
Posizionamento Fronte Mamma	sì	sì
Supporti pelvici (largh. x alt.)	23 x 12 cm	29 x 11 cm
Pedana poggiatesta (largh. x prof.)	28 x 18 cm	32 x 21 cm
Angolo basculamento (pos. guida avanti)	- 10° + 35°	- 10° + 35°
Angolo basculamento (pos. fronte mamma)	0° + 35°	0° + 35°

Altezza maniglia di spinta	71,5 - 117 cm	71,5 - 117 cm
Ruote anteriori piroettanti (diametro)	18 cm	18 cm
Ruote posteriori (diametro)	25 cm	25 cm
Ingombro passeggino aperto (lungh.x largh. x alt.)	99,5 x 59,5 x 114 cm	107 x 69 x 120 cm
Ingombro passeggino chiuso (lungh.x largh. x alt.)	85 x 59,5 x 60 cm	81 x 69 x 69 cm
Portata massima cestello portaoggetti	5 kg	5 kg
Peso unità di seduta	8,8 kg	11 kg
Peso telaio	9,8 kg	10,9 kg
Portata massima unità di seduta	35 kg	40 kg
Portata massima telaio (incl. unità di seduta)	50 kg	55 kg

Tutte le dimensioni sono espresse in larghezza per altezza per profondità; ant. = anteriore; pos. = posteriore. Tolleranze $\pm 1,5$ cm. La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavvisoLa ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.03.2022 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/easys-modular-s.

Come compilare la scheda

* Le tabelle che riportano l'asterisco indicano parti fondamentali da selezionare per comporre la CONFIGURAZIONE MINIMA. Nel caso non siano riportate indicazioni in tali tabelle, si intenderanno selezionate le parti "Standard"

Disponibilità

I tempi di consegna possono variare in base alla disponibilità di magazzino e fino a 5 settimane

Unità di seduta*

Standard

Easys Modular S, unità di seduta con fodere e imbottiture laterali della seduta

				Prezzo / Pz.
62101	Mis. 1			2.074,33 €
64101	Mis. 2			2.074,33 €

Colore fodere*

				
Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.
6240 Grigio incl.	6241 Magenta incl.	6242 Rosso incl.	6243 Blu incl.	6244 Verde incl.
6440 Grigio incl.	6441 Magenta incl.	6442 Rosso incl.	6443 Blu incl.	6444 Verde incl.

Telaio*

Standard

Telaio "A" da esterno con ruote anteriori piroettanti e levata per il basculamento

In alternativa a quello standard

Telaio "Q" con regolazione dell'altezza tramite pistone a gas, completo di maniglia di spinta

		Prezzo / Pz.			Prezzo / Pz.
62023	per unità di seduta mis. 1	726,42 €	66666	per unità di seduta mis. 1	1.150,00 €
64023	per unità di seduta mis. 2	726,42 €	Completo di:		
			62951	Adattatore per telaio "Q"	incl.
			66601	Maniglia di spinta per telaio "Q"	incl.

Poggiatesta*

Standard

Poggiatesta standard



In alternativa a quello standard

Poggiatesta con contenimento occipitale regolabile



Poggiatesta con contenimento laterale



Adattatore per poggiatesta personalizzato

		Prezzo / Pz.			Prezzo / Pz.
62671	per mis. 1 e 2	363,66 €	62621	per mis. 1 e 2	363,66 €
			62611	per mis. 1 e 2	363,66 €
			6268	per mis. 1 e 2	75,00 €

Posizionamento tronco

Pelotte toracali

Pelotte toracali planari (cod. ISO 18.09.39.148 x 2)



Pelotte toracali avvolgenti (cod. ISO 18.09.39.148 x 2)



Tavolino

Tavolino in plexiglass trasparente



		Prezzo / Pa			Prezzo / Pa
66346	per mis. 1	271,88 €	66332	per mis. 1 e 2	271,88 €
67346	per mis. 2	271,88 €			
			66281	per mis. 1	265,14 €
			67281	per mis. 2	265,14 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.03.2022 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/easys-modular-s.

Cuneo			Barra di protezione		
Cuneo di abduzione (cod. ISO 18.09.39.157)			Barra di protezione/appoggio imbottita colore nero		Barra di protezione/appoggio imbottita, rinforzata e ricurva colore grigio
					
Prezzo / Pz.			Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.
66206	per mis. 1	139,72 €	66214	per mis. 1	120,00 €
67206	per mis. 2	139,72 €	67214	per mis. 2	120,00 €
					662151 per mis. 1 e 2 120,00 €

Cintura pelvica e imbragatura				
Cintura pelvica a due punti, regolabile (cod. ISO 18.09.39.163)	Cintura pelvica a quattro punti, regolabile (cod. ISO 18.09.39.163)	Imbragatura ad H (cod. ISO 18.09.39.163)	Cinturini per cavallo (solo in combinazione con 84201, 84211, 84701, 84711, 66295)	Imbragatura pelvica soft (cod. ISO 18.09.39.163)
				
Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.
84201 per mis. 1 106,06 €	84211 per mis. 1 106,06 €	66295 per mis. 1 e 2 106,06 €	63411 per mis. 1 e 2 35,00 €	66146 per mis. 1 106,06 €
84701 per mis. 2 106,06 €	84711 per mis. 2 106,06 €			67146 per mis. 2 106,06 €

Bretellaggio		
Bretellaggio a farfalla (cod. ISO 18.09.39.145)	Bretellaggio a farfalla in neoprene flessibile (cod. ISO 18.09.39.145)	Bretellaggio a gilet
		
Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.
66166 SMALL per mis. 1 106,06 €	63853 SMALL per mis. 1 106,06 €	663151 SMALL per mis. 1 106,06 €
66176 MEDIUM per mis. 1 e 2 106,06 €	65853 MEDIUM per mis. 1 e 2 106,06 €	66326 MEDIUM per mis. 1 e 2 106,06 €
66177 LARGE per mis. 2 106,06 €		67316 LARGE per mis. 2 106,06 €

Posizionamento gambe	
Cinturini fermapiiedi per pedana unica	Barra imbottita per polpacci (già incluso nel passeggino mis. 2)
	
Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.
66482 per mis. 1 e 2 63,00 €	66355 per mis. 1 58,00 €

Accessori			
Cappottina e parapigioggia			
Cappottina completa con coprigambe	Cappottina senza coprigambe	Cappottina trasparente parapigioggia con coprigambe	Parapigioggia trasparente
			
Prezzo / Pz.	Prezzo / Pa	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.
66376 per mis. 1 e 2 390,00 €	663761 per mis. 1 e 2 295,00 €	66381 per mis. 1 e 2 210,00 €	6739 per mis. 1 e 2 135,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.03.2022 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/easys-modular-s.

Coprigambe		Borsa portaoggetti		Ombrellino	
Sacca coprigambe termica invernale 		Sacca coprigambe estiva 		Borsa portaoggetti posteriore 	
Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.	
66185 per mis. 1	345,00 €	66195 per mis. 1	295,00 €	663941 per mis. 1 e 2	79,00 €
67185 per mis. 2	345,00 €	67195 per mis. 2	295,00 €	65941 per mis. 1 e 2	95,00 €

Protezioni telaio	
Imbottiture laterali per il telaio 	Imbottiture laterali per tubi pedana poggiapiedi 
Prezzo / Pz.	
66226 per mis. 1 e 2	115,00 €
6230 per mis. 1 e 2	25,00 €

Supporto ossigeno	Ruote pneumatiche	Pedale superamento gradini
Ripiano per supporto bombola ossigeno sotto la seduta 	Ruote pneumatiche 	Pedale per il superamento dei gradini 
Prezzo / Pz.		Prezzo / Pz.
62941 per mis. 1	666471 per mis. 1 e 2	67502 per mis. 1 e 2
64941 per mis. 2		55,00 €
	385,00 €	

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.03.2022 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/easys-modular-s.