

Ordine

Preventivo

ENTRIX MR CENTRIUS

Rivenditore

Valutazione eseguita da:

Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

ENTRIX MR CENTRIUS

Sistema completo di materasso e pompa per la gestione dei pazienti fino a medio livello di rischio di sviluppo lesioni da decubito

carilex®

A PARTIRE DA € 2.380,00 + IVA

Numero repertorio Ministero: S22022070 Nr.Rep. 2447238, S21063107 Nr.Rep. 2446968

Configurazione di Base

- Materasso ad aria con 16 celle
- Pompa SR363 Centrius
- Telo di copertura impermeabile bi-stretch



Dati tecnici

Dimensioni Materasso	largh. 84 x lungh. 200 x h 18 cm *
Peso Materasso	7,5 kg
Dimensioni pompa	12 x 29,5 x 22,5 cm
Peso pompa	2,9 kg
Cavo di alimentazione	staccabile H05VV-Fx0,75 mm ²
Fusibili	T1A/250V
Potenza	15 W
Protezione principale	2,5 A. 250V. T
Classificazione sicurezza elettrica	Classe II Tipo BF
Portata massima	150 kg

* Le dimensioni possono variare in base alle funzioni utilizzate

Configurazione di base

Articolo	Descrizione	Imponibile
S22022070	MATERASSO ENTRIX MR	2.380,00 €
S21063107	POMPA SR363 CENTRIUS	

Accessori

Articolo	Descrizione	Imponibile
S2202A020	Telo di copertura bi-elastico supplementare	430,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 20.01.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/entrix-mr>.