

Carina 350

SOLLEVATORE MOBILE RIPIEGABILE. Per il sollevamento stabile e pratico di utenti, con regolazione dell'apertura della base manuale o elettronica. Gambe di altezza standard oppure basse per letti meno alti.



DOTAZIONE

- SOLLEVATORE MOBILE RIPIEGABILE
- APERTURA BASE MANUALE O ELETTRONICA
- DISPONIBILE NELLA VERSIONE STANDARD O RIBASSATA
- BILANCINO E PULSANTIERA
- DISCESA DI EMERGENZA MANUALE ED ELETTRONICA
- CLASSE DI PROTEZIONE: IPX4
- CICLO DI VITA PREVISTO: 10 ANNI
- DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I



VEDI SITO

Direct Healthcare Group

DATI TECNICI

PORTATA MAX UTENTE	160 KG
L MIN – MAX INTERNA / ESTERNA BASE	56 – 94 CM / 68 – 108 CM
P BASE	115 CM
H MIN – MAX TOTALE	129 – 184 CM
L BILANCINO	45 CM
RANGE MIN – MAX SOLLEVAMENTO	58 – 168 CM
VELOCITÀ SOLLEVAMENTO	2,3 CM/S (SENZA UTENTE)
TIPO BATTERIA	2 x 12 V, 2,9 AH
DIAMETRO RUOTE ANT / POS	10 CM / 10 CM (3,5 CM VERSIONE RIBASSATA)
PESO TOTALE	34,5 KG (MANUALE) / 36 KG (ELETTRONICA)