

# MiniLift 200

**SOLLEVATORE VERTICALIZZATORE ATTIVO.** Consente a persone con ridotta mobilità di alzarsi dalla posizione seduta. Assiste i pazienti in modo comodo e funzionale in posizione eretta, offrendo supporto per i piedi, le gambe e la schiena.



## DOTAZIONE

- VERTICALIZZATORE MOBILE ATTIVO
- APERTURA BASE MANUALE O ELETTRONICA
- DISPONIBILE NELLA VERSIONE STANDARD O RIBASSATA
- PULSANTIERA
- DISCESA DI EMERGENZA MANUALE ED ELETTRONICA
- CLASSE DI PROTEZIONE: IPX4
- CICLO DI VITA PREVISTO: 10 ANNI
- DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I



VEDI SITO

Direct Healthcare Group

DATI TECNICI	125	160	200
PORTATA MAX UTENTE	125 KG	160 KG	200 KG
H MIN – MAX UTENTE RACCOMANDATA	140 – 200 CM		
VELOCITÀ SOLLEVAMENTO	3,5 CM/S (SENZA UTENTE)		
TIPO BATTERIA	2 x 12 V, 2,9 AH		
DIAMETRO RUOTE ANT / POS	10 CM / 10 CM (3,5 CM VERSIONE RIBASSATA)		
PESO TOTALE	39 KG	40,5 KG	49 KG