

Ordine

Preventivo

Conto visione

Reinviare a ufficio commerciale:  
commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

## CR230

Rivenditore

Valutazione eseguita da:

Riferimento Utente Signor/a:

## CR230

Montascale pieghevole a ruote con seggiolina integrata

## A PARTIRE DA € 11.150,00 + IVA

## Riconducibilità per omogeneità funzionale a:

Montascale a ruote

codice ISO secondo DM 27/08/99 n. 332: 18.30.12.006

Montascale mobile a ruote a sedile

codice ISO secondo DPCM 12/01/17 Allegato 5: 18.30.08.003

Attenzione! I codici ISO sopracitati sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore

## Configurazione di base

- Poggiapiedi ribaltabile
- Cintura di sicurezza per bacino
- Freni per l'arresto automatico sui gradini
- Batterie da 12V/5 Ah sigillate al piombo
- Carica batterie automatico da 12V
- Sistema Confort step
- Maniglia di presa sulla pedana



## Dati tecnici

Portata massima utente	230 Kg
Portata massima totale	268 Kg
Larghezza max	496 cm
Profondità totale	104,40 cm / 86,4 cm (con pedana e seduta chiuse)
Altezza totale min-max	130,2 - 165 cm
Velocità min-max *	7 - 19 scalini al minuto
Altezza scalino superabile fino a	21 cm / 22,5 cm (su richiesta)
Funzione Smart Step	Sì
Autonomia con una carica fino a	circa 20 piani (circa 300 scalini)
Peso / tipo pacco batteria	4,1 kg / 2 x 12 V, 5 AH, GEL-PIOMBO
Tipo motore	24 V, 275 W, DC
Peso totale	37,70 kg

\* Velocità regolabile in modo lineare

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 20.02.2023 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/cr230](http://www.medimec.it/cr230).

Configurazione di base				
Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile	
<b>301700</b>	CR230 Montascale ortopedico con portata massima utente 230 kg	Pz.	11.150,00 €	

Accessori				
Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile	
<b>300025</b>	Cavo per la ricarica in auto (12V)	Pz.	89,00 €	
<b>300026</b>	Cavo per la ricarica su camion (24V)	Pz.	89,00 €	
<b>300031</b>	Invertitore di corrente per ricarica sul veicolo	Pz.	235,00 €	
<b>301794</b>	Carica batterie per sistema di ricarica magnetico sul veicolo	Set	375,00 €	
<b>301726</b>	Pacco batteria completo intercambiabile	Pz.	480,00 €	
<b>300134</b>	Cintura di sicurezza per bacino con bretellaggio	Pz.	235,00 €	
<b>300396</b>	Poggiatesta regolabile in altezza	Pz.	235,00 €	
<b>300151</b>	Maggiorazione dell'alzata di 1,5 cm. per superare scalini fino a 22,5 cm. di altezza	Set	320,00 €	
<b>300260</b>	Supporto per bombola di ossigeno	Pz.	283,00 €	
<b>301763</b>	Braccioli regolabili in larghezza	Pa	685,00 €	
<b>301753</b>	Seduta con larghezza maggiorata	Pz.	930,00 €	
<b>301701</b>	Box/gradino	Pz.	280,00 €	
<b>301758</b>	Guide per installazione del montascale piegato sul veicolo	Pz.	2.570,00 €	
<b>301757</b>	Guide a binario per installazione del montascale sul veicolo e trasporto del passeggero seduto sul dispositivo (da utilizzare sempre in combinazione con set staffe 301760)	Pz.	2.170,00 €	
<b>301760</b>	Set di staffe di fissaggio per guide a binario (necessario per installazione delle guide a binario 301757)	Pz.	820,00 €	

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 20.02.2023 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/cr230](http://www.medimec.it/cr230).