

Ordine Preventivo Conto visione

## c-max

Rivenditore

Valutazione eseguita da:

Riferimento Utente Signor/a:

### c-max

Montascale a ruote con seggiolina, smontabile

**A PARTIRE DA € 4.990,00 + IVA**

Numero repertorio Ministero: 156166/R

#### Riconducibilità per omogeneità funzionale a:

Montascale a ruote  
codice ISO secondo DM 27/08/99 n. 332: 18.30.12.006

Montascale mobile a ruote a sedile  
codice ISO secondo DPCM 12/01/17 Allegato 5: 18.30.08.003

Attenzione! I codici ISO sopracitati sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore

#### Configurazione di base

- Poggipiedi ribaltabile
- Braccioli estraibili
- Cintura di sicurezza
- Freni per l'arresto automatico sui gradini
- Batterie da 12V/5Ah sigillate al piombo
- Carica batterie automatico da 12V



Dati tecnici	c-max
Portata massima	140 Kg
Velocità *	8 - 23 scalini/minuto
Autonomia con una carica	25 piani (circa 375 scalini)
Larghezza	48,5 cm / 44 cm (senza braccioli)
Profondità	91,5 cm / 73 cm (con pedana reclinata)
Altezza	109 - 144 cm
Motore	24 V - 275 W - DC
Peso / tipo pacco batterie	4,1 Kg / 2 x 12 V, 5 Ah, GEL-PIOMBO
Peso seduta	5,5 Kg
Peso schienale	4,5 Kg
Peso braccioli	1,2 Kg
Peso complessivo	33,4 Kg
Altezza massima scalino	21 cm / 22,5 cm su richiesta
Raggio sterzata minimo	80 cm
Funzione SMART STEP 2.0	Si

\* Velocità regolabile in modo lineare

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 22.02.2023 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/c-max](http://www.medimec.it/c-max).

## Configurazione di base

Articolo	Descrizione	Imponibile
<b>300595</b>	c-max con portata 140 Kg	4.990,00 €

## Accessori

Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
<b>300025</b>	Cavo per la ricarica in auto (12V)	Pz.	89,00 €
<b>300003</b>	Pacco batteria completo intercambiabile	Pz.	475,00 €
<b>300020</b>	Cintura di sicurezza della seduta completa di cintura addominale	Pz.	235,00 €
<b>300021</b>	Cintura addominale	Pz.	98,00 €
<b>300026</b>	Cavo per la ricarica su camion (24V)	Pz.	89,00 €
<b>300044</b>	Manici più lunghi di 20 cm	Pz.	238,00 €
<b>301784</b>	Poggiatesta regolabile in altezza e profondità	Pz.	235,00 €
<b>300373</b>	Poggiapiedi regolabile in altezza	Pz.	425,00 €
<b>300151</b>	Maggiorazione dell'alzata di 1,5 cm. per superare scalini fino a 22,5 cm. di altezza	Set	320,00 €
<b>300260</b>	Dispositivo di supporto per ossigeno	Pz.	283,00 €
<b>300024</b>	Braccioli più larghi per persone di peso superiore a 100 kg (sovrapprezzo)	Paio	90,00 €
<b>300185</b>	Pedana accorciata di 5 cm (anzichè std)	Pz.	126,00 €
<b>300186</b>	Pedana accorciata di 10 cm (anzichè std)	Pz.	126,00 €
<b>300187</b>	Pedana più lunga di 10 cm (anzichè std)	Pz.	126,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 22.02.2023 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/c-max](http://www.medimec.it/c-max).