

☒ Ordine
 ☐ Preventivo
 ☐ Conto visione

 Reinviare a ufficio commerciale:
 commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

SCHIENALE IGNITE MEDIUM CONTOUR

Rivenditore

 Valutazione eseguita da:
 Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

ROLAPAL

SCHIENALE IGNITE MEDIUM CONTOUR

Numero repertorio Ministero: 2571463

Descrizione

Gli schienali Ignite Medium in alluminio sono pensati per gli utenti attivi. Facilitano l'efficienza dell'autopropulsione e garantiscono il maggiore supporto laterale. Sono caratterizzati dall'esclusiva tecnologia Bubble Contour, che riduce la tensione della schiuma, e da uno strato di morbida schiuma viscoelastica Sunmate.

Caratteristiche tecniche

- Profondità laterale del supporto: 10 cm
- Scocca in alluminio
- Attacchi scocca a L laterali regolabili in profondità fino a 7,5 cm, in altezza, in larghezza fino a 5 cm e in angolazione +30°/-30°
- Attacchi sulla carrozzina a sgancio rapido per dimensioni tubo schienale da 1,9 a 2,5 cm
- Schiuma viscoelastica Sunmate a bassa resilienza
- Canali traspiranti
- Ridistribuzione delle pressioni
- Peso schienale: 1,8 kg (mis. 18"x13" - 46 x 33 cm attacchi inclusi)
- Peso massimo utilizzatore: 136 kg


Incluso nel kit

- Attacchi a sgancio rapido
- Cover esterna traspirante ed elastica in 4 direzioni FLO2
- Cuscinetto lombare
- Kit cunei laterali (2 standard + 2 mini)
- Minuteria: morsetti (1 destro e 1 sinistro), 4 perni mini e 2 carenature perni. Lo schienale include un pacco extra di 2 viti M6 X 16 mm con rondelle e dadi per il dislocamento del supporto laterale del tronco. Utilizzare componentistica originale 20x20 U2.

NOTA BENE: la schiuma sorge dai bordi superiore ed inferiore della scocca dello schienale di 2,5 cm per una protezione extra dei bordi.



DIMENSIONE SCOCCA SCHIENALE IGNITE MEDIUM CONTOUR



Codice articolo	Dimensione (larghezza x altezza)	A (altezza scocca schienale)	B (centro della posizione laterale)	C (larghezza O/A schienale)	D (tra componenti laterali)	E (profondità laterale)
DIBM1407	14" (36 cm) x 7" (18 cm)	17 cm	8 cm	34 cm	29,5 cm	8,5 cm
DIBM1409	14" (36 cm) x 9" (23 cm)	23 cm	9 cm	34 cm	29,5 cm	8,5 cm
DIBM1412	14" (36 cm) x 12" (30 cm)	30 cm	11,5 cm	34 cm	29,5 cm	8,5 cm
DIBM1414	14" (36 cm) x 14" (36 cm)	35 cm	14,5 cm	34 cm	29,5 cm	8,5 cm
DIBM1416	14" (36 cm) x 16" (41 cm)	40 cm	17 cm	34 cm	29,5 cm	8,5 cm
DIBM1507	15" (38 cm) x 7" (18 cm)	17 cm	8 cm	36 cm	31,5 cm	8,5 cm
DIBM1509	15" (38 cm) x 9" (23 cm)	23 cm	9 cm	36 cm	31,5 cm	8,5 cm
DIBM1512	15" (38 cm) x 12" (30 cm)	30 cm	11,5 cm	36 cm	31,5 cm	8,5 cm
DIBM1514	15" (38 cm) x 14" (36 cm)	35 cm	14,5 cm	36 cm	31,5 cm	8,5 cm
DIBM1516	15" (38 cm) x 16" (41 cm)	40 cm	17 cm	36 cm	31,5 cm	8,5 cm
DIBM1608	16" (41 cm) x 8" (20 cm)	20 cm	9 cm	39 cm	34,5 cm	10 cm
DIBM1610	16" (41 cm) x 10" (25 cm)	25 cm	9,6 cm	39 cm	34,5 cm	10 cm
DIBM1613	16" (41 cm) x 13" (33 cm)	33 cm	12 cm	39 cm	34,5 cm	10 cm
DIBM1616	16" (41 cm) x 16" (41 cm)	40 cm	16,5 cm	39 cm	34,5 cm	10 cm
DIBM1618	16" (41 cm) x 18" (46 cm)	45 cm	19,5 cm	39 cm	34,5 cm	10 cm
DIBM1708	17" (43 cm) x 8" (20 cm)	20 cm	9 cm	41,5 cm	37 cm	10 cm
DIBM1710	17" (43 cm) x 10" (25 cm)	25 cm	9,6 cm	41,5 cm	37 cm	10 cm
DIBM1713	17" (43 cm) x 13" (33 cm)	33 cm	12 cm	41,5 cm	37 cm	10 cm
DIBM1716	17" (43 cm) x 16" (41 cm)	40 cm	16,5 cm	41,5 cm	37 cm	10 cm
DIBM1718	17" (43 cm) x 18" (46 cm)	45 cm	19,5 cm	41,5 cm	37 cm	10 cm
DIBM1808	18" (46 cm) x 8" (20 cm)	20 cm	9 cm	44 cm	39,5 cm	10 cm
DIBM1810	18" (46 cm) x 10" (25 cm)	25 cm	9,6 cm	44 cm	39,5 cm	10 cm
DIBM1813	18" (46 cm) x 13" (33 cm)	33 cm	12 cm	44 cm	39,5 cm	10 cm
DIBM1816	18" (46 cm) x 16" (41 cm)	40 cm	16,5 cm	44 cm	39,5 cm	10 cm
DIBM1818	18" (46 cm) x 18" (46 cm)	45 cm	19,5 cm	44 cm	39,5 cm	10 cm
DIBM2008	20" (51 cm) x 8" (20 cm)	20 cm	9 cm	49 cm	44,5 cm	10 cm
DIBM2010	20" (51 cm) x 10" (25 cm)	25 cm	9,6 cm	49 cm	44,5 cm	10 cm
DIBM2013	20" (51 cm) x 13" (33 cm)	33 cm	12 cm	49 cm	44,5 cm	10 cm
DIBM2016	20" (51 cm) x 16" (41 cm)	40 cm	16,5 cm	49 cm	44,5 cm	10 cm
DIBM2018	20" (51 cm) x 18" (46 cm)	45 cm	19,5 cm	49 cm	44,5 cm	10 cm

	Larghezza Nominale	Altezza Nominale	Codice	Quantità	U.M.	Imponibile
☐	14" (36 cm)	7" (18 cm)	DIBM1407	_____	Pz.	810,00 €
☐		9" (23 cm)	DIBM1409	_____	Pz.	810,00 €
☐		12" (30 cm)	DIBM1412	_____	Pz.	810,00 €
☐		14" (36 cm)	DIBM1414	_____	Pz.	810,00 €
☐		16" (41 cm)	DIBM1416	_____	Pz.	810,00 €
☐	15" (38 cm)	7" (18 cm)	DIBM1507	_____	Pz.	810,00 €
☐		9" (23 cm)	DIBM1509	_____	Pz.	810,00 €
☐		12" (30 cm)	DIBM1512	_____	Pz.	810,00 €
☐		14" (36 cm)	DIBM1514	_____	Pz.	810,00 €
☐		16" (41 cm)	DIBM1516	_____	Pz.	810,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 21.10.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/schiena-ignite-medium-contour>.

☐	16" (41 cm)	8" (20 cm)	DIBM1608	_____	Pz.	810,00 €
☐		10" (25 cm)	DIBM1610	_____	Pz.	810,00 €
☐		13" (33 cm)	DIBM1613	_____	Pz.	810,00 €
☐		16" (41 cm)	DIBM1616	_____	Pz.	810,00 €
☐		18" (46 cm)	DIBM1618	_____	Pz.	810,00 €
☐	17" (43 cm)	8" (20 cm)	DIBM1708	_____	Pz.	810,00 €
☐		10" (25 cm)	DIBM1710	_____	Pz.	810,00 €
☐		13" (33 cm)	DIBM1713	_____	Pz.	810,00 €
☐		16" (41 cm)	DIBM1716	_____	Pz.	810,00 €
☐		18" (46 cm)	DIBM1718	_____	Pz.	810,00 €
☐	18" (46 cm)	8" (20 cm)	DIBM1808	_____	Pz.	810,00 €
☐		10" (25 cm)	DIBM1810	_____	Pz.	810,00 €
☐		13" (33 cm)	DIBM1813	_____	Pz.	810,00 €
☐		16" (41 cm)	DIBM1816	_____	Pz.	810,00 €
☐		18" (46 cm)	DIBM1818	_____	Pz.	810,00 €
☐	20" (51 cm)	8" (20 cm)	DIBM2008	_____	Pz.	810,00 €
☐		10" (25 cm)	DIBM2010	_____	Pz.	810,00 €
☐		13" (33 cm)	DIBM2013	_____	Pz.	810,00 €
☐		16" (41 cm)	DIBM2016	_____	Pz.	810,00 €
☐		18" (46 cm)	DIBM2018	_____	Pz.	810,00 €

Accessori per schienali Dreamline

	Foto	Descrizione	Codice	Quantità	U.M.	Imponibile
☐		Cover esterna di ricambio	_____ (codice articolo schienale + OC)	_____	Pz.	155,00 €
☐		Kit lombare completo	DBLMLTKIT	_____	Kt	50,00 €
☐		Sacco Sunmate Cluster	DCSFB46	_____	Pz.	50,00 €
☐		Kit upgrade 4 punti	DBU2QR4PTKIT	_____	Kt.	310,00 €
☐		Kit di morsetti aggiuntivi per la seconda base mobile	DBU2QRCLAMPKIT	_____	Kt.	245,00 €
☐		Kit riduzione della larghezza	DBWRK	_____	Kt.	90,00 €
☐		Kit sospensioni sidewinder - compatibile solo con schienale di altezza pari e superiore ai 16" (41 cm)	DBSWSS	_____	Kt.	1.090,00 €
☐		Piastra interfaccia Corpus per il fissaggio sulle carrozzine Permobil Corpus	CDBIFP	_____	Pz.	280,00 €
☐		Pannello Modesty per schienali Ignite e Ignite Pro	DBMP_____ (inserire la misura della larghezza della carrozzina in pollici: 14,15,16,17,18,20)	_____	Pz.	110,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 21.10.2024 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/schienale-ignite-medium-contour>.