

☒ Ordine
 ☐ Preventivo
 ☐ Conto visione

 Reinviare a ufficio commerciale:
 commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

SCHIENALE IGNITE ACTIVE CONTOUR

Rivenditore

 Valutazione eseguita da:
 Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

ROLAPAL

SCHIENALE IGNITE ACTIVE CONTOUR

Numero repertorio Ministero: 2571463

Descrizione

Gli schienali Ignite Active in alluminio sono pensati per gli utenti attivi. Facilitano l'efficienza dell'autopropulsione e garantiscono il necessario supporto. Sono caratterizzati dall'esclusiva tecnologia Bubble Contour, che riduce la tensione della schiuma, e da uno strato di morbida schiuma viscoelastica Sunmate.

Caratteristiche tecniche

- Profondità laterale del supporto: 5 cm
- Scocca in alluminio
- Attacchi scocca a L laterali regolabili in profondità fino a 7,5 cm, in altezza, in larghezza fino a 5 cm e in angolazione +30°/-30°
- Attacchi sulla carrozzina a sgancio rapido per dimensioni tubo schienale da 1,9 a 2,5 cm
- Schiuma viscoelastica Sunmate a bassa resilienza
- Canali traspiranti
- Ridistribuzione delle pressioni
- Peso schienale: 1,8 kg (mis. 18"x13" - 46 x 33 cm attacchi inclusi)
- Peso massimo utilizzatore: 136 kg


Incluso nel kit

- Attacchi a sgancio rapido
- Cover esterna traspirante ed elastica in 4 direzioni FLO2
- Cuscinetto lombare
- Kit cunei laterali (2 standard + 2 mini)
- Minuteria: morsetti (1 destro e 1 sinistro), 4 perni mini e 2 carenature perni. Lo schienale include un pacco extra di 2 viti M6 X 16 mm con rondelle e dadi per il dislocamento del supporto laterale del tronco. Utilizzare componentistica originale 20x20 U2.

NOTA BENE: la schiuma sorge dai bordi superiore ed inferiore della scocca dello schienale di 2,5 cm per una protezione extra dei bordi.



DIMENSIONE SCOCCA SCHIENALE IGNITE ACTIVE CONTOUR




Codice articolo	Dimensione (larghezza x altezza)	A (altezza scocca schienale)	B (centro della posizione laterale)	C (larghezza O/A schienale)	D (tra componenti laterali)	E (profondità laterale)
DIBA1407	14" (36 cm) x 7" (18 cm)	17 cm	-	28,5 cm	-	4 cm
DIBA1409	14" (36 cm) x 9" (23 cm)	23 cm	-	28,5 cm	-	4 cm
DIBA1412	14" (36 cm) x 12" (30 cm)	30 cm	-	28,5 cm	-	4 cm
DIBA1414	14" (36 cm) x 14" (36 cm)	35 cm	-	28,5 cm	-	4 cm
DIBA1416	14" (36 cm) x 16" (41 cm)	40 cm	-	28,5 cm	-	4 cm
DIBA1507	15" (38 cm) x 7" (18 cm)	17 cm	-	31 cm	-	4 cm
DIBA1509	15" (38 cm) x 9" (23 cm)	23 cm	-	31 cm	-	4 cm
DIBA1512	15" (38 cm) x 12" (30 cm)	30 cm	-	31 cm	-	4 cm
DIBA1514	15" (38 cm) x 14" (36 cm)	35 cm	-	31 cm	-	4 cm
DIBA1516	15" (38 cm) x 16" (41 cm)	40 cm	-	31 cm	-	4 cm
DIBA1608	16" (41 cm) x 8" (20 cm)	20 cm	-	33,5 cm	-	4,5 cm
DIBA1610	16" (41 cm) x 10" (25 cm)	25 cm	-	33,5 cm	-	4,5 cm
DIBA1613	16" (41 cm) x 13" (33 cm)	33 cm	-	33,5 cm	-	4,5 cm
DIBA1616	16" (41 cm) x 16" (41 cm)	40 cm	-	33,5 cm	-	4,5 cm
DIBA1618	16" (41 cm) x 18" (46 cm)	45 cm	-	33,5 cm	-	4,5 cm
DIBA1708	17" (43 cm) x 8" (20 cm)	20 cm	-	36 cm	-	4,5 cm
DIBA1710	17" (43 cm) x 10" (25 cm)	25 cm	-	36 cm	-	4,5 cm
DIBA1713	17" (43 cm) x 13" (33 cm)	33 cm	-	36 cm	-	4,5 cm
DIBA1716	17" (43 cm) x 16" (41 cm)	40 cm	-	36 cm	-	4,5 cm
DIBA1718	17" (43 cm) x 18" (46 cm)	45 cm	-	36 cm	-	4,5 cm
DIBA1808	18" (46 cm) x 8" (20 cm)	20 cm	-	38,5 cm	-	5 cm
DIBA1810	18" (46 cm) x 10" (25 cm)	25 cm	-	38,5 cm	-	5 cm
DIBA1813	18" (46 cm) x 13" (33 cm)	33 cm	-	38,5 cm	-	5 cm
DIBA1816	18" (46 cm) x 16" (41 cm)	40 cm	-	38,5 cm	-	5 cm
DIBA1818	18" (46 cm) x 18" (46 cm)	45 cm	-	38,5 cm	-	5 cm
DIBA2008	20" (51 cm) x 8" (20 cm)	20 cm	-	43,5 cm	-	5 cm
DIBA2010	20" (51 cm) x 10" (25 cm)	25 cm	-	43,5 cm	-	5 cm
DIBA2013	20" (51 cm) x 13" (33 cm)	33 cm	-	43,5 cm	-	5 cm
DIBA2016	20" (51 cm) x 16" (41 cm)	40 cm	-	43,5 cm	-	5 cm
DIBA2018	20" (51 cm) x 18" (46 cm)	45 cm	-	43,5 cm	-	5 cm

	Larghezza Nominale	Altezza Nominale	Codice	Quantità	U.M.	Imponibile
☐	14" (36 cm)	7" (18 cm)	DIBA1407	_____	Pz.	810,00 €
☐		9" (23 cm)	DIBA1409	_____	Pz.	810,00 €
☐		12" (30 cm)	DIBA1412	_____	Pz.	810,00 €
☐		14" (36 cm)	DIBA1414	_____	Pz.	810,00 €
☐		16" (41 cm)	DIBA1416	_____	Pz.	810,00 €
☐	15" (38 cm)	7" (18 cm)	DIBA1507	_____	Pz.	810,00 €
☐		9" (23 cm)	DIBA1509	_____	Pz.	810,00 €
☐		12" (30 cm)	DIBA1512	_____	Pz.	810,00 €
☐		14" (36 cm)	DIBA1514	_____	Pz.	810,00 €
☐		16" (41 cm)	DIBA1516	_____	Pz.	810,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 17.09.2025 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/schienale-ignite-active-contour.

☐	16" (41 cm)	8" (20 cm)	DIBA1608		Pz.	810,00 €
☐		10" (25 cm)	DIBA1610		Pz.	810,00 €
☐		13" (33 cm)	DIBA1613		Pz.	810,00 €
☐		16" (41 cm)	DIBA1616		Pz.	810,00 €
☐		18" (46 cm)	DIBA1618		Pz.	810,00 €
☐	17" (43 cm)	8" (20 cm)	DIBA1708		Pz.	810,00 €
☐		10" (25 cm)	DIBA1710		Pz.	810,00 €
☐		13" (33 cm)	DIBA1713		Pz.	810,00 €
☐		16" (41 cm)	DIBA1716		Pz.	810,00 €
☐		18" (46 cm)	DIBA1718		Pz.	810,00 €
☐	18" (46 cm)	8" (20 cm)	DIBA1808		Pz.	810,00 €
☐		10" (25 cm)	DIBA1810		Pz.	810,00 €
☐		13" (33 cm)	DIBA1813		Pz.	810,00 €
☐		16" (41 cm)	DIBA1816		Pz.	810,00 €
☐		18" (46 cm)	DIBA1818		Pz.	810,00 €
☐	20" (51 cm)	8" (20 cm)	DIBA2008		Pz.	810,00 €
☐		10" (25 cm)	DIBA2010		Pz.	810,00 €
☐		13" (33 cm)	DIBA2013		Pz.	810,00 €
☐		16" (41 cm)	DIBA2016		Pz.	810,00 €
☐		18" (46 cm)	DIBA2018		Pz.	810,00 €

SUPPORTO LATERALE PER AUMENTO AVVOLGENZA DELLO SCHIENALE IGNITE ACTIVE CONTOUR (alluminio) e SCHIENALE IGNITE PRO ACTIVE CONTOUR (carbonio)



	Codice	Descrizione	U.M.	Imponibile
☐	DIBALMS	Supporto laterale in alluminio per avvolgenza Medium - taglia Small (profondità: 9,5 cm / altezza: 12 cm / peso: 240 grammi)	Pz.	145,00 €
☐	DIBALDS	Supporto laterale in alluminio per avvolgenza Deep - taglia Small (profondità: 13 cm / altezza: 12 cm / peso: 350 grammi)	Pz.	145,00 €
☐	DIBALM	Supporto laterale in alluminio per avvolgenza Medium - taglia Standard (profondità: 9,5 cm / altezza: 17 cm / peso: 286 grammi)	Pz.	145,00 €
☐	DIBALD	Supporto laterale in alluminio per avvolgenza Deep - taglia Standard (profondità: 15 cm / altezza: 18 cm / peso: 390 grammi)	Pz.	145,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 17.09.2025 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/schienale-ignite-active-contour.

Accessori per schienali Dreamline						
	Foto	Descrizione	Codice	Quantità	U.M.	Imponibile
☐		Cover esterna di ricambio	_____ (codice articolo schienale + OC)	_____	Pz.	155,00 €
☐		Kit lombare completo	DBLMLTKIT	_____	Kt	50,00 €
☐		Sacco Sunmate Cluster	DCSFB46	_____	Pz.	50,00 €
☐		Kit upgrade 4 punti	DBU2QR4PTKIT	_____	Kt.	310,00 €
☐		Kit di morsetti aggiuntivi per la seconda base mobile	DBU2QRCLAMPKIT	_____	Kt.	245,00 €
☐		Kit riduzione della larghezza	DBWRK	_____	Kt.	90,00 €
☐		Kit sospensioni sidewinder - compatibile solo con schienale di altezza pari e superiore ai 16" (41 cm)	DBSWSS	_____	Kt.	1.090,00 €
☐		Piastra interfaccia Corpus per il fissaggio sulle carrozzine Permobil Corpus	CDBIFP	_____	Pz.	280,00 €
☐		Pannello Modesty per schienali Ignite e Ignite Pro	DBMP_____ (inserire la misura della larghezza della carrozzina in pollici: 14,15,16,17,18,20)	_____	Pz.	110,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 17.09.2025 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/schienale-ignite-active-contour.