

☒ Ordine
 ☐ Preventivo
 ☐ Conto visione

 Reinviare a ufficio commerciale:
 commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

Cuscino Contour

Rivenditore

 Valutazione eseguita da:
 Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

ROLAPAL

CUSCINO CONTOUR

Numero repertorio Ministero: 2716137

Descrizione

Cuscino posturale, dotato di un sistema di protezione alle pressioni verticali (antidecubito) e caratterizzato dall'esclusiva tecnologia Bubble Contour, che riduce la tensione della schiuma, combinata ad uno strato di morbida schiuma viscoelastica Sunmate, favorendo una maggiore immersione e ridistribuzione della pressione. Ha un profilo laterale alto 6 cm ed è rinforzato con schiuma strutturale a celle chiuse. Il cuscino Dreamline Contour è progettato per utenti meno attivi che necessitano di un maggiore supporto esterno.

Caratteristiche tecniche

- Altezza profilo laterale: 6 cm
- Sagoma abduzione rinforzata con schiuma a celle chiuse
- Spessore schiuma sotto le cosce: 6,5 cm
- Rivestimento in soffice schiuma Sunmate da ½" a bassa resilienza
- Peso cuscino: 1,86 kg (mis. 18"x18" - 46x46 cm)
- Peso massimo utilizzatore: 136 kg

Incluso nel kit

- Cover interna idrorepellente Dartex
- Cover esterna traspirante ed elastica in 4 direzioni FLO2™
- Set di 4 cuscini per obliquità pelvica



	Larghezza Nominale	Profondità Nominale	Codice	Quantità	U.M.	Imponibile
☐	8" (20 cm)	8" (20 cm)	DCC0808	_____	Pz.	630,00 €
☐		10" (25 cm)	DCC0810	_____	Pz.	630,00 €
☐	10" (25 cm)	10" (25 cm)	DCC1010	_____	Pz.	630,00 €
☐		12" (30 cm)	DCC1012	_____	Pz.	630,00 €
☐	12" (30 cm)	12" (30 cm)	DCC1212	_____	Pz.	630,00 €
☐		14" (36 cm)	DCC1214	_____	Pz.	630,00 €
☐	14" (36 cm)	14" (36 cm)	DCC1414	_____	Pz.	630,00 €
☐		16" (41 cm)	DCC1416	_____	Pz.	630,00 €
☐		18" (46 cm)	DCC1418	_____	Pz.	630,00 €
☐	15" (38 cm)	15" (38 cm)	DCC1515	_____	Pz.	630,00 €
☐		16" (41 cm)	DCC1516	_____	Pz.	630,00 €
☐		17" (43 cm)	DCC1517	_____	Pz.	630,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 14.04.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/>.

☐	16" (41 cm)	16" (41 cm)	DCC1616	_____	Pz.	630,00 €
☐		18" (46 cm)	DCC1618	_____	Pz.	630,00 €
☐		20" (51 cm)	DCC1620	_____	Pz.	630,00 €
☐	17" (43 cm)	17" (43 cm)	DCC1717	_____	Pz.	630,00 €
☐		19" (48 cm)	DCC1719	_____	Pz.	630,00 €
☐	18" (46 cm)	16" (41 cm)	DCC1816	_____	Pz.	630,00 €
☐		18" (46 cm)	DCC1818	_____	Pz.	630,00 €
☐		20" (51 cm)	DCC1820	_____	Pz.	630,00 €
☐		22" (56 cm)	DCC1822	_____	Pz.	630,00 €
☐	19" (48 cm)	19" (48 cm)	DCC1919	_____	Pz.	630,00 €
☐	20" (51 cm)	18" (46 cm)	DCC2018	_____	Pz.	630,00 €
☐		20" (51 cm)	DCC2020	_____	Pz.	630,00 €
☐	22" (56 cm)	18" (46 cm)	DCC2218	_____	Pz.	730,00 €
☐		20" (51 cm)	DCC2220	_____	Pz.	730,00 €
☐		22" (56 cm)	DCC2222	_____	Pz.	730,00 €
☐	24" (61 cm)	20" (51 cm)	DCC2420	_____	Pz.	730,00 €
☐		22" (56 cm)	DCC2422	_____	Pz.	730,00 €
☐		24" (61 cm)	DCC2424	_____	Pz.	730,00 €

Accessori per cuscini Dreamline

	Foto	Descrizione	Codice	Quantità	U.M.	Imponibile
☐		Cover esterna di ricambio	(codice articolo cuscino + OC)	_____	Pz.	155,00 €
☐		Cuscinetti BAC (10 pezzi)	DBACPADS10	_____	Kt	50,00 €
☐		Base rigida per cuscino - Nota bene: la base rigida è più stretta di 40 mm rispetto alla larghezza del cuscino (è progettata per essere inserita tra le guide della seduta e rafforzare il rivestimento) ed è più piccola di 30 mm rispetto alla profondità del cuscino per proteggere l'utilizzatore.	DCRB _____ (inserire rispettivamente in ordine la misura della larghezza e della profondità del cuscino in pollici)	_____	Pz.	125,00 €
☐		Sacco Gel Cluster composto da polimeri morbidi senza fluido. Dimensione: 4" (10 cm) x 6" (15 cm). Si consiglia l'utilizzo di 4 pz in un cuscino	DCG46	_____	Pz.	50,00 €
☐		Sacco Sunmate Cluster	DCSFB46	_____	Pz.	50,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 14.04.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/>.