

Ordine

Preventivo

Conto visione

Reinviare a ufficio commerciale:
commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

Cuscino STX1 con inserto tubi ad aria Woven Air

Rivenditore

Valutazione eseguita da:
Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

ROLAPAL

Cuscino STX1 con inserto tubi ad aria Woven Air

Numero repertorio Ministero: 2571646

Descrizione

Cuscino posturale modulare completo di sistema di protezione alle pressioni verticali (antidecubito) e base rigida Contour adattabile a posture asimmetriche. L'alto profilo sagomato 8,5 cm garantisce un ottimo supporto. I tubi ermetici posizionati a serpentina contenenti aria garantiscono la ridistribuzione della pressione e non richiedono gonfiaggi né manutenzione. Indicato per un utilizzatore poco attivo e con necessità di un importante posizionamento. Ottima gestione del dolore e delle pressioni, grazie ai nuovi materiali e design innovativo.

Caratteristiche tecniche

- Base rigida Contour predisposta
- Altezza supporto profilo: 85 mm
- Tubi ermetici posizionati a serpentina contenenti aria
- Diversi set di componenti per il posizionamento
- Peso cuscino: 1,85 kg (mis. 18"x18" - 46 x 46 cm)
- Peso massimo utilizzatore: 136 kg

Incluso nel kit

- Base rigida a celle chiuse
- Cover esterna traspirante ed elastica in 4 direzioni FLO2
- Supporto mediale cosce destro e sinistro
- Due cuscinetti per obliquità pelvica
- Due cunei per zona ischiatica anteriore
- Due supporti laterali cosce
- Due cunei inferiori cosce (per la flessione d'anca)
- Due tubi d'aria aggiuntivi




NOTA BENE: nella valutazione della larghezza di seduta, è necessario considerare che lo spazio effettivo interno è ridotto per via del profilo alto dell'imbottitura, che è pari a 3"/8 cm (1,5"/4 cm per lato).

	Larghezza Nominale	Profondità Nominale	Codice	Quantità	U.M.	Imponibile
	14" (36 cm)	14" (36 cm)	DX1WC1414	_____	Pz.	730,00 €
		16" (41 cm)	DX1WC1416	_____	Pz.	730,00 €
		18" (46 cm)	DX1WC1418	_____	Pz.	730,00 €
	15" (38 cm)	15" (38 cm)	DX1WC1515	_____	Pz.	730,00 €
		16" (41 cm)	DX1WC1516	_____	Pz.	730,00 €
		17" (43 cm)	DX1WC1517	_____	Pz.	730,00 €
		19" (48 cm)	DX1WC1519	_____	Pz.	730,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 14.04.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/catalogo/sistemi-di-postura/>.

	16" (41 cm)	16" (41 cm)	DX1WC1616		Pz.	730,00 €
		18" (46 cm)	DX1WC1618		Pz.	730,00 €
		20" (51 cm)	DX1WC1620		Pz.	780,00 €
	17" (43 cm)	17" (43 cm)	DX1WC1717		Pz.	730,00 €
		19" (48 cm)	DX1WC1719		Pz.	730,00 €
	18" (46 cm)	16" (41 cm)	DX1WC1816		Pz.	730,00 €
		18" (46 cm)	DX1WC1818		Pz.	730,00 €
		20" (51 cm)	DX1WC1820		Pz.	780,00 €
		22" (56 cm)	DX1WC1822		Pz.	780,00 €
	19" (48 cm)	19" (48 cm)	DX1WC1919		Pz.	780,00 €
	20" (51 cm)	18" (46 cm)	DX1WC2018		Pz.	780,00 €
		20" (51 cm)	DX1WC2020		Pz.	780,00 €

Accessori per cuscini Dreamline

Foto	Descrizione	Codice	Quantità	U.M.	Imponibile
	Cover esterna di ricambio	(codice articolo cuscino + OC)		Pz.	155,00 €
	Cuscinetti BAC (10 pezzi)	DBACPADS10		Kt	50,00 €
	Base rigida per cuscino - Nota bene: la base rigida è più stretta di 40 mm rispetto alla larghezza del cuscino (è progettata per essere inserita tra le guide della seduta e rafforzare il rivestimento) ed è più piccola di 30 mm rispetto alla profondità del cuscino per proteggere l'utilizzatore.	DCRB _____ (inserire rispettivamente in ordine la misura della larghezza e della profondità del cuscino in pollici)		Pz.	125,00 €
	Base sagomata per cuscini Woven Air e Sprint	WAC _____ CB (inserire rispettivamente in ordine la misura della larghezza e della profondità del cuscino in pollici)		Pz.	145,00 €
	Sacco Gel Cluster composto da polimeri morbidi senza fluido. Dimensione: 4" (10 cm) x 6" (15 cm). Si consiglia l'utilizzo di 4 pz in un cuscino.	DCG46		Pz.	50,00 €
	Sacco Sunmate Cluster	DCSFB46		Pz.	50,00 €
	Sacco Gel Cluster fluido dalla misura 12" (30 cm) x 12" (30 cm) alla misura 16" (41 cm) x 16" (41 cm). Si consiglia l'utilizzo di 2 pz in un cuscino.	DCGFP _____ (inserire rispettivamente in ordine la misura della larghezza e della profondità del cuscino in pollici)		Pz.	120,00 €
	Sacco Gel Cluster fluido dalla misura 16" (41 cm) x 18" (46 cm) alla misura 19" (48 cm) x 19" (48 cm). Si consiglia l'utilizzo di 2 pz in un cuscino.	DCGFP _____ (inserire rispettivamente in ordine la misura della larghezza e della profondità del cuscino in pollici)		Pz.	175,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 14.04.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/catalogo/sistemi-di-postura/>.