

☒ Ordine
 ☐ Preventivo
 ☐ Conto visione

 Reinviare a ufficio commerciale:
 commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

SCHIENALE SUPPORT CON SISTEMA BAC

Rivenditore

 Valutazione eseguita da:
 Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

ROLAPAL

SCHIENALE SUPPORT CON SISTEMA BAC

Numero repertorio Ministero: 2571463

Descrizione

Lo schienale Support con disegno rettangolare in combinazione con il sistema BAC (Backrest Advanced Contour) offre la possibilità di supporto e correzione delle posture, anche più complesse. La scocca rigida BAC può essere inserita o rimossa facilmente dalla parte posteriore dell'interno in schiuma dello schienale, dentro la cover dello stesso, dove i cuscinetti possono essere riconfigurati in base alle necessità dell'utente.

Caratteristiche tecniche

- Profondità laterale del supporto: 5 cm
- Scocca rettangolare in alluminio
- Sistema BAC completo per il posizionamento
- Attacchi scocca a L regolabili in profondità fino a 7,5 cm, in altezza, in larghezza fino a 5 cm e in angolazione +30°/-30°
- Attacchi sulla carrozzina a sgancio rapido per dimensioni tubo schienale da 1,9 a 2,5 cm
- Schiuma viscoelastica Sunmate a bassa resilienza
- Canali traspiranti
- Ridistribuzione delle pressioni
- Peso BAC: 0,65 kg (mis. 18"x18" - 46 x 46 cm)
- Peso schienale (senza BAC): 2,60 kg (mis. 18"x13" - 46 x 33 cm attacchi inclusi)
- Peso massimo utilizzatore: 136 kg



Incluso nel kit

- Attacchi a sgancio rapido
- Sistema BAC completo di piastra e cuscinetti
- Cuscinetti BAC in schiuma a celle chiuse
- Set di 10 cuscinetti extra BAC
- Cover esterna traspirante ed elastica in 4 direzioni FLO2
- Cuscinetto lombare
- Kit cunei laterali (2 standard + 2 mini)
- Kit attrezzi: morsetti (1 destro e 1 sinistro), una chiave da 1 cm, diversi strumenti ed un set di 6 viti.

NOTA BENE: la piastra di supporto del sistema BAC è più stretta di 3 cm rispetto alla scocca dello schienale per permettere alle staffe laterali una regolazione verso l'interno senza limitazioni.

Larghezza nominale	Larghezza scocca
8" (20 cm)	15 cm
10" (25 cm)	19 cm
12" (30 cm)	23 cm
14" (36 cm)	28,5 cm
16" (41 cm)	34 cm
18" (46 cm)	38 cm
20" (51 cm)	42,5 cm

NB: Si prega di notare che la schiuma sporge dalla scocca: circa 2,5 cm nella parte superiore e di 1,5 cm su ciascun lato e nella parte inferiore

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 27.01.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/schienale-support-con-sistema-bac>.

	Larghezza Nominale	Altezza Nominale	Codice	Quantità	U.M.	Imponibile
☐	8" (20 cm)	10" (25 cm)	DSBAC0810	_____	Pz.	1.319,00 €
☐		12" (30 cm)	DSBAC0812	_____	Pz.	1.319,00 €
☐	10" (25 cm)	12" (30 cm)	DSBAC1012	_____	Pz.	1.319,00 €
☐		14" (36 cm)	DSBAC1014	_____	Pz.	1.319,00 €
☐	12" (30 cm)	14" (36 cm)	DSBAC1214	_____	Pz.	1.319,00 €
☐		16" (41 cm)	DSBAC1216	_____	Pz.	1.319,00 €
☐		18" (46 cm)	DSBAC1218	_____	Pz.	1.319,00 €
☐	14" (36 cm)	14" (36 cm)	DSBAC1414	_____	Pz.	1.319,00 €
☐		16" (41 cm)	DSBAC1416	_____	Pz.	1.319,00 €
☐		18" (46 cm)	DSBAC1418	_____	Pz.	1.319,00 €
☐		20" (51 cm)	DSBAC1420	_____	Pz.	1.319,00 €
☐	16" (41 cm)	16" (41 cm)	DSBAC1616	_____	Pz.	1.319,00 €
☐		18" (46 cm)	DSBAC1618	_____	Pz.	1.319,00 €
☐		20" (51 cm)	DSBAC1620	_____	Pz.	1.319,00 €
☐		22" (56 cm)	DSBAC1622	_____	Pz.	1.319,00 €
☐	18" (46 cm)	16" (41 cm)	DSBAC1816	_____	Pz.	1.319,00 €
☐		18" (46 cm)	DSBAC1818	_____	Pz.	1.319,00 €
☐		20" (51 cm)	DSBAC1820	_____	Pz.	1.319,00 €
☐		22" (56 cm)	DSBAC1822	_____	Pz.	1.319,00 €
☐	20" (51 cm)	18" (46 cm)	DSBAC2018	_____	Pz.	1.319,00 €
☐		20" (51 cm)	DSBAC2020	_____	Pz.	1.319,00 €
☐		22" (56 cm)	DSBAC2022	_____	Pz.	1.319,00 €

KIT CRESCITA PER SCHIENALE SUPPORT CON SISTEMA BAC:

Comprende la parte di estensione del guscio, 10 cm aggiuntivi di schiuma con cover da posizionare sotto lo schienale Support e l'estensione del sistema BAC.

Nota bene: il codice ed il prezzo riportati sono validi solo in combinazione con l'acquisto dello schienale Support con sistema BAC nuovo

	Codice	Descrizione	U.M.	Imponibile
☐	DSBGKU10 + DBACGK10	Kit crescita per schienale Support da 10" (25 cm) - aggiunge 4" (10 cm) + Kit crescita per sistema BAC da 10"	Kit	360,00 €
☐	DSBGKU12 + DBACGK12	Kit crescita per schienale Support da 12" (30 cm) - aggiunge 4" (10 cm) + Kit crescita per sistema BAC da 12"	Kit	360,00 €
☐	DSBGKU14 + DBACGK14	Kit crescita per schienale Support da 14" (36 cm) - aggiunge 4" (10 cm) + Kit crescita per sistema BAC da 14"	Kit	360,00 €
☐	DSBGKU16 + DBACGK16	Kit crescita per schienale Support da 16" (41 cm) - aggiunge 4" (10 cm) + Kit crescita per sistema BAC da 16"	Kit	360,00 €
☐	DSBGKU18 + DBACGK18	Kit crescita per schienale Support da 18" (46 cm) - aggiunge 4" (10 cm) + Kit crescita per sistema BAC da 18"	Kit	360,00 €
☐	DSBGKU20 + DBACGK20	Kit crescita per schienale Support da 20" (51 cm) - aggiunge 4" (10 cm) + Kit crescita per sistema BAC da 20"	Kit	390,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 27.01.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/schienale-support-con-sistema-bac>.

Accessori per schienali Dreamline						
	Foto	Descrizione	Codice	Quantità	U.M.	Imponibile
☐		Cover esterna di ricambio	_____ (codice articolo schienale + OC)	_____	Pz.	155,00 €
☐		Kit lombare completo	DBLMLTKIT	_____	Kt	50,00 €
☐		Sacco Sunmate Cluster	DCSFB46	_____	Pz.	50,00 €
☐		Kit upgrade 4 punti	DBU2QR4PTKIT	_____	Kt.	310,00 €
☐		Kit di morsetti aggiuntivi per la seconda base mobile	DBU2QRCLAMPKIT	_____	Kt.	245,00 €
☐		Kit riduzione della larghezza	DBWRK	_____	Kt.	90,00 €
☐		Kit sospensioni sidewinder - compatibile solo con schienale di altezza pari e superiore ai 16" (41 cm)	DBSWSS	_____	Kt.	1.090,00 €
☐		Piastra interfaccia Corpus per il fissaggio sulle carrozzine Permobil Corpus	CDBIFP	_____	Pz.	280,00 €
☐		Pannello Modesty per schienali Ignite e Ignite Pro	DBMP_____ (inserire la misura della larghezza della carrozzina in pollici: 14,15,16,17,18,20)	_____	Pz.	110,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 27.01.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/schienale-support-con-sistema-bac>.