

☒ Ordine
 ☐ Preventivo
 ☐ Conto visione

 Reinviare a ufficio commerciale:
 commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

Cuscino Sprint

Rivenditore

 Valutazione eseguita da:
 Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

ROLAPAL

CUSCINO SPRINT

Numero repertorio Ministero: 2571549

Descrizione

Cuscino posturale leggerissimo, dotato di un sistema di protezione alle pressioni verticali (antidecubito), pensato per utilizzatori attivi. Struttura anteriore in schiuma e posteriore flottante ad aria: in questo modo la massima energia viene trasferita alla propulsione. I tubi ermetici contenenti aria nella regione ischiatica contribuiscono ad evitare le lesioni da pressione. Essi non devono essere gonfiati e non è richiesta alcuna manutenzione.

Caratteristiche tecniche

- Profilo di 1,5 cm
- Profilo laterale per abduzione
- Spessore sotto le cosce: 6,5 cm
- Doppia flottazione a livello ischiatico
- Strato di schiuma a celle chiuse nella regione delle cosce
- Peso cuscino: 900 gr (mis. 18"x18" - 46 x 46 cm)
- Peso massimo utilizzatore: 180 kg

Incluso nel kit

- Base rigida
- Cover per cuscino in tessuto, distanziatore in uretano e bordi laterali in nylon con supporto in uretano, comprensiva di fodera idrorepellente sulla superficie anteriore
- Set di 4 cuscinetti per obliquità pelvica
- 2 tubi d'aria aggiuntivi



	Larghezza Nominale	Profondità Nominale	Altezza	Codice	Quantità	U.M.	Imponibile
☐	14" (36 cm)	14" (36 cm)	6,5 cm	WSCOPOP1414		Pz.	630,00 €
☐		16" (41 cm)	6,5 cm	WSCOPOP1416		Pz.	630,00 €
☐		18" (46 cm)	6,5 cm	WSCOPOP1418		Pz.	630,00 €
☐	15" (38 cm)	15" (38 cm)	6,5 cm	WSCOP1515		Pz.	630,00 €
☐		17" (43 cm)	6,5 cm	WSCOP1517		Pz.	630,00 €
☐		19" (48 cm)	6,5 cm	WSCOP1519		Pz.	630,00 €
☐	16" (41 cm)	16" (41 cm)	6,5 cm	WSCOP1616		Pz.	630,00 €
☐		17" (43 cm)	6,5 cm	WSCOP1617		Pz.	630,00 €
☐		18" (46 cm)	6,5 cm	WSCOP1618		Pz.	630,00 €
☐		20" (51 cm)	6,5 cm	WSCOP1620		Pz.	630,00 €
☐	17" (43 cm)	17" (43 cm)	6,5 cm	WSCOP1717		Pz.	630,00 €
☐		18" (46 cm)	6,5 cm	WSCOP1718		Pz.	630,00 €
☐		19" (48 cm)	6,5 cm	WSCOP1719		Pz.	630,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.10.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/cuscino-sprint>.

☐	18" (46 cm)	16" (41 cm)	6,5 cm	WSCOP1816	_____	Pz.	630,00 €
☐		17" (43 cm)	6,5 cm	WSCOP1817	_____	Pz.	630,00 €
☐		18" (46 cm)	6,5 cm	WSCOP1818	_____	Pz.	630,00 €
☐		20" (51 cm)	6,5 cm	WSCOP1820	_____	Pz.	630,00 €
☐		22" (56 cm)	6,5 cm	WSCOP1822	_____	Pz.	700,00 €
☐	19" (48 cm)	19" (48 cm)	6,5 cm	WSCOP1919	_____	Pz.	700,00 €
☐	20" (51 cm)	18" (46 cm)	6,5 cm	WSCOP2018	_____	Pz.	700,00 €
☐		20" (51 cm)	6,5 cm	WSCOP2020	_____	Pz.	700,00 €

Accessori per cuscini Dreamline

	Foto	Descrizione	Codice	Quantità	U.M.	Imponibile
☐		Cover esterna di ricambio	_____ (codice articolo cuscino + OC)	_____	Pz.	155,00 €
☐		Cuscinetti BAC (10 pezzi)	DBACPADS10	_____	Kt	50,00 €
☐		Base rigida per cuscino - Nota bene: la base rigida è più stretta di 40 mm rispetto alla larghezza del cuscino (è progettata per essere inserita tra le guide della seduta e rafforzare il rivestimento) ed è più piccola di 30 mm rispetto alla profondità del cuscino per proteggere l'utilizzatore.	DCRB _____ (inserire rispettivamente in ordine la misura della larghezza e della profondità del cuscino in pollici)	_____	Pz.	125,00 €
☐		Base sagomata per cuscini Woven Air e Sprint	WAC _____ CB (inserire rispettivamente in ordine la misura della larghezza e della profondità del cuscino in pollici)	_____	Pz.	145,00 €
☐		Sacco Gel Cluster composto da polimeri morbidi senza fluido. Dimensione: 4" (10 cm) x 6" (15 cm). Si consiglia l'utilizzo di 4 pz in un cuscino	DCG46	_____	Pz.	50,00 €
☐		Sacco Sunmate Cluster	DCSFB46	_____	Pz.	50,00 €

Tubi d'aria aggiuntivi

	Codice	Descrizione	U.M.	Imponibile
☐	WAT1470	Tubo d'aria per cuscini Woven Air e Sprint da 14" - H 7 cm x L 87 cm (4 pezzi)	Kit	75,00 €
☐	WAT1570	Tubo d'aria per cuscini Woven Air e Sprint da 15" - H 7 cm x L 93 cm (4 pezzi)	Kit	75,00 €
☐	WAT1670	Tubo d'aria per cuscini Sprint da 16" - H 7 cm x L 85 cm (4 pezzi)	Kit	75,00 €
☐	WAT1770	Tubo d'aria per cuscini Sprint da 17" - H 7 cm x L 85 cm (4 pezzi)	Kit	75,00 €
☐	WAT1870	Tubo d'aria per cuscini Sprint da 18" - H 7 cm x L 85 cm (4 pezzi)	Kit	75,00 €
☐	WAT1970	Tubo d'aria per cuscini Sprint da 19" - H 7 cm x L 85 cm (4 pezzi)	Kit	75,00 €
☐	WAT2070	Tubo d'aria per cuscini Sprint da 20" - H 7 cm x L 85 cm (4 pezzi)	Kit	75,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.10.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it/cuscino-sprint>.