



- ◆ Supporto e sicurezza, senza restrizioni. La combinazione di cerniere e fibbie bloccabili impedisce l'apertura pericolosa della cintura durante la guida.
- ◆ Facile da usare e rapidità di cambio del veicolo, rendono Octopus il compagno perfetto.
- ◆ Segue la crescita: la parte posteriore non varia, ma possono essere facilmente sostituiti i gilet anteriori nelle misure S & M!
- ◆ Design discreto che consente piena partecipazione e libertà di movimento.

Sicuro & confortevole



Thomashilfen

THOMASHILFEN Octopus

Equipaggiamento



Il gilet a 7 punti offre comfort di seduta e un supporto ottimale per la posizione eretta e stabile della parte superiore del corpo.



L'imbottitura inguinale riduce la pressione della fibbia della cintura sulla sensibile zona pelvico/addominale.



La guida per le cinghie nella zona delle spalle consente una regolazione precisa delle cinghie delle spalle, consentendo poi una regolazione ottimale anche della cintura toracica e addominale.

Accessori



Base posteriore aggiuntiva per cambi rapidi di veicolo. Utile ad esempio, su mezzi scolastici, servizi di trasporto, seconda auto. (disponibile sul sito video con guida per installazione cinghia nella zona delle spalle).



Set di prolunga per cintura di sicurezza per veicoli con sedili che non hanno un'apertura tra il sedile e lo schienale (esempio sedili sportivi)



Un cuscino per la seduta traspirante offre il massimo comfort e un posizionamento ottimale della cintura, anche con le guide per cintura alternative. Disponibile anche **protezione impermeabile** per cuscino.



Il poggiatesta fornisce supporto laterale alla testa, con cuscini di supporto regolabili in altezza.

Dimensioni & pesi	Octopus S	Octopus M
Gilet a 7 punti (l x a)	33 x 41 cm	42 x 42 cm
Base posteriore (l x a)	37 x 82 cm	37 x 82 cm
Altezza utente (min.-max)	130 - 160 cm	150 - 190 cm
Peso max utente	30 - 50 kg	50 - 80 kg

Equipaggiamento di base: parte posteriore di base, gilet a 7 punti, guida per cinghia nella zona delle spalle, cinghia toracica, spallacci, cinture addominali, cinghia inguinale, 3 chiavi per fibbie delle cinture, martello di salvataggio con tagliacinture, imbottitura traspirante.

Nota bene: il sistema di imbracatura Octopus Rehab non è classificato come imbracatura di sicurezza, ma come dispositivo medico per il posizionamento. Per la conformità alle normative di sicurezza, l'imbracatura di sicurezza del veicolo esistente DEVE SEMPRE essere utilizzata sopra l'imbracatura Octopus. Questa combinazione fornisce ulteriore sicurezza per l'utente.

Particolarmente indicato per:

- Limitazioni funzionali muscolari/ Instabilità posturale
- Debole tono muscolare ("debole" postura)
- Iperattività/elevata attività motoria
- Disturbi percettivi / autismo
- Disabilità mentale (rischio si apertura)
- Obesità



55 YEARS
Thomashilfen
PIONEER
SINCE 1969



NEW

Altezza Utente
130 - 160 cm (S)
150 - 190 cm (M)

Peso Utente
30 - 60 kg (S)
50 - 80 kg (M)

Sistema di bretellaggio per il posizionamento ottimale e la massima sicurezza in auto per bambini, adolescenti e adulti

Thomashilfen Octopus

Thomashilfen

Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG · Walkmühlenstraße 1 · 27432 Bremervörde · Germany
Phone: +49 (0)4761 886-63 or -68 · Fax: +49 (0)4761 886-19 · www.thomashilfen.com

Item code: 9800 95311 0000; Status: 2025-02

Thomashilfen

THOMASHILFEN OCTOPUS

Il sistema di bretellaggio offre una soluzione sicura e confortevole per posizionare i bambini e gli adulti nel veicolo.

Grazie al suo raffinato design, garantisce una posizione di seduta eretta e stabile un supporto ottimale nel veicolo.

Con le imbragature regolabili individualmente e una copertura traspirante, Octopus offre il massimo comfort, impedisce lo sgancio involontario e consente una mobilità sicura, ideale per la vita di tutti i giorni e il trasporto in auto.



Guarda il video: come si installa il sistema di cinture Octopus in auto



Uso quotidiano



La cintura a 3 punti garantisce sicurezza. Da utilizzare SEMPRE insieme alla cintura di sicurezza a 3 punti del veicolo.



Il sistema OCTOPUS garantisce rapidi cambi di veicolo: le basi posteriori restano installate nell'auto mentre può essere sostituito il gilet di sicurezza a 7 punti, utile specialmente nella crescita. L'ulteriore vantaggio è che più utenti, ad esempio nel trasporto scolastico, possono utilizzare il sistema in modo flessibile.



In caso di incidente, le imbracature fissate possono essere tagliate rapidamente utilizzando il tagliarino per imbracature in dotazione.

TIP:
SEGGIOLINO RIALZATO
La cintura di posizionamento può essere utilizzata con un seggiolino rialzato dai 30 kg di peso



1. FIBBIE

Sette fibbie per cintura bloccabili offrono la massima sicurezza.

2. ADATTAMENTO DELLE GUIDE PER CINTURE ALL'UTENTE

La guida della cinghia nella zona delle spalle consente una regolazione precisa della cinghia delle spalle. Anche l'altezza delle cinture toraciche e addominali può essere regolata in modo ottimale in base all'utente.

3. ADATTAMENTO DELLE GUIDE DELLA CINGHIA AL VEICOLO

Il sistema di imbragatura Octopus è dotato di uno schienale che include un'imbragatura ottimizzata che può essere facilmente instradata e fissata dietro lo schienale del sedile dell'auto.

4. GILET A 7 PUNTI

Grazie al gilet imbottito, l'utente siede comodamente e in posizione eretta senza perdere stabilità.

✓ garantisce una postura eretta, come prerequisito per il funzionamento ottimale della cintura di sicurezza a 3 punti nel veicolo

✓ si impedisce il continuo ribaltamento in avanti o lateralmente causato da debole tono muscolare

5. SICUREZZA & MANEGGEVOLEZZA

La combinazione di una cerniera e di una cinghia inguinale con fibbia bloccabile impedisce l'apertura pericolosa dell'imbragatura durante la guida. La cerniera al centro facilita l'ingresso e l'uscita dal gilet.

6. CINTURA INGUINALE

L'imbottitura inguinale con cintura integrata assicura una posizione stabile del bacino e impedisce lo scivolamento.

7. CUSCINO TRASPIRANTE PER SEDILE (ACCESSORIO)

offre il massimo confort e un posizionamento ottimale della cintura, anche con guide per cintura alternative. Disponibile come accessorio anche la fodera impermeabile.

Thomashilfen

GMFCS
Level
I-III

Altezza utente
130 - 160 cm (S)
150 - 190 cm (M)

Peso utente
30 - 60 kg (S)
50 - 80 kg (M)