

Rete elettrica ortopedica mod. 11.400



Rete elettrica ortopedica mod. 11.400

Dati tecnici:

- Piano rete in 4 sezioni;
- Dimensione della superficie di appoggio della rete 85x195 cm (versione standard)
- Dimensioni del materasso: 90 cm x 200 cm (versione standard)
- Funzione di regolazione elettrica dell'altezza da 32 cm a 72 cm;
- Funzione di regolazione elettrica dello schienale fino a 75°;
- Funzione di regolazione elettrica della sezione gambe fino a 30°;
- Pulsantiera con possibilità di blocco delle singole funzioni;
- Tecnologia di azionamento motori 24V;
- Piedini regolabili e antiscivolo;
- Ferma-materasso laterali regolabili;
- Supporti dx e sx lato testa per aggancio asta alza-malati (non inclusa)
- Staffe per il fissaggio della rete all'interno di un box letto
- Capacità di sollevamento/carico di lavoro sicuro: 255 kg
- Peso massimo paziente consentito fino a 220 kg
- Struttura in metallo verniciato a polvere di alluminio bianco

• I dati si riferiscono alla configurazione standard della rete e variano a seconda della personalizzazione delle dimensioni.

Rete elettrica ortopedica mod. 11.400

Personalizzazioni delle dimensioni:

<i>Larghezza rete personalizzata</i>	<i>Per materasso larghezza cm:</i>
<i>Misura (cm)</i>	
Fino a 95	Fino a 100
105	110
115	120
125	130
135	140
145	150
155	160
Oltre 155	Oltre 160

Rete elettrica ortopedica mod. 11.400

Personalizzazioni delle dimensioni:

<i>Lunghezza rete personalizzata</i>	<i>Per materasso lunghezza cm:</i>
<i>Misura (cm)</i>	
Fino a 195	Fino a 200
205	210
215	220
Oltre 215	Oltre 200

Eventuali ulteriori accessori:

- Art. ALZARFH Alza-malati con maniglia di presa;
- Art. 3050090101 Ferma-materasso zona piedi (1 paio);
- Art. 1804500200 Comando a infrarossi con 4 funzioni;
- Art. 1119100280 Maggiorazione della portata fino a 315 kg (peso massimo paziente 280 kg);
- Art. 1119100280 Maggiorazione della portata fino a 455 kg (peso massimo paziente 400 kg).