

Ordine

Preventivo

Conto visione

Reinviare a ufficio commerciale:
commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

SCHIENALE IGNITE PRO DEEP CONTOUR

Rivenditore

Valutazione eseguita da:
Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

ROLAPAL

SCHIENALE IGNITE PRO DEEP CONTOUR

Numero repertorio Ministero: 2794078

Descrizione

Gli schienali Ignite Pro Deep in carbonio sono pensati per gli utenti attivi che necessitano uno schienale leggero e del totale supporto laterale del tronco per potenziare l'efficienza dell'auto-propulsione e per offrire un maggiore supporto per il posizionamento. Sono caratterizzati dall'esclusiva tecnologia Bubble Contour, che riduce la tensione della schiuma, e da uno strato di morbida schiuma viscoelastica Sunmate. Il supporto laterale "Deep" fornisce il totale supporto laterale del tronco per la sua massima stabilità ed è regolabile in larghezza e angolazione, per un'adattabilità perfetta.

Caratteristiche tecniche

- Profondità laterale del supporto: 15 cm con angolazione e larghezza regolabile
- Scocca in carbonio con supporti laterali in alluminio regolabili
- Attacchi scocca a L regolabili in profondità fino a 7,5 cm, in altezza, in larghezza fino a 5 cm e in angolazione +30°/-30°
- Attacchi sulla carrozzina a sgancio rapido per dimensioni tubo schienale da 1,9 a 2,5 cm
- I morsetti di fissaggio dello schienale possono essere montati sulla parte anteriore o posteriore delle asticelle dello schienale
- Schiuma viscoelastica Sunmate a bassa resilienza
- Canali traspiranti
- Ridistribuzione delle pressioni
- Peso schienale: 1,65 kg (mis. 18"x13" - 46 x 33 cm attacchi inclusi)
- Peso massimo utilizzatore: 136 kg



Incluso nel kit

- Attacchi a sgancio rapido
- Cover esterna traspirante ed elastica in 4 direzioni FLO2
- Cuscinetto lombare regolabile in schiuma
- Kit cunei laterali (2 standard + 2 mini)
- Minuteria: morsetti (1 destro e 1 sinistro), 4 perni mini e 2 carenature perni
- Lo schienale include un pacco extra di 2 viti M6 X 16 mm con rondelle e dadi per il dislocamento del supporto laterale del tronco. Utilizzare componentistica originale 20x20 U2.

NOTA BENE: la schiuma sporge dai bordi superiore ed inferiore della scocca dello schienale di 2,5 cm per una protezione extra dei bordi.



DIMENSIONE SCOCCA SCHIENALE IGNITE DEEP CONTOUR



Codice articolo	Dimensione (larghezza x altezza)	A (altezza scocca schienale)	B (centro della posizione laterale)	C (larghezza O/A schienale)	D (tra componenti laterali)	E (profondità laterale)
DPBD1409	14" (36 cm) x 9" (23 cm)	23 cm	9 cm	34 cm	29,5 cm	13 cm
DPBD1412	14" (36 cm) x 12" (30 cm)	30 cm	11,5 cm	34 cm	29,5 cm	13 cm
DPBD1509	15" (38 cm) x 9" (23 cm)	23 cm	9 cm	36 cm	31,5 cm	13 cm
DPBD1512	15" (38 cm) x 12" (30 cm)	30 cm	11,5 cm	36 cm	31,5 cm	13 cm
DPBD1610	16" (41 cm) x 10" (25 cm)	25 cm	9,6 cm	39 cm	34,5 cm	13 cm
DPBD1613	16" (41 cm) x 13" (33 cm)	33 cm	12 cm	39 cm	34,5 cm	15 cm
DPBD1710	17" (43 cm) x 10" (25 cm)	25 cm	9,6 cm	41,5 cm	37 cm	15 cm
DPBM1713	17" (43 cm) x 13" (33 cm)	33 cm	12 cm	41,5 cm	37 cm	15 cm
DPBM1810	18" (46 cm) x 10" (25 cm)	25 cm	9,6 cm	44 cm	39,5 cm	15 cm
DPBM1813	18" (46 cm) x 13" (33 cm)	33 cm	12 cm	44 cm	39,5 cm	15 cm
DPBM2010	20" (51 cm) x 10" (25 cm)	25 cm	9,6 cm	49 cm	44,5 cm	15 cm
DPBM2013	20" (51 cm) x 13" (33 cm)	33 cm	12 cm	49 cm	44,5 cm	15 cm

Larghezza Nominale	Altezza Nominale	Codice	Quantità	U.M.	Imponibile
14" (36 cm)	9" (23 cm)	DPBD1409	_____	Pz.	980,00 €
	12" (30 cm)	DPBD1412	_____	Pz.	980,00 €
15" (38 cm)	9" (23 cm)	DPBD1509	_____	Pz.	980,00 €
	12" (30 cm)	DPBD1512	_____	Pz.	980,00 €
16" (41 cm)	10" (25 cm)	DPBD1610	_____	Pz.	980,00 €
	13" (33 cm)	DPBD1613	_____	Pz.	980,00 €
17" (43 cm)	10" (25 cm)	DPBD1710	_____	Pz.	980,00 €
	13" (33 cm)	DPBD1713	_____	Pz.	980,00 €
18" (46 cm)	10" (25 cm)	DPBD1810	_____	Pz.	980,00 €
	13" (33 cm)	DPBD1813	_____	Pz.	980,00 €
20" (51 cm)	10" (25 cm)	DPBD2010	_____	Pz.	980,00 €
	13" (33 cm)	DPBD2013	_____	Pz.	980,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 22.04.2025 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it>.

Accessori per schienali Dreamline						
Foto	Descrizione	Codice	Quantità	U.M.	Imponibile	
	Cover esterna di ricambio	_____ (codice articolo schienale + OC)	_____	Pz.	155,00 €	
	Kit lombare completo	DBLMLTKIT	_____	Kt	50,00 €	
	Sacco Sunmate Cluster	DCSFB46	_____	Pz.	50,00 €	
	Kit upgrade 4 punti	DBU2QR4PTKIT	_____	Kt.	310,00 €	
	Kit di morsetti aggiuntivi per la seconda base mobile	DBU2QRCLAMPKIT	_____	Kt.	245,00 €	
	Kit riduzione della larghezza	DBWRK	_____	Kt.	90,00 €	
	Kit sospensioni sidewinder - compatibile solo con schienale di altezza pari e superiore ai 16" (41 cm)	DBSWSS	_____	Kt.	1.090,00 €	
	Piastra interfaccia Corpus per il fissaggio sulle carrozzine Permobil Corpus	CDBIFP	_____	Pz.	280,00 €	
	Pannello Modesty per schienali Ignite e Ignite Pro	DBMP_____ (inserire la misura della larghezza della carrozzina in pollici: 14,15,16,17,18,20)	_____	Pz.	110,00 €	

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 22.04.2025 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it>.