

Ordine

Preventivo

Conto visione

Reinviare a ufficio commerciale:
commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

SCHIENALE IGNITE PRO MEDIUM CONTOUR

Rivenditore

Valutazione eseguita da:
Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

ROLAPAL

SCHIENALE IGNITE PRO MEDIUM CONTOUR

Numero repertorio Ministero: 2794109

Descrizione

Gli schienali Ignite Pro Medium in carbonio sono pensati per gli utenti attivi che necessitano uno schienale leggero con profilo laterale per potenziare l'efficienza dell'auto-propulsione e per offrire un maggiore supporto per il posizionamento. Sono caratterizzati dall'esclusiva tecnologia Bubble Contour, che riduce la tensione della schiuma, e da uno strato di morbida schiuma viscoelastica Sunmate. Il supporto laterale di media profondità potenzia la stabilità del tronco ed è regolabile in larghezza e angolazione per un'adattabilità perfetta.

Caratteristiche tecniche

- Profondità laterale del supporto: 10 cm con angolazione e larghezza regolabile
- Scocca in carbonio con supporti laterali in alluminio regolabili
- Attacchi scocca a L regolabili in profondità fino a 7,5 cm, in altezza, in larghezza fino a 5 cm e in angolazione +30°/-30°
- Attacchi sulla carrozzina a sgancio rapido per dimensioni tubo schienale da 1,9 a 2,5 cm
- I morsetti di fissaggio dello schienale possono essere montati sulla parte anteriore o posteriore delle asticelle dello schienale
- Schiuma viscoelastica Sunmate a bassa resilienza
- Canali traspiranti
- Ridistribuzione delle pressioni
- Peso schienale: 1,6 kg (mis. 18"x13" - 46 x 33 cm attacchi inclusi)
- Peso massimo utilizzatore: 136 kg


Incluso nel kit

- Attacchi a sgancio rapido
- Cover esterna traspirante ed elastica in 4 direzioni FLO2
- Cuscinetto lombare regolabile in schiuma
- Kit cunei laterali (2 standard + 2 mini)
- Minuteria: morsetti (1 destro e 1 sinistro), 4 perni mini e 2 carenature perni
- Lo schienale include un pacco extra di 2 viti M6 X 16 mm con rondelle e dadi per il dislocamento del supporto laterale del tronco. Utilizzare componentistica originale 20x20 U2.

NOTA BENE: la schiuma sorge dai bordi superiore ed inferiore della scocca dello schienale di 2,5 cm per una protezione extra dei bordi.



DIMENSIONE SCOCCA SCHIENALE IGNITE PRO MEDIUM CONTOUR



Codice articolo	Dimensione (larghezza x altezza)	A (altezza scocca schienale)	B (centro della posizione laterale)	C (larghezza O/A schienale)	D (tra componenti laterali)	E (profondità laterale)
DPBM1407	14" (36 cm) x 7" (18 cm)	17 cm	8 cm	34 cm	29,5 cm	8,5 cm
DPBM1409	14" (36 cm) x 9" (23 cm)	23 cm	9 cm	34 cm	29,5 cm	8,5 cm
DPBM1412	14" (36 cm) x 12" (30 cm)	30 cm	11,5 cm	34 cm	29,5 cm	8,5 cm
DPBM1507	15" (38 cm) x 7" (18 cm)	17 cm	8 cm	36 cm	31,5 cm	8,5 cm
DPBM1509	15" (38 cm) x 9" (23 cm)	23 cm	9 cm	36 cm	31,5 cm	8,5 cm
DPBM1512	15" (38 cm) x 12" (30 cm)	30 cm	11,5 cm	36 cm	31,5 cm	8,5 cm
DPBM1608	16" (41 cm) x 8" (20 cm)	20 cm	9 cm	39 cm	34,5 cm	10 cm
DPBM1610	16" (41 cm) x 10" (25 cm)	25 cm	9,6 cm	39 cm	34,5 cm	10 cm
DPBM1613	16" (41 cm) x 13" (33 cm)	33 cm	12 cm	39 cm	34,5 cm	10 cm
DPBM1708	17" (43 cm) x 8" (20 cm)	20 cm	9 cm	41,5 cm	37 cm	10 cm
DPBM1710	17" (43 cm) x 10" (25 cm)	25 cm	9,6 cm	41,5 cm	37 cm	10 cm
DPBM1713	17" (43 cm) x 13" (33 cm)	33 cm	12 cm	41,5 cm	37 cm	10 cm
DPBM1808	18" (46 cm) x 8" (20 cm)	20 cm	9 cm	44 cm	39,5 cm	10 cm
DPBM1810	18" (46 cm) x 10" (25 cm)	25 cm	9,6 cm	44 cm	39,5 cm	10 cm
DPBM1813	18" (46 cm) x 13" (33 cm)	33 cm	12 cm	44 cm	39,5 cm	10 cm
DPBM2008	20" (51 cm) x 8" (20 cm)	20 cm	9 cm	49 cm	44,5 cm	10 cm
DPBM2010	20" (51 cm) x 10" (25 cm)	25 cm	9,6 cm	49 cm	44,5 cm	10 cm
DPBM2013	20" (51 cm) x 13" (33 cm)	33 cm	12 cm	49 cm	44,5 cm	10 cm

Larghezza Nominale	Altezza Nominale	Codice	Quantità	U.M.	Imponibile
14" (36 cm)	7" (18 cm)	DPBM1407		Pz.	980,00 €
	9" (23 cm)	DPBM1409		Pz.	980,00 €
	12" (30 cm)	DPBM1412		Pz.	980,00 €
15" (38 cm)	7" (18 cm)	DPBM1507		Pz.	980,00 €
	9" (23 cm)	DPBM1509		Pz.	980,00 €
	12" (30 cm)	DPBM1512		Pz.	980,00 €
16" (41 cm)	8" (20 cm)	DPBM1608		Pz.	980,00 €
	10" (25 cm)	DPBM1610		Pz.	980,00 €
	13" (33 cm)	DPBM1613		Pz.	980,00 €
17" (43 cm)	8" (20 cm)	DPBM1708		Pz.	980,00 €
	10" (25 cm)	DPBM1710		Pz.	980,00 €
	13" (33 cm)	DPBM1713		Pz.	980,00 €
18" (46 cm)	8" (20 cm)	DPBM1808		Pz.	980,00 €
	10" (25 cm)	DPBM1810		Pz.	980,00 €
	13" (33 cm)	DPBM1813		Pz.	980,00 €
20" (51 cm)	8" (20 cm)	DPBM2008		Pz.	980,00 €
	10" (25 cm)	DPBM2010		Pz.	980,00 €
	13" (33 cm)	DPBM2013		Pz.	980,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 22.04.2025 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it>.

Accessori per schienali Dreamline

Foto	Descrizione	Codice	Quantità	U.M.	Imponibile
	Cover esterna di ricambio	_____ (codice articolo schienale + OC)	_____	Pz.	155,00 €
	Kit lombare completo	DBLMLTKIT	_____	Kt	50,00 €
	Sacco Sunmate Cluster	DCSFB46	_____	Pz.	50,00 €
	Kit upgrade 4 punti	DBU2QR4PTKIT	_____	Kt.	310,00 €
	Kit di morsetti aggiuntivi per la seconda base mobile	DBU2QRCLAMPKIT	_____	Kt.	245,00 €
	Kit riduzione della larghezza	DBWRK	_____	Kt.	90,00 €
	Kit sospensioni sidewinder - compatibile solo con schienale di altezza pari e superiore ai 16" (41 cm)	DBSWSS	_____	Kt.	1.090,00 €
	Piastra interfaccia Corpus per il fissaggio sulle carrozzine Permobil Corpus	CDBIFP	_____	Pz.	280,00 €
	Pannello Modesty per schienali Ignite e Ignite Pro	DBMP_____ (inserire la misura della larghezza della carrozzina in pollici: 14,15,16,17,18,20)	_____	Pz.	110,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 22.04.2025 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su <https://www.medimec.it>.