

SCHIENALE DREAMLINE IGNITE PRO DEEP

Schienale in carbonio

Gli schienali rigidi in carbonio Ignite Pro Deep sono pensati per gli utenti attivi che necessitano uno schienale leggero con profilo laterale per potenziare l'efficienza dell'auto-propulsione e per offrire un maggiore supporto per il posizionamento. Il supporto laterale "Deep" fornisce il totale supporto laterale del tronco per la sua massima stabilità ed è regolabile in larghezza e angolazione per un'adattabilità perfetta.

Gli schienali Ignite sono caratterizzati dall'esclusiva tecnologia Bubble Contour, che riduce la tensione della schiuma, e da un rivestimento in morbida schiuma viscoelastica Sunmate: ciò supporta un'immersione maggiore e la ridistribuzione della pressione.

- Profilo sagomato da 150 mm.
- Scocca in carbonio con supporti laterali in alluminio regolabili.
- Attacchi a sgancio rapido.
- Il componente per il fissaggio dello schienale è regolabile in profondità (fino a 3" – 75 mm), altezza, larghezza (fino a 2" – 50 mm) e angolazione (fino a 60° +30°/-30°).
- I morsetti di fissaggio dello schienale possono essere montati sulla parte anteriore o posteriore delle asticelle dello schienale.
- Rivestimento in soffice schiuma Sunmate da ½" a bassa resilienza.
- Include il cuscinetto lombare regolabile in schiuma e il kit integrato con cunei laterali.
- Include la cover esterna traspirante ed elastica in 4 direzioni FLO2™.
- Peso dello schienale = 1,65 kg (mis. 18"x13" – 46 x 33 cm inclusi gli attacchi)
- Peso massimo dell'utilizzatore = 136 kg

