

## SCHIENALE DREAMLINE IGNITE PRO MEDIUM

### Schienale in carbonio

Gli schienali rigidi in carbonio Ignite Pro Medium sono pensati per gli utenti attivi che necessitano uno schienale leggero con profilo laterale per potenziare l'efficienza dell'auto-propulsione e per offrire un maggiore supporto per il posizionamento. Il supporto laterale di media profondità potenzia la stabilità del tronco ed è regolabile in larghezza ed angolazione per un'adattabilità perfetta.

Gli schienali Ignite sono caratterizzati dall'esclusiva tecnologia Bubble Contour, che riduce la tensione della schiuma, e da un rivestimento in morbida schiuma viscoelastica Sunmate: ciò supporta un'immersione maggiore e la ridistribuzione della pressione.

- Profilo sagomato da 100 mm.
- Scocca in carbonio con supporti laterali in alluminio regolabili.
- Attacchi a sgancio rapido.
- Il componente per il fissaggio dello schienale è regolabile in profondità (fino a 3" – 75 mm), altezza, larghezza (fino a 2" – 50 mm) e angolazione (fino a 60° +30°/-30°).
- I morsetti di fissaggio dello schienale possono essere montati sulla parte anteriore o posteriore delle asticelle dello schienale.
- Rivestimento in soffice schiuma Sunmate da ½" a bassa resilienza.
- Include il cuscinetto lombare regolabile in schiuma e il kit integrato con cunei laterali.
- Include la cover esterna traspirante ed elastica in 4 direzioni FLO2™.
- Peso dello schienale = 1,6 kg (mis. 18"x13" – 46 x 33 cm inclusi gli attacchi)
- Peso massimo dell'utilizzatore = 136 kg



**Dreamline**

**ROLAPAL**