

## CUSCINO DREAMLINE STX1 CON INSERTO TUBI AD ARIA WOVEN AIR

### Cuscino posturale

Il cuscino STX1 è un cuscino tecnologico per il posizionamento e la gestione del dolore e della pressione con un alto supporto laterale e cuneo per l'adduzione. Questo cuscino è in grado di correggere o adattarsi a numerose posture asimmetriche avanzate in maniera veloce e semplice. L'alto profilo sagomato laterale consente il pieno supporto di bacino, anche e cosce. L'inserto in tubi ad aria Woven Air migliora la pressione e la gestione del dolore per sedute a lungo termine.

- Profilo laterale di 85 mm per abduzione/adduzione.
- Scavo regolabile per cosce regolabile per i muscoli posteriori della coscia contratti.
- Base posizionamento rigida in schiuma a cellule chiuse.
- Morbido rivestimento comfort ad alta resilienza.
- Include il kit integrato per l'obliquità pelvica.
- Include cunei extra per la zona pre-ischiatica per le opzioni di posizionamento pelvico.
- Tubi ermetici posizionati a serpentina contenenti aria.
- Include la cover esterna traspirante ed elastica in 4 direzioni FLO2™.
- Include 2 tubi d'aria aggiuntivi.
- Peso del cuscino = 1,85 kg (mis. 18"x18" – 46x46 cm).
- Peso massimo dell'utilizzatore = 136 kg



 Dreamline

ROLAPAL