

Ordine

Preventivo

Conto visione

Reinviare a ufficio commerciale:
commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

Toro

Rivenditore

Valutazione eseguita da:
Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

Toro

Cicloergometro robotizzato con display touch per il recupero funzionale degli arti superiori e inferiori

THERA
TRAINER**A PARTIRE DA € 15.520,00 + IVA**

Numero repertorio Ministero: 2877824

Configurazione di base

- Movimentazione arti inferiori e superiori
- Protezione anti-ribaltamento
- Regolazione elettrica in altezza
- Fermapiedi e fermapolpacci
- Display touch 10" di facile lettura
- Indicazioni relative alla terapia effettuata
- Sistema antispasmo
- Aiuto per il posizionamento delle gambe
- Poggiapiedi sagomato
- Alloggiamento accessori
- Motore da 180W a potenza continua con picco in ingresso di 250W

L'integrazione di accessori è possibile in qualsiasi momento. Tuttavia, non è generalmente possibile eliminare componenti dai modelli predefiniti.



Configurazione di base Toro

Articolo	Descrizione	Comprende	U.M.	Imponibile
A009-483	TORO 670 Per pazienti con peso corporeo max di 180 kg. Dimensioni (L/P/A): 82-101/85,5/100-137 cm Peso: ca. 63 kg	A008-261 Unità base TORO inclusi: protezione antiribaltamento integrata, telaio mobile, regolazione elettrica in altezza A009-449 Alloggiamento accessori A008-944 Regolazione del raggio a sgancio rapido A008-950 Poggiapiedi A001-777T Fermapiedi A008-951 Fermapolpacci A008-945 Maniglie per terapia A008-733 Comando con display touch 10" A008-238 Software professionale TORO	Pz.	15.520,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 26.03.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/toro.

Unità di base				
Articolo	Descrizione	Comprende	U.M.	Imponibile
A008-261 	UNITA' BASE THERA-TRAINER TORO	- telaio mobile con quattro ruote bloccabili per consentire lo spostamento del Toro senza sforzo - regolazione elettrica in altezza, per adattarsi ai pazienti tramite un unico pulsante - accesso senza barriere, per quasi tutti i tipi di carrozzine - base ampia e stabile - protezione antiribaltamento integrata per un'elevata sicurezza del paziente - potente tecnologia per allenamento degli arti inferiori e superiori - transizione graduale dal supporto passivo a 1 rpm a ingresso attivo con picco di 250 watt per pazienti robusti - segnalazione visiva per monitorare i pazienti a distanza (perfetta per la terapia di gruppo) - interfaccia a sgancio rapido per un'installazione estremamente rapida, semplice e senza attrezzi - vano porta accessori per riporre tutti gli accessori direttamente sul dispositivo (poggiapiedi, supporto avambracci, cavo)	Pz.	9.450,00 €
A009-449 	ALLOGGIAMENTO ACCESSORI	- Quattro supporti integrati per riporre tutti gli accessori direttamente sul dispositivo (poggiapiedi, supporti per le braccia, cavo) - Ideale per l'uso in mobilità	Pz	130,00€
A008-944 	REGOLAZIONE DEL RAGGIO A SGANCIO RAPIDO	- permette la sostituzione rapida, semplice e senza attrezzi di accessori come poggiapiedi, maniglie per terapia o supporto avambracci, con un solo clic. - selezione rapida e senza attrezzi di 3 diversi intervalli di movimento (55, 85 o 115 mm) tramite sgancio rapido - riconoscimento digitale automatico del raggio - solo in combinazione con l'unità base (A008-261)	Pa.	490,00 €

Fissaggio dei piedi				
Articolo	Descrizione	Comprende	U.M.	Imponibile
A008-950 	POGGIAPIEDI	- con bordo di sicurezza - interfaccia di sgancio rapido con un clic per un'installazione estremamente rapida, semplice e senza attrezzi	Pa.	440,00 €
A001-777T 	FERMAPIEDI	- fermapiedi per chi ha gambe deboli o paralizzate - fissaggio dei piedi senza punti di pressione con cuscinetti morbidi e posizionabili in modo variabile - facile azionamento del fermapiede tramite una leggera pressione sul cuscinetto (= chiusura) o sulla leva di rilascio (= apertura) - solo in combinazione con poggiapiedi (A008-950)	Pa.	730,00 €
A008-951 	FERMAPOLPACCI CON CUSCINETTI IMBOTTITI	- fermapolpacci per chi ha gambe deboli o paralizzate, fornisce stabilità laterale alla parte inferiore della gamba e previene la rotazione interna o esterna degli arti paralizzati - i cuscinetti morbidi garantiscono un elevato livello di comfort senza punti di pressione - permette il movimento naturale delle caviglie - l'imbottitura e l'asta di giunzione della gamba possono essere rimossi senza utilizzare attrezzi - regolabile in lunghezza per adattarsi a diverse corporature - conforme ai più recenti standard igienici con cuscinetti rimovibili - solo in combinazione con i poggiapiedi (A008-950)	Pa.	510,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 26.03.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/toro.

Supporto arti superiori				
Articolo	Descrizione	Comprende	U.M.	Imponibile
A008-945 	MANIGLIE PER TERAPIA	- la forma delle maniglie per terapia consente tre diverse posizioni di presa - design ottimizzato in termini di ergonomia e degli ultimi standard igienici - interfaccia di sgancio rapido con un clic per una configurazione estremamente rapida, semplice e senza attrezzi	Pa.	250,00 €
A002-440 	POLSINI PER MANIGLIA	- per un sicuro bloccaggio di mani paralizzate / deboli sulle maniglie per terapia o maniglia di sicurezza/adattatore per maniglie - solo in combinazione con maniglie per terapia (A008-945)	Pa.	265,00 €
A008-916 	SUPPORTO AVAMBRACCI	- impugnatura girevole con un solo clic, che consente molteplici posizioni ergonomiche - distribuzione confortevole della pressione tramite cuscinetti morbidi - protegge comodamente le braccia completamente paralizzate - regolabile per diverse dimensioni del braccio con un clic - interfaccia di sgancio rapido con un clic per una configurazione estremamente rapida, semplice e senza attrezzi - conforme ai più recenti standard igienici con cuscinetti rimovibili - solo in combinazione con le maniglie per terapia (A008-945)	Pa.	1.120,00 €

Comando con display				
Articolo	Descrizione	Comprende	U.M.	Imponibile
A008-733 	COMANDO CON DISPLAY TOUCH 10"	- dimensioni dello schermo: 217 x 136 mm - semplice da usare e particolarmente facile da pulire - funzioni critiche (come avvio, stop, arresto di emergenza e regolazione dell'altezza) sempre accessibili tramite pulsanti fisici - la parte anteriore è particolarmente protetta contro l'umidità - solo in combinazione con il software professionale Toro (A008-238)	Pz.	2.300,00 €
A008-238 	SOFTWARE PROFESSIONALE TORO	- software di base per l'allenamento attivo, assistito e passivo - consente un lavoro professionale dalla valutazione del paziente alla documentazione dettagliata - esercizi interattivi personalizzati in base a specifici obiettivi terapeutici, come base per risultati terapeutici migliori e una maggiore soddisfazione del paziente - tipi di esercizio: allenamento della simmetria, resistenza e forza - scelta tra configurazione guidata o avvio rapido - valutazioni brevettate della Scala di Borg® per trovare impostazioni individuali basate su principi basati sull'evidenza scientifica - solo in combinazione con il display touch 10" (A008-733)	Pz.	1.220,00 €
A009-084 	PERCORSI VIDEO TORO	- percorsi video panoramici per aumentare il coinvolgimento del paziente: una maggiore soddisfazione e coinvolgimento possono essere la base per risultati terapeutici migliori 50 percorsi video di alta qualità da tutto il mondo con città, natura, montagne, ecc. - integrati in un esercizio di resistenza con livelli variabili - biofeedback continuo del paziente tramite tachimetro - Toro è dotato degli aggiornamenti hardware necessari, come elevata potenza di elaborazione, interfacce video, spazio di archiviazione e sensori, già completamente predisposti (non è necessario installare e gestire un sistema video separato). - solo in combinazione con il display touch 10" (A008-733) ed il software professionale Toro (A008-238)	Pz.	1.485,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 26.03.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/toro.