

Ordine
Preventivo
Conto visione

 Reinviare a ufficio commerciale:
 commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

Recaro Axion 1 Reha NEW

Rivenditore

Valutazione eseguita da:

Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

Recaro Axion 1 Reha

Seggiolino ortopedico per auto per utenti con altezza da 100 a 150 cm e peso da 15 a 50 kg


PREZZO BASE: 2.610,00 € + IVA

Numero repertorio Ministero: 2928160

Configurazione di base

- Seggiolino
- Poggiatesta regolabile in altezza
- Sistema Isofix integrato
- Sistema di protezione dagli impatti laterali
- Supporti laterali per il tronco
- Imbottiture laterali per il bacino
- Cintura di sicurezza a 5 punti
- Imbottitura protettiva inguinale
- Cuneo di abduzione removibile
- Fodere removibili
- Imbottiture per bretellaggio
- Guida per le gambe
- Imbottitura aggiuntiva removibile per il capo
- **Sistema di ritenuta per esigenze speciali "S" ECE R129/03 S (protezione impatti frontali e laterali)**



Dati tecnici

Profondità seduta (fino alla cinghia inguinale)	22 cm
Profondità seduta (a bordo anteriore)	34 cm
Larghezza seduta	27 cm
Altezza schienale (interna)	55 - 75 cm
Altezza spalle (guide della cintura)	34 - 54 cm
Larghezza spalle	35 cm
Basculamento della seduta (con base reclinazione)	2,5° / 5° / 7,5° / 10°
Basculamento della seduta (con prolunga base reclinazione)	12,5° / 15° / 17,5° / 20°
Ingombro totale (L x H x P)	52 x 63 x 39 cm
Peso (configurazione base)	6 kg
Portata max	15 - 50 kg
Altezza utente	100 - 150 cm

 Tutte le dimensioni sono espresse in larghezza per altezza per profondità. Tolleranze $\pm 1,5$ cm. La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso

 La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.09.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/.

Seggiolino		
Articolo	Descrizione	Imponibile
557	Recaro Axion 1 Reha seggiolino auto	2.610,00 €

Basi con adattatore per l'installazione di supporti di sicurezza e accessori

Base Basic per l'installazione dei supporti di sicurezza completo di piatto adattatore (1)			Base con sistema di aggancio Isofix per l'installazione dei supporti di sicurezza completo di piatto adattatore (1)			Base per la reclinazione , completa di sistema di aggancio Isofix per installazione dei supporti di sicurezza completo di piatto adattatore		
								
Prezzo / Pz			Prezzo / Pz			Prezzo / Pz		
531+530	Base basic + piatto adattatore	585,00 €	532+530	Base con sistema di aggancio ISOFIX+ piatto adattatore	860,00€	533+530	Base reclinazione + piatto adattatore	1.105,00 €
Base con piano rotante , completa di sistema di aggancio Isofix per l'installazione dei supporti di sicurezza completo di piatto adattatore (5)			Base per la reclinazione + base con piano rotante , completa di sistema di aggancio Isofix per installazione dei supporti di sicurezza completo di piatto adattatore (5)					
								
Prezzo / Pz.			Prezzo / Pz.					
534+530	con apertura verso destra + piatto adattatore	1.081,00€	535+530	con apertura verso destra + piatto adattatore	1.255,00€			
5341+530	con apertura verso sinistra + piatto adattatore	1.081,00€	5351+530	con apertura verso sinistra + piatto adattatore	1.255,00€			

Supporti di sicurezza

Poggiapiedi pieghevole e regolabile in angolazione (prof. 12 cm) (2)	Supporto di appoggio anteriore (2)	Barra stabilizzatrice posteriore (3)	Cuscino stabilizzatore (4)
			
NB: Per l'installazione di questo accessorio è sempre necessario una base con adattatore (531/532/533/534/5341/535/5351+530)	NB: Per l'installazione di questo accessorio è sempre necessario una base con adattatore (531/532/533/534/5341/535/5351+530)	NB: Per l'installazione di questo accessorio è sempre necessario una base con adattatore (531/532/533/534/5341/535/5351+530)	
Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.	Prezzo / Pz.
537 556,00 €	538 376,00 €	536 145,00 €	513 132,00 €


(1) Il kit composto da piatto adattatore 530 + Base per installazione supporti 531 o 532 è adatto a veicoli in cui il punto di ancoraggio ISOFIX inferiore non è più alto di 3 cm rispetto alla superficie del sedile del veicolo. Si prega di controllare la posizione dell'aggancio ISOFIX nel veicolo!

(2) Il poggiatesta pieghevole (537) ed il supporto di appoggio anteriore (538) non possono essere utilizzati simultaneamente e per la loro installazione è sempre necessario il piatto adattatore (530) abbinato ad una delle basi (531, 532, 533, 534, 5341, 535, 5351).

(3) L'installazione della barra stabilizzatrice (536) è consigliata su veicoli NON dotati di sistemi di aggancio Isofix e rende inutilizzabile il sistema di aggancio Isofix integrato nel seggiolino.

(4) Si raccomanda di utilizzare il cuscino stabilizzatore (513) nei veicoli dotati di sedili con incavo nella seduta per compensare le superfici di contatto del piano del seggiolino con il sedile del veicolo.

(5) Il cuscino a cuneo inferiore (810) e i kit con piatto adattatore (530) + Base con piano rotante (534, 5341, 535, 5351) non possono essere utilizzati simultaneamente.



La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.09.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/.

Ulteriori Accessori		
Supporti laterali per il tronco, flessibili 	Supporto per il capo 	Supporto per il mento 
Prezzo /Pz. 558 304,00 €	Prezzo /Pz. 561 70,50 €	Prezzo / Pz. 562 280,00 €
Cuneo di abduzione regolabile 	Prolunga profondità della seduta 	Cuscino a cuneo inferiore alla seduta (+ 10°) (5) 
Prezzo /Pz. 539 313,00€ 530 piatto adattatore 291,00€ (necessario se non selezionata una base con adattatore)	Prezzo /Pz. 540 326,00€ 530 piatto adattatore 291,00€ (necessario se non selezionata una base con adattatore)	Prezzo / Pz. 810 171,00 €
Tavolino di supporto anteriore 	Clip aggiuntiva per la chiusura della cintura sul petto 	Tappeto di protezione per sedile e appoggia-schiena 
Prezzo / Pz. 559 464,00 €	Prezzo / Pz. 423 18,50 €	Prezzo /Pz. 814 74,50 €
Giubbino antifuga 		
Prezzo /Pz. 826 90,00 €		

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 01.09.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/.