




Informazioni tecniche	Mis. 1	Mis. 2	Mis.3	Mis. 4
Altezza utente	60 - 95 cm	90 - 130 cm	120 - 155 cm	130 - 180 cm
Peso max utilizzatore	30 kg	40 kg	55 kg	80 kg
Basculamento manuale	Sì	Sì	Sì	No
Basculamento elettrico	Sì	Sì	Sì	Sì
Pedana poggiapiedi (Lunghezza x prof.)	75 x 58 cm	75 x 58 cm	100 x 70 cm	108 x 75 cm



Flessione ginocchio



Funzione di inclinazione e rotazione disponibile per i supporti pelvici e toracici



Ampia gamma di moduli per la personalizzazione



Extra abduzione (4-in-1)

ELLA STATICA

- Modularità di prima classe; tutti i moduli si adattano a qualsiasi dimensione di telaio
- Supporti con regolazioni bilaterali continue e indipendenti
- Progettato e prodotto in Finlandia
- Regolazioni intuitive e semplici rendono l'adattamento incredibilmente facile.
- Reclinazione di 90° con molla a gas o attuatore elettrico
- Posizione eretta, prona, supina e abdotta, tutto con un unico prodotto

DISTRIBUITO DA: