


Flessione dell'anca



Regolazioni versatili per gambe e piedi



Posizionamento anatomicamente corretto dei punti delle articolazioni



Regolazione dell'inclinazione e della rotazione disponibile per il supporto lombare e della schiena

ODE SISTEMA DI SEDUTA

- Posizionamento ottimale e personalizzato
- Tutte le regolazioni di taglia e funzionalità sono posizionate all'esterno del sedile. Non è necessario spostare eccessivamente il cliente, rimuovere l'imbottitura o sostituire parti durante le regolazioni.
- Meccanismo di regolazione della flessione dell'anca di serie
- Lato destro e sinistro regolabili separatamente e con precisione. Regolazioni bilaterali continue.
- Schienale dinamico opzionale, con facile regolazione e bloccaggio.
- Regolazioni versatili per gambe e piedi di serie.

Dati tecnici	Mini	Mis. 1	Mis. 2
Peso max utente	25 kg	40 kg	55 kg
Profondità seduta	15 - 24 cm	21 - 31 cm	26 - 37 cm
Larghezza seduta	13 - 22 cm	19 - 28 cm	27 - 37 cm
Lunghezza da cavo popliteo	13 - 22 cm	19 - 29 cm	19 - 35 cm
Altezza dello schienale (da sedile a bordo superiore)	26 - 34 cm	33 - 41 cm	40 - 53 cm

DISTRIBUITO DA: