

Ordine

Preventivo

Conto visione

ODE

Rivenditore

Valutazione eseguita da:
Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

ODE

Unità di seduta posturale

TIMOTEOS

PREZZO BASE: A PARTIRE DA 4.650,00 € + IVA

Numero repertorio Ministero: mis. mini 2970189, mis. 1 2970186, mis.2 2970158

Configurazione di base





- Unità di seduta imbottita con guide per abduzione e adduzione regolabili
- Schienale imbottito reclinabile
- Sistema di basculamento della seduta
- Regolazione indipendente della profondità della seduta lato dx e sx
- Supporti lombari imbottiti
- Pedana poggiapiedi multifunzione completa di sandaletti regolabili
- Braccioli regolabili
- Cintura pelvica
- Imbragatura torace
- Supporti laterali per il torace
- Tavolino
- Poggiatesta anatomico
- Base mobile da interno
- Maniglia di spinta

Nota: l'illustrazione non corrisponde alla
configurazione di base







Dati tecnici	ODE Mini	ODE mis. 1	ODE mis. 2
Peso massimo utente	25 kg	40 kg	55 kg
Altezza utente consigliata (min-max)	da 60 a 100 cm	da 95 a 125 cm	da 107 a 152 cm
Profondità seduta (min-max)	da 15 a 24 cm	da 21 a 31 cm	da 26 a 37 cm
Larghezza seduta con guide bacino	da 13 a 22 cm	da 19 a 29 cm	da 27 a 37 cm
Larghezza seduta senza guide bacino	da 13 a 24 cm	da 19 a 34 cm	da 27 a 39 cm

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 11.03.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/bee.

Configurazione di base				
Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile	
ODE Mini (5500)	T55561 unità di seduta + T55562 schienale statico + T55564 supporti lombari + T55565 pedana poggiapiedi + T55533 sandaletti + T55566 braccioli + T55569 cintura pelvica a due punti + T55536 imbragatura torace + T55567 pelotte toracali + T55568 tavolino + T55571 poggiatesta + T66101M base manuale da interno + TODEDXTBUPH fodera in dartex colore turchese	Pz	4.650,00 €	
ODE 1 (5510)	T55501 unità di seduta + T55503 schienale statico + T55511 supporti lombari + T55515 pedana poggiapiedi + T55533 sandaletti + T55518 braccioli + T55522 cintura pelvica a due punti + T55537 imbragatura torace + T55540 pelotte toracali + T55526 tavolino + T55528 poggiatesta + T66101M base manuale da interno + TODEDXTBUPH fodera in dartex colore turchese	Pz	4.650,00 €	
ODE 2 (5520)	T55502 unità di seduta + T55504 schienale statico + T55512 supporti lombari + T55516 pedana poggiapiedi + T55534 sandaletti + T55520 braccioli + T55523 cintura pelvica a due punti + T55538 imbragatura torace + T55542 pelotte toracali + T55527 tavolino + T55529 poggiatesta + T66101 base manuale da interno + TODEDXTBUPH fodera in dartex colore turchese	Pz	4.650,00 €	

Configurazione personalizzata (tempi di consegna circa 8 settimane) <i>Selezionare 1 opzione per ogni categoria della configurazione minima</i>				
Seduta				
Unità di seduta con guide per abduzione e adduzione delle gambe 	Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
	T55561	mis. Mini (larghezza seduta 15-21 cm, prof. seduta 15-24 cm)	Pz	1.246,00 €
	T55501	mis. 1 (larghezza seduta 19-28 cm, prof. seduta 21-31 cm)	Pz	1.246,00 €
	T55502	mis. 2 (larghezza seduta 27-37 cm, prof. seduta 26-37 cm)	Pz	1.246,00 €
Schienale				
Schienale imbottito regolabile in altezza e reclinazione, completo di supporto 	Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
	T55562	Statico per mis. Mini	Pz	228,00 €
	T55503	Statico per mis. 1	Pz	228,00 €
	T55504	Statico per mis. 2	Pz	228,00 €
	T55505	Statico con rotazione per mis. 1	Pz	480,00 €
	T55506	Statico con rotazione per mis. 2	Pz	506,00 €
	T55563	Dinamico per mis. Mini	Pz	638,00 €
	T55507	Dinamico per mis. 1	Pz	744,00 €
	T55508	Dinamico per mis. 2	Pz	786,00 €
	T55509	Dinamico con rotazione per mis. 1	Pz	966,00 €
T55510	Dinamico con rotazione per mis. 2	Pz	1.007,00 €	
Supporto lombare				
Supporto lombare imbottito completo di guida e piastra di aggancio posteriore 	Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
	T55564	Inclinabile per mis. Mini	Pz	114,00 €
	T55511	Regolabile in altezza per mis. 1	Pz	114,00 €
	T55512	Regolabile in altezza per mis. 2	Pz	114,00 €
	T55513	Regolabili in altezza, profondità e angolazione per mis. 1	Pz	351,00 €
	T55514	Regolabili in altezza, profondità e angolazione per mis. 2	Pz	358,00 €
Braccioli				
Braccioli imbottiti regolabili in altezza, larghezza e angolazione 	Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
	T55566	Extra small per mis. Mini	Pa	266,00 €
	T55518	Small per mis. 1	Pa	266,00 €
	T55519	Small per mis. 2	Pa	320,00 €
	T55520	Medium per mis. 1	Pa	266,00 €
	T55521	Medium per mis. 2	Pa	344,00 €


La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 11.03.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/bee.

Pelotte toracali					
	Articolo	Tipo	Misura	U.M.	Imponibile
	T55567	Fisse Standard	Extra small dritte	Pa	132,00 €
	T55540		Small più strette di 20mm	Pa	132,00 €
	T55541		Small dritte	Pa	149,00 €
	T55542		Medium più strette di 20mm	Pa	132,00 €
	T55543		Medium dritte	Pa	155,00 €
	T55544		Large più strette di 20mm	Pa	162,00 €
	T55545		Large dritte	Pa	162,00 €
	T55546		Swing-away	Small più strette di 27mm	Pa
	T55547	Small dritte		Pa	295,00 €
	T55548	Medium più strette di 27mm		Pa	303,00 €
	T55549	Medium dritte		Pa	303,00 €
	T55550	Large più strette di 27mm		Pa	310,00 €
	T55551	Large dritte		Pa	310,00 €
	T55552	Swing-away flessibili	Small più strette di 27mm	Pa	516,00 €
	T55553		Small dritte	Pa	516,00 €
	T55554		Medium più strette di 27mm	Pa	541,00 €
	T55555		Medium dritte	Pa	541,00 €
	T55556		Large più strette di 27mm	Pa	566,00 €
	T55557		Large dritte	Pa	566,00 €
	Imbragature per il sostegno del tronco				
	Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile	
	T55536	Extra small (Lungh. 400+330 mm)	Pz	80,00 €	
	T55537	Small (Lungh. 450+380 mm)	Pz	80,00 €	
	T55538	Medium (Lungh. 510+410 mm)	Pz	80,00 €	
	T55539	Large (Lungh. 610+510 mm)	Pz	122,00 €	
	T55591	Bretellaggio Extra Small (solo in combinazione di kit installazione bretellaggio)	Pz	80,00 €	
	T55530	Bretellaggio Small (solo in combinazione di kit installazione bretellaggio)	Pz	80,00 €	
	T55531	Bretellaggio Medium (solo in combinazione di kit installazione bretellaggio)	Pz	85,00 €	
	T55532	Bretellaggio Large (solo in combinazione di kit installazione bretellaggio)	Pz	94,00 €	
	T55560	Kit di installazione bretellaggio (sempre necessario con bretellaggio se non richiedi i protractor per le spalle)	Pz	109,00 €	
Cintura pelvica					
	Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile	
	T55569	Cintura pelvica a 2 punti Extra Small	Pz	77,00 €	
	T55522	Cintura pelvica a 2 punti Small	Pz	77,00 €	
	T55523	Cintura pelvica a 2 punti Medium	Pz	77,00 €	
	T55570	Cintura pelvica a 4 punti Extra Small	Pz	81,00 €	
	T55524	Cintura pelvica a 4 punti Small	Pz	87,00 €	
T55525	Cintura pelvica a 4 punti Medium	Pz	94,00 €		

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 11.03.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/bee.

Tavolino				
Tavolino	Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
	T55568	per misura Mini	Pz	300,00 €
	T55526	Per Misura 1	Pz	300,00 €
	T55527	per Misura 2	Pz	300,00 €
Poggiatesta				
Poggiatesta completo di imbottitura e braccetto per la regolazione	Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
	T55571	Poggiatesta anatomico Mini	Pz	330,00 €
	T55528	Poggiatesta anatomico Small	Pz	330,00 €
	T55529	Poggiatesta anatomico Large	Pz	330,00 €
	T55572	Poggiatesta con Multiregolazione Mini	Pz	442,00 €
	T55573	Poggiatesta con Multiregolazione Small	Pz	451,00 €
	T55574	Poggiatesta con Multiregolazione Large	Pz	473,00 €
Pedana poggipiedi				
Barra regolabile per aggancio sandaletti o pedana unica	Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
	T55565	per mis. Mini	Pz	189,00 €
	T55515	per mis. 1	Pz	189,00 €
	T55516	per mis. 2	Pz	189,00 €
Sandaletti				
Sandaletti con posizionamento regolabile e cinturini (sempre necessaria la barra regolabile per aggancio sandaletti)	Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
	T55533	Small	Pz	115,00 €
	T55534	Medium	Pz	115,00 €
	T55535	Large	Pz	152,00 €
Base Hi-Low				
Base Hi-Low da interno con 4 ruote piroettanti frenabili, regolazione del basculamento e maniglia di spinta	Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
	T66101M	Base con regolazione manuale (pistone a gas) per mis. Mini e 1	Pz	1.528,00 €
	T66101	Base con regolazione manuale (pistone a gas) per mis. 2	Pz	1.528,00 €
	T66102M	Base con regolazione elettrica per mis. Mini e 1	Pz	2.650,00 €
	T66102	Base con regolazione elettrica per mis. 2	Pz	2.650,00 €
Fodere				
Fodere complete	Descrizione		U.M.	Imponibile
	Colore Navy in Dartex		Pz	45,00 €
	Colore Viola in Dartex		Pz	45,00 €
	Colore Turchese in Dartex		Pz	45,00 €
	Colore Nero Reversed in Dartex		Pz	45,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 11.03.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/bee.

Ulteriori accessori				
Supporto per il tronco				
Fermagomiti (solo in combinazione con pelotte toracali)	Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
	T93518	Small per pelotte toracali standard	Pa	156,00 €
	T93519	Small per pelotte toracali swing-away	Pa	156,00 €
	T93520	Large per pelotte toracali standard	Pa	164,00 €
	T93521	Large per pelotte toracali swing-away	Pa	164,00 €
Protrattori per le spalle imbottiti completi di kit di fissaggio per il bretellaggio	T55558	Small	Pa	507,00 €
	T55559	Large	Pa	541,00 €
Pedana poggiapiedi unica con cinturino fermapièdi (sempre necessaria barra regolabile per aggancio sandaletti o pedana unica)	T55585	per Ode mis. mini	Pz	115,00 €
	T55586	per Ode mis. 1	Pz	115,00 €
	T55587	per Ode mis. 2	Pz	152,00 €
Basi da esterno				
Base da esterno pieghevole con regolazione del basculamento e della maniglia di spinta, ruote anteriori da 6" e posteriori con freno a tamburo	T66111M	con ruote posteriori da 12" per mis. Mini e 1	Pz	2.019,00 €
	T66112M	con ruote posteriori da 16" per mis. Mini e 1	Pz	2.119,00 €
	T66111	con ruote posteriori da 12" per mis. 2	Pz	2.020,00 €
	T66112	con ruote posteriori da 16" per mis. 2	Pz	2.121,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 11.03.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/bee.