

Ordine Preventivo Conto visione

ELLA

Rivenditore

Valutazione eseguita da:
Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

ELLA

Stabilizzatore per statica in postura prona/supina con abduzione dei supporti per gli arti inferiori.

PREZZO BASE: A PARTIRE DA 2.515,00 € + IVA

Numero repertorio Ministero: versione manuale mis. 1 2970098, mis. 2 2970096, mis. 3 2970094; versione elettrica mis.4 2969965

TIMOTEOS

ELLA BY TIMO

Configurazione di base

- Stabilizzatore per statica in posizione prona 3 in 1
- Verticalizzazione tramite pistone a gas
- Supporto per i piedi
- Fermaginocchia con regolazione indipendente in altezza, profondità, larghezza, flessione e abduzione fino a 18° per lato
- Pedana poggipiedi regolabile in altezza, profondità, larghezza, abduzione e flessione delle caviglie
- Sandaletti regolabili con cinturini
- Supporti per il bacino regolabili
- Supporto per il tronco regolabile
- Cintura pelvica
- Imbragatura torace
- Contenitori laterali per il tronco e per il bacino
- Tavolino
- **Poggiatesta (accessorio aggiuntivo per avere Statica PRONO/SUPINA)**



Nota: l'illustrazione non corrisponde alla configurazione di base

Dati tecnici	Mis. 1	Mis. 2	Mis. 3	Mis. 4
Età approssimativa di utilizzo	0 - 4 anni	3 - 7 anni	6 - 12 anni	11 - 18 anni
Altezza utente consigliata (min-max)	60 - 95 cm	90 - 130 cm	120 - 155 cm	130 - 180 cm
Peso massimo utente	30 kg	40 kg	55 kg	80 kg
Abduzione versione 4 in 1 (min-max in base all'altezza dell'utente)	67° - 90°	45° - 68°	43° - 60°	35° - 55°

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 10.03.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/bee.

Configurazione di base prona

Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
Mis. 1 (9310)	T93371 base statica MANUALE 3 IN 1 + T93010 Poggiapiedi con sandaletti + T93248 Supporti ginocchia + T93074 supporto pelvico posteriore + T93075 supporto torace posteriore + T93015 n. 2 cinture con velcro per supporto pelvico e supporto torace + T93077 n. 2 pelotte laterali std + T93141 Tavolino + TELLDXTBUPH fodera in dartex colore turchese	Pz	2.515,00 €
Mis. 2 (9320)	T93372 base statica MANUALE 3 IN 1 + T93037 Poggiapiedi con sandaletti + T93249 Supporti ginocchia + T93080 supporto pelvico posteriore + T93081 supporto torace posteriore + T93041 n. 2 cinture con velcro per supporto pelvico e supporto torace + T93083 n. 2 pelotte laterali std + T93142 Tavolino + TELLDXTBUPH fodera in dartex colore turchese	Pz	2.515,00 €
Mis. 3 (9330)	T93373 base statica MANUALE 3 IN 1 + T93056 Poggiapiedi con sandaletti + T93249 Supporti ginocchia + T93086 supporto pelvico posteriore + T93087 supporto torace posteriore + T93060 n. 2 cinture con velcro per supporto pelvico e supporto torace + T93091 n. 2 pelotte laterali std + T93143 Tavolino + TELLDXTBUPH fodera in dartex colore turchese	Pz	2.765,00 €
Mis. 4 (9341)	T93378 base statica ELETTRICA 3 IN 1 + T93056 Poggiapiedi con sandaletti + T93250 Supporti ginocchia + T93149 supporto pelvico posteriore + T93150 supporto torace posteriore + T93114 n. 2 cinture con velcro per supporto pelvico e supporto torace + T93091 n. 2 pelotte laterali std + T93143 Tavolino + TELLDXTBUPH fodera in dartex colore turchese	Pz	4.763,00 €

Configurazione personalizzata prona

(tempi di consegna circa 8 settimane)

Selezionare le opzioni indicate per ogni categoria della configurazione minima

Base

Base (selezionare 1 opzione)



Dimensione in mm	Largh.	Lungh.	Altezza
mis. 1	580	750	140
mis. 2	580	750	140
mis. 3	702	1.000	140
mis 4	702	1.080	140

Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
T93371	Base 3 in 1 con regolazione MANUALE tramite pistone a gas mis. 1	Pz	1.162,00 €
T93372	Base 3 in 1 con regolazione MANUALE tramite pistone a gas mis. 2	Pz	1.162,00 €
T93373	Base 3 in 1 con regolazione MANUALE tramite pistone a gas mis. 3	Pz	1.321,00 €
T93374	Base 3 in 1 con regolazione ELETTRICA mis. 1	Pz	1.980,00 €
T93375	Base 3 in 1 con regolazione ELETTRICA mis. 2	Pz	1.980,00 €
T93376	Base 3 in 1 con regolazione ELETTRICA mis. 3	Pz	2.260,00 €
T93378	Base 3 in 1 con regolazione ELETTRICA mis. 4	Pz	3.107,00 €
T93436	Base 4 in 1 con regolazione MANUALE tramite pistone a gas mis. 1	Pz	2.150,00 €
T93437	Base 4 in 1 con regolazione MANUALE tramite pistone a gas mis. 2	Pz	2.150,00 €
T93438	Base 4 in 1 con regolazione MANUALE tramite pistone a gas mis. 3	Pz	2.250,00 €
T93439	Base 4 in 1 con regolazione MANUALE tramite pistone a gas mis. 4	Pz	2.390,00 €
T93440	Base 4 in 1 con regolazione ELETTRICA mis. 1	Pz	3.080,00 €
T93441	Base 4 in 1 con regolazione ELETTRICA mis. 2	Pz	3.080,00 €
T93443	Base 4 in 1 con regolazione ELETTRICA mis. 3	Pz	3.290,00 €
T93444	Base 4 in 1 con regolazione ELETTRICA mis. 4	Pz	4.150,00 €

Pedane poggiapiedi

Pedane poggiapiedi con sandaletti e cinturini (selezionare 1 opzione)



Articolo	Dim. in mm	Largh.	Lung.	Altezza	U.M.	Imponibile
T93010	Sandaletti Small	Tallone 76 Punta 83	134	Tallone 64 Punta 12	Pa	115,00 €
T93037	Sandaletti Medium	Tallone 83 Punta 95	184	Tallone 64 Punta 12	Pa	115,00 €
T93056	Sandaletti Large	Tallone 102 Punta 114	235	Tallone 73 Punta 12	Pa	115,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 10.03.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/bee.

Supporti ginocchia

Supporti per ginocchia completi di contenimenti, cinturini e imbottitura (selezionare 1 opzione)



Legenda: L=Larghezza, A=Altezza, S=Spessore, D=Diametro, P=Profondità

Dimensioni in mm dell'imbottitura					
	L	A	S	D	P
Small	70	95	25	80	35
Medium	85	105	25	100	40
Large	100	115	35	120	40

Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
T93248	Small (Ø 80mm) con chiusura a velcro	Pa	208,00 €
T93249	Medium (Ø 100mm) con chiusura a velcro	Pa	208,00 €
T93250	Large (Ø 120mm) con chiusura a velcro	Pa	232,00 €
T93418	Small (Ø 80mm) con chiusura a fibbia	Pa	265,00 €
T93419	Medium (Ø 100mm) con chiusura a fibbia	Pa	265,00 €
T93420	Large (Ø 120mm) con chiusura a fibbia	Pa	289,00 €
T93526	Modulo di rotazione del supporto per ginocchia	Pz	200,00 €

Supporti di appoggio posteriori bacino

Supporto appoggio posteriore per il bacino (selezionare 1 opzione)



Dimensioni in mm dell'imbottitura			
	Largh.	Altezza	Spessore
mis. 1	210	160	35
mis. 2	260	210	35
mis. 3	290	255	35
mis. 4	355	290	35

Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
T93074	Standard per mis. 1	Pz	115,00 €
T93080	Standard per mis. 2	Pz	115,00 €
T93086	Standard per mis. 3	Pz	123,00 €
T93149	Standard per mis 4	Pz	188,00 €
T93161	Con rotazione per mis. 1	Pz	395,00 €
T93162	Con rotazione per mis. 2	Pz	395,00 €
T93163	Con rotazione per mis. 3	Pz	440,00 €
T93164	Con rotazione per mis. 4	Pz	450,00 €

Supporti di appoggio posteriori tronco

Supporto appoggio posteriore per il tronco (selezionare 1 opzione)



Dimensioni in mm dell'imbottitura			
	Largh.	Altezza	Spessore
mis. 1	210	210	35
mis. 2	260	240	35
mis. 3	290	295	35
mis. 4	355	325	35

Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
T93075	Standard per mis. 1	Pz	115,00 €
T93081	Standard per mis. 2	Pz	115,00 €
T93087	Standard per mis. 3	Pz	123,00 €
T93150	Standard per mis 4	Pz	188,00 €
T93277	Con rotazione per mis. 1	Pz	395,00 €
T93278	Con rotazione per mis. 2	Pz	395,00 €
T93279	Con rotazione per mis. 3	Pz	440,00 €
T93280	Con rotazione per mis. 4	Pz	450,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 10.03.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/bee.

Imbragature per sostegno tronco e bacino

Cintura per sostegno tronco e bacino (N.B. Selezionare n. 2 cinture per sostegno: 1 per il tronco + 1 per il bacino)



Bretellaggio (selezionare n. 1 opzione in alternativa a cinture per sostegno tronco e bacino)



Dimensioni in mm

	Larghezza	Lungh. lato dx	Lungh. lato sx
Extra small	75	400	300
Small	100	450	380
Medium	100	510	410
Large	125	610	510

Q.tà	Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile	Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
___	T93015	Extra small	Pz	65,00 €	T55591	Extra Small (solo in combinazione di kit installazione bretellaggio)	Pz	80,00 €
___	T93041	Small	Pz	65,00 €	T55530	Small (solo in combinazione di kit installazione bretellaggio)	Pz	80,00 €
___	T93060	Medium	Pz	65,00 €	T55531	Medium (solo in combinazione di kit installazione bretellaggio)	Pz	85,00 €
___	T93114	Large	Pz	94,00 €	T55532	Large (solo in combinazione di kit installazione bretellaggio)	Pz	94,00 €
					T93356	Kit di installazione bretellaggio (sempre necessario con bretellaggio se non richiedi i protractor per le spalle)	Pz	109,00 €

Pelotte toracali

Pelotte toracali (selezionare 2 opzioni: 1 per tronco e 1 per bacino)





Pelotte toracali dritte





Pelotte toracali più strette 20/27 mm

Articolo	Tipo	Misura	L*	H*	S*	U.M.	Imponibile
T93490	Fisse Standard	Extra small dritte	80	70	35	Pa	132,00 €
T93077		Small dritte più strette di 20mm	100	100	35	Pa	110,00 €
T93076		Small dritte	100	100	35	Pa	132,00 €
T93083		Medium più strette di 20mm	115	115	35	Pa	110,00 €
T93082		Medium dritte	115	115	35	Pa	132,00 €
T93091		Large più strette di 20mm	155	140	35	Pa	110,00 €
T93090		Large dritte	155	140	35	Pa	132,00 €
T93122	Swing-away	Small dritte più strette di 27mm	100	100	35	Pa	330,00 €
T93119		Small dritte	100	100	35	Pa	330,00 €
T93123		Medium dritte più strette di 27mm	115	115	35	Pa	330,00 €
T93120		Medium dritte	115	115	35	Pa	330,00 €
T93124		Large dritte più strette di 27mm	155	140	35	Pa	345,00 €
T93121		Large dritte	155	140	35	Pa	345,00 €
T964-09012	Swing-away flessibili	Small dritte più strette di 27mm	185	110	50	Pa	580,00 €
T964-09009		Small dritte	185	110	50	Pa	580,00 €
T964-09013		Medium dritte più strette di 27mm	215	125	50	Pa	610,00 €
T964-09010		Medium dritte	215	125	50	Pa	610,00 €
T964-09014		Large dritte più strette di 27mm	270	140	50	Pa	625,00 €
T964-09011		Large dritte	270	140	50	Pa	625,00 €





*Dimensione in mm dell'imbottitura

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 10.03.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/bee.

Tavolino																												
Tavolino (selezionare 1 opzione)  <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Dimensioni in mm</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Largh.</th> <th>Lungh.</th> <th>Altezza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mis. 1</td> <td>510</td> <td>290</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>mis. 2</td> <td>540</td> <td>320</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>mis. 3 e 4</td> <td>630</td> <td>340</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Vaschette 2,5l - diametro 200mm - prof. 100mm</td> </tr> </tbody> </table>	Dimensioni in mm					Largh.	Lungh.	Altezza	mis. 1	510	290	50	mis. 2	540	320	50	mis. 3 e 4	630	340	50	Vaschette 2,5l - diametro 200mm - prof. 100mm				Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
	Dimensioni in mm																											
		Largh.	Lungh.	Altezza																								
	mis. 1	510	290	50																								
	mis. 2	540	320	50																								
	mis. 3 e 4	630	340	50																								
	Vaschette 2,5l - diametro 200mm - prof. 100mm																											
T93141	Tavolino std per mis. 1	Pz	405,00 €																									
T93142	Tavolino std per mis. 2	Pz	405,00 €																									
T93143	Tavolino std per mis. 3 e 4	Pz	480,00 €																									
T93281	Tavolino con vaschetta per mis. 1	Pz	610,00 €																									
T93282	Tavolino con vaschetta per mis. 2	Pz	610,00 €																									
T93283	Tavolino con vaschetta per mis. 3 e 4	Pz	650,00 €																									
Fodere																												
Fodere complete (selezionare 1 opzione) 	Descrizione	U.M.	Imponibile																									
	Colore Navy in Dartex	Pz	45,00 €																									
	Colore Viola in Dartex	Pz	45,00 €																									
	Colore Turchese in Dartex	Pz	45,00 €																									
	Colore Nero Reversed in Dartex	Pz	45,00 €																									

Ulteriori accessori								
Poggiatesta completo di imbottitura e braccetto per la regolazione				Poggiatesta Multiregolabile completo di imbottitura e braccetto per la regolazione				
								
Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile	Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile	
T93258	Poggiatesta ovale Small L 240 x H 140mm	Pz	295,00 €	T93487	Poggiatesta con Multiregolazione Mini	Pz	495,00 €	
T93259	Poggiatesta ovale Large L 340 x H 150mm	Pz	295,00 €	T93488	Poggiatesta con Multiregolazione Small	Pz	495,00 €	
T93505	Poggiatesta anatomico Mini	Pz	405,00 €	T93489	Poggiatesta con Multiregolazione Large	Pz	510,00 €	
T93506	Poggiatesta anatomico Small	Pz	405,00 €					
T93507	Poggiatesta anatomico Large	Pz	435,00 €					
Maniglia per inclinazione				Indicatore dell'angolo di inclinazione				
								
Articolo	U.M.	Imponibile	Articolo	U.M.	Imponibile			
T93558	Pz	199,00 €	T93522	Pz	65,00 €			

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 10.03.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/bee.

Protrattori per le spalle imbottiti completi di kit di fissaggio per il bretellaggio 					Fermagomiti (solo in combinazione con pelotte toracali) 				
Dimensioni in mm		Lunghezza	Altezza	Spessore					
Small		115	115	35					
Medium		155	140	35					
Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile	Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile		
T93357	Small per mis.1 e 2	Pa	507,00 €	T93518	Small per pelotte toracali standard	Pa	156,00 €		
T93358	Medium per mis.3 e 4	Pa	541,00 €	T93519	Small per pelotte toracali swing-away	Pa	156,00 €		
				T93520	Large per pelotte toracali standard	Pa	164,00 €		
				T93521	Large per pelotte toracali swing-away	Pa	164,00 €		
Supporto lombare					Kit per la trasformazione della base 3 in 1 in base 4 in 1				
									
Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile	Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile		
T93527	Con rotazione Small per mis.2	Pz	420,00 €	T93445	Con Supporti Small, sandaletti mis. S e supporti ginocchia mis. S per mis. 1 e 2	Kit	su richiesta		
T93528	Con rotazione Medium per mis.3	Pz	435,00 €	T93446	Con Supporti Small, sandaletti mis. M e supporti ginocchia mis. M per mis. 1 e 2	Kit	su richiesta		
T93529	Con rotazione Large per mis.4	Pz	495,00 €	T93447	Con Supporti Large, sandaletti mis. M e supporti ginocchia mis. M per mis. 3 e 4	Kit	su richiesta		
				T93448	Con Supporti Large, sandaletti mis. M e supporti ginocchia mis. L per mis. 3 e 4	Kit	su richiesta		
				T93449	Con Supporti Large, sandaletti mis. L e supporti ginocchia mis. M per mis. 3 e 4	Kit	su richiesta		
				T93450	Con Supporti Large, sandaletti mis. L e supporti ginocchia mis. L per mis. 3 e 4	Kit	su richiesta		
Barra verticale con indicatore misure									
									
Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile						
T93325	per mis. 1	Pz	42,00 €						
T93326	per mis. 2	Pz	42,00 €						
T93327	per mis. 3	Pz	42,00 €						
T93328	per mis. 4	Pz	42,00 €						

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 10.03.2026 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/bee.